

Size 9,5x23x3 cm
S09120 - Rev. 10 - 03/26

IT - I dispositivi devono essere utilizzati da persone qualificate durante visite diagnostiche. Non sterilizzare gli strumenti con soluzioni contenenti ioni di cloruro. Solo per uso professionale. Disinfettare prima dell'uso.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

EN - The devices must be used by qualified persons during diagnostic visits. Do not sterilize instruments with solutions containing chloride ions. For professional use only. Disinfect before use.

You must report any serious incident that occurs in relation to the medical device supplied by us to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which you are located.

FR - Les appareils doivent être utilisés par des personnes qualifiées lors des visites de diagnostic. Ne stérilisez pas les instruments avec des solutions contenant des ions chlorure. Pour usage professionnel seulement. Désinfecter avant utilisation.

Vous devez signaler tout incident grave survenant en relation avec le dispositif médical que nous fournissons au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous vous trouvez.

ES - Los dispositivos deben ser utilizados por personas calificadas durante las visitas de diagnóstico. No esterilice los instrumentos con soluciones que contengan iones cloruro. Sólo para uso profesional. Desinfectar antes de usar.

Debe informar de cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto sanitario suministrado por nosotros al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentre.

PT - Os dispositivos devem ser utilizados por pessoas qualificadas durante visitas de diagnóstico. Não esterilize instrumentos com soluções contendo íons cloreto. Apenas para uso profissional. Desinfete antes de usar.

Deve comunicar qualquer incidente grave que ocorra em relação ao dispositivo médico por nós fornecido ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que se encontra.

DE - Die Geräte müssen bei Diagnosebesuchen von qualifiziertem Personal verwendet werden. Sterilisieren Sie Instrumente nicht mit Lösungen, die Chloridionen enthalten. Nur für professionelle Anwendung. Vor Gebrauch desinfizieren.


Sie müssen jeden schwerwiegenden Vorfall, der im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten Medizinprodukt auftritt, dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem Sie ansässig sind, melden.

GR - Οι συσκευές πρέπει να χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένα άτομα κατά τις διαγνωστικές επισκέψεις. Μην αποστειρώνετε τα εργαλεία με διαλύματα που περιέχουν ιόντα χλωρίου. Μόνο για επαγγελματική χρήση. Απολυμάνετε πριν τη χρήση. Πρέπει να αναφέρετε κάθε σοβαρό περιστατικό που συμβαίνει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν που παρέχουμε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

AR - يجب استخدام الأجهزة من قبل أشخاص مؤهلين أثناء الزيارات التشخيصية. لا تقم بتعقيم الأدوات بحلول يحتوي على أيونات الكلوريد. للاستخدام المهني فقط. تطهير قبل الاستخدام. يجب عليك الإبلاغ عن أي حادث خطير يحدث فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي قدمناه للشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تتواجد فيها.



www.gimaitaly.com



INQUADRA IL CODICE PER SCARICARE IL MANUALE MULTILINGUA
SCAN THE CODE TO DOWNLOAD THE MULTILINGUAL MANUAL
ENCADREZ LE CODE POUR TÉLÉCHARGER LE MANUEL MULTILINGUE
ENFOQUE EL CÓDIGO PARA DESCARGAR EL MANUAL MULTILINGÜE



https://www.gimaitaly.com/prodotti/31252


Buck Colour Neurological hammer



- Martello neurologico Buck Colour
- Marteau neurologique Buck Colour
- Buck Colour neurologischer hammer
- Martillo neurológico Buck Colour
- Martelo neurológico Buck Colour
- Νευρολογικό σφυράκι Buck Colour
- Młotek neurologiczny Buck Colour
- Neurologické kladivo Buck Colour



- Provided with pin and brush
- Dotato di ago ed agesimo



- Неврологичен чук Buck Colour
- Buck Colour neurologinis plaktukas
- Buck Colour neuroloģiskais āmurs
- Buck Colour neuroloogiline haamer
- منظار فحص قناة

- Buck Colour Neurologische Hammer
- Buck Colour neurološki čekić
- Buck Colour neurologiai kalapács
- Buck Colour Neurologisk Hammer
- Buck Colour neurologisk hammer

- Buck Colour Neurologisk Hammare
- Buck Colour -Neurologinen vasara
- Neurološko kladivo Buck Colour
- Neurologické kladivo Buck Colour
- Ciocan neurologic de culoare Buck

www.gimaitaly.com



REF 31252 LOT

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Pakistan

CH REP

Medicare AG, Hauptstr. 51
5024 Küttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506

UK REP

Maclin Power Ltd, 20 Wenlock Road,
London N1 7GU England,
United Kingdom

