



GIMA

REF 35021**LOT 000017**

TAMPONI ROTONDI DI GARZA - diam. 25 mm - TNT
GAUZE ROUND BALL diam. 25 mm - non woven
BALLES DE GAZE RONDES diam. 25 mm - non tissé
TAMPONES DE GASA TNT - diám. 25 mm

Rev. 8.06.26

Tamponi assorbenti in TNT pronti all'uso, non sterili. Indicati per detersione o disinfezione della cute sana. Non mettere a contatto con cute lesa o in fase di cicatrizzazione. Dispositivo Medico monouso. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni. Smaltimento da effettuarsi in ottemperanza alle norme nazionali vigenti. E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

Absorbent pads in TNT ready to use, not sterile. Indicated for cleansing or disinfection of healthy skin. Do not put in contact with injured or scarring skin. Disposable Medical Device. In case of reuse, infections can occur. Disposal to be carried out in compliance with current national regulations. All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located.

Tampons absorbants en TNT prêts à l'emploi, non stériles. Indiqué pour le nettoyage ou la désinfection des une peau saine. Ne pas mettre en contact avec la peau blessée ou cicatricielle. Dispositif médical jetable. En cas de réutilisation, des infections peuvent survenir. L'élimination doit être effectuée conformément aux réglementations nationales en vigueur. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social

Almohadillas absorbentes en TNT listas para usar, no estériles. Indicado para la limpieza o desinfección de piel sana. No lo ponga en contacto con la piel lesionada o con cicatrices. Aparato médico desechable. En caso de reutilización, pueden ocurrir infecciones. La eliminación se realizará de acuerdo con la normativa nacional vigente. Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.



Medicare Ag
Hauptstrasse, 51 5024 Kuttigen, Schweiz
CHRN-AR-20002506



Dispositivo medico/Medical Device
Dispositif médical /Producto sanitario



GIMA S.p.A.
Via marconi, 1
20060 - Gessate (MI) - Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



(01)80232793502119



2026/07/30

Confezione da 100 pz. - Box of 100 pcs.
Boîte de 100 pcs. - Paquete de 100 pz.