

148.5 mm


MDSCOPE®

Speculum monouso

Dimensioni: Ø 5 mm

Codice articolo: MS101-015

250 pz



Tappo monouso:

Spingere l'estremità flangiata dello speculum verso la base della testa della telecamera fino allo scatto di bloccaggio.

Rimozione:

Premere l'estremità flangiata e tirare lo speculum per estrarlo dalla testa della telecamera e smaltirlo dopo l'uso.



Compatibile con Videotoscopi MDSCOPE.
Non utilizzare con altri dispositivi.

Rappresentante nell'Unione europea:
Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germania

Importato da:
Gima S.p.a.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabbricante:
APPLE BioMedical Inc.
8th Floor, No.12, Lane 609, Chong Shin Road,
Sec.5, New Taipei, 24159, Taiwan
Email: info@applebiomed.com
Sito Web: www.applebiomed.com



105 mm

148.5 mm


MDSCOPE®

Spéculums jetables

Dimensions: Ø 5 mm

Code de référence: MS101-015

250
pièces



Embout jetable:

Pousser l'extrémité à bride du spéculum vers la base de la tête de la caméra jusqu'au clic de verrouillage.

Extraction:

Appuyer sur l'extrémité à bride et tirer pour extraire le spéculum de la tête de la caméra et le jeter après utilisation.



Compatible avec vidéo-otoscopes MDSCOPE.
Non utilisable avec d'autres dispositifs

Représentant auprès de l'Union européenne:
Medical Device Safety Service GmbH
Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germania

Importé par :
Gima S.p.a.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Fabricant :
APPLE BioMedical Inc.
8th Floor, No.12, Lane 609, Chong Shin Road,
Sec.5, New Taipei, 24159, Taiwan
Email: info@applebiomed.com
Site Web: www.applebiomed.com



105 mm