

www.gimaitaly.com



GIMA



Matita dermatografica GIMA con temperamatite - bianca
GIMA dermatograph pencil with pencil sharpener - white
Crayon dermatographique GIMA avec taille-crayon - blanc
Lápiz dermatográfico GIMA con sacapuntas - blanco
Lápis dermatográfico GIMA com aparta-lápis - branco
Dermographischer Stift GIMA mit Anspitzer - weiß
GIMA Jelölő ceruza ceruzahegyzővel - fehér
Dermografisk penna GIMA med pennvassare - vit
Ołówek dermatograficzny GIMA z temperówką - biały
Creion dermatograf GIMA cu ascuțitoare pentru creioane - alb
Δερμογραφικό μολύβι GIMA με ξύστρα - λευκό
خريپا - قارپ مع GIMA دلچ مل

S09421 - Rev.5.04.25
Size: 19,5x5,5x1,3 cm

Conf. da 6 / Box of 6



Red



Blue



White

Distribuito da/Distributed by/Distribué par/Distribuido por/Distribuido por/Verteilt
durch/Terjeszti/Distribueras av/Dystrybuowane przez/Dystrybuowane przez/Διανέμεται
από/توزع عن طريق
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por/Von importiert/
Importat inen/Importerad från/Importowane z/Importat din/Εισαγωγή από/توزيع عن طريق
Solution Group S.r.l. - Via Carlo Sormani, 1 - 20095 Cusano Milanino (MI) - Italy
solutiongroup@legaimail.it - www.solutiongroup.it

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/
Hersteler/Gyártó/Tillverkare/Producent/Producător/Fabrica/عازن/صانع
NINGBO GEÇEN PROMOTION & GIFT CO., LTD
B106-109, No.535, Qingshuiqiao Road, HiTech Zone, Ningbo, China - Made in China
Email: aason@nbgecen.com

REF DP-001

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI



PAP



8 023279 331769

LOT

000013

GIMA 33176





GIMA

Matita dermatografica GIMA con temperamatite
 GIMA dermatograph pencil with pencil sharpener
 Crayon dermatographique GIMA avec taille-crayon
 Lápis dermatográfico GIMA com sacapuntas
 Lápis dermatográfico GIMA com apara-lápis
 Dermographischer Stift GIMA mit Ansptizer
 GIMA Jelölő ceruza ceruzahegyezővel
 Dermografisk penna GIMA med pennvässare
 Ołówek dermatograficzny GIMA z temperówką
 Creion dermatograf GIMA cu ascuțitoare pentru creioane
 Δερμογραφικό μολύβι GIMA με ξυστρα
 قارم م ع GIMA دلاج م ابق

ITALIANO

Le matite dermatografiche possono essere utilizzate da i vari specialisti.
 Matita dermatografica in legno di cedro con mina 4,4 mm e fusto tondo verniciato nel colore della mina.
 Ideale per scrivere e marcare su pelle.
 Il prodotto va applicato solo su cute integra e pulita in modo da evitare complicanze/trasmisioni infettive, batteriche o micotiche.
 Verificare sempre l'assenza di fenomeni di sensibilizzazione.
 Dispositivo monopaziente

CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

ENGLISH

The dermatograph pencils may be used by various specialists.
 Cedar wood dermatograph pencil with 4.4 mm lead and rounded barrel painted with the lead colour. Ideal to write and mark on skin.
 The product should be applied only on intact and clean skin in order to avoid complications/infectious bacterial or fungal transmissions.
 Always verify the absence of sensitization.
 Single-patient device

GIMA WARRANTY TERMS

The Gima 12-month standard B2B warranty applies.

FRANÇAISE

Les crayons dermatographiques peuvent être utilisés par les différents spécialistes.
 Crayon dermatographique en bois de cèdre avec une mine de 4,4 mm et un corps cylindrique peint de la même couleur que la mine. Idéal pour marquer et écrire sur la peau.
 Le produit doit être appliqué uniquement sur la peau intacte et propre afin d'éviter toute complication/transmission contagieuse, bactérienne ou fongique.
 Toujours vérifier l'absence de phénomènes de sensibilisation.
 Dispositif pour patient unique

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois.



ESPAÑOL

Los lápices dermatográficos pueden ser utilizados por varios especialistas.
 Lápis dermatográfico de madera de cedro con mina 4,4 mm y tronco pintado en el color de la mina. Ideal para escribir y marcar en la piel.
 El producto debe ser aplicado sólo en la piel intacta y limpia con el fin de evitar complicaciones/transmisiones infecciosas, bacterianas o fúngicas.
 Siempre verificar la ausencia de fenómenos de sensibilización.
 Dispositivo para un solo paciente

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.

MAGYAR

A lőölő ceruzák különböz szakemberek használhatják.
 Cédrusból készült, 4,4 mm-es hegyű jelölő ceruza, a ceruza nyele kör keresztmetszetű, a hegygel megegyező színre festve. Ideális a bőrre íráshoz és annak jelöléséhez.
 A termék kizárólag ép és tiszta bőrre alkalmazható komplikációk/értőző-, bakteriális- vagy gombás megbetegedések továbbításának megelőzése érdekében.
 Mindig ellenőrizze, hogy nincsenek érzékenységet okozó jelenségek.
 Egy beteg készülék

GIMA JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A 12 hónapos Gima B2B standard jóttállás érvényes.

PORTUGUÊS

Os lápis dermatográficos podem ser utilizados por vários especialistas.
 Lápis dermatográfico em madeira de cedro com mina de 4,4 mm e corpo redondo pintado na cor da mina. Ideal para escrever e fazer marcações na pele.
 O produto deve ser aplicado somente sobre a pele íntegra e limpa, de modo a evitar complicações/bz. infecciosas ou bacterianas e evitar a transmissão de infecções, bacterianas ou fúngicas.
 Assegurar-se sempre da ausência de fenómenos de sensibilização.
 Dispositivo para um único paciente

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

SVENSKA

De dermatografiska pennorna kan användas av de olika specialisterna.
 Dermografisk penna i cederråd med stift diameter 4,4 mm och rund lackerad behållare, i spetsens färg, för att skriva och markera på huden.
 Produkten ska appliceras endast på hel och ren hud, för att undvika komplikationer/smitta av infektioner, bakterier eller svampar.
 Kontrollera alltid för frånvaro av sensibiliseringsfenomen.
 Enhet för en patient

GARANTRIVILKOR GIMA

Man tillämpar standard garanti B2B Gima på 12 månader.

POLSKI

Ołwki dermatograficzne mogą być używane przez różnych specjalistów.
 Ołówek dermatograficzny z drewna cedrowego z grafitem 4,4 mm i okrągłym trzonem malowanym w kolorze grafitu. Idealny do pisania i znakowania na skórze.
 Produkt powinien być stosowany wyłącznie na nieuszkodzonej i czystej skórze aby uniknąć komplikacji /przeniesienia infekcji zakaźnej, bakteryjnej lub grzybiczej.
 Urządzenie dla jednego pacjenta

WARUNKI GWARANCJI GIMA

Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima.

DEUTSCH

Die dermatographischen Stifte können von unterschiedlichen Spezialisten verwendet werden.
 Dermographischer Stift aus Zedernholz mit Mine von 4,4 mm und mit runder Halterung in der Farbe der Mine. Ideal zum Schreiben und Markieren auf der Haut.
 Dieser Produkt darf nur auf eine saubere Haut ohne Wunden angewendet werden, sodass jegliche Komplikationen bzw. infektiöse oder bakterielle Ansteckung vermieden werden können.
 Bitte überprüfen Sie, dass keine Sensibilisierung vorhanden ist.
 Einpatientengerät

GIMA-GARANTIEBEDINGUNGEN

Es wird die Standardgarantie B2B für 12 Monate von Gima geboten.



210.0 mm

297.0 mm