



- A terhesség 12. hetétől használható
- működés két darab "AA" elemmel
- Alacsony energiafogyasztás, legalább 8 óra folyamatos
- átlagos magzati szívfrekvencia és kezi számítás
- Három működési mód: valós idejű magzati szívfrekvencia, értéket, grafikus kijelzést és a szívverési hullámokat
- A színes TFT-LCD kijelző megjeleníti a magzati szívfrekvencia
- Für den Gebrauch nach der 12. Schwangerschaftswoche geeignet
- mehr als 8 Stunden mit zwei "AA" Batterien
- Sparamer Energieverbrauch, arbeitet unterbrochen
- mittlere fetale Herzfrequenz und manuelle Berechnung
- Herzfrequenz (FHR) in Echtzeit,
- Drei Funktionsweisen: für anormale fetale
- Säulendiagramm und Kurvenanzeige
- TFT-LCD-Farbblidschirm zur Anzeige der FHR,
- Adequado para uso após a 12ª semana de gravidez
- por mais de 8 horas com duas baterias "AA"
- Baixo consumo de energia, trabalha continuamente
- FCF média e cálculo manual
- Três modos de funcionamento: FCF em tempo real,
- gráfico de barras e forma de onda
- Monitor TFT-LCD a cores para a visualização da FCF,
- Optimal pour une utilisation après la 12ème semaine de grossesse
- en continu avec 2 piles "AA"
- Basse consommation, marche durant plus de 8 heures
- Trois modes: RCF en temps réel, RCF moyenne et calcul manuel
- Ecran couleur TFT-LCD pour RCF, graphique à barre et à ondes

Sonda non compresa
Sonda nicht beigegeben
A vizsgálófej nem képezi
a készülék részét



GimaSonic

Doppler gynécologique e vascolare Doppler ginecológico e vascular portátil Tragbarer gynäkologischer und vaskulärer Doppler Nőgyógyászati és vaszkuláris hordozható Doppler készülék



Display a colori TFT-LCD da 1,77"
TFT-LCD 1.77" Color Display
Écran couleur TFT-LCD 1,77"
Pantalla TFT-LCD de color 1,77"
Monitor TFT-LCD a cores 1,77"
1,77" TFT-LCD-Farbblidschirm
1,77" TFT-LCD färgskärm
1,77 hüvelykjes TFT-LCD színes kijelző

GimaSonic

Doppler portatile ginecologico e vascolare Gynaecological and Vascular Pocket Doppler Doppler ginecológico y vascular portátil Gynekologisk och blodkärlsdoppler i fickformat

- Schermo a colori TFT-LCD per FHR, grafico a barre e a onde
- Tre modalità: FHR in tempo reale, FHR media e calcolo manuale
- Basso consumo, funziona per più di 8 ore consecutive con 2 pile "AA"
- Adatto per un utilizzo dopo la 12ª settimana di gravidanza

- TFT-LCD colour display of FHR, heartbeat bar graph and waveform
- Three working modes: real-time FHR, average FHR and manual calculation
- Low power consumption, over 8 hours continuous works with two "AA" batteries
- Suitable for use after the 12th week of pregnancy

- Pantalla TFT-LCD de color para FCF, gráfico de barras y de ondas
- Tres modos: FCF en tiempo real, FCF mediana y cálculo manual
- Bajo consumo, funciona por más de 8 horas consecutivas con 2 pilas "AA"
- Ideal después de la 12ª semana de embarazo

- TFT-LCD-färgdisplay för FHR, stapeldiagram och vågform för hjärtfrekvens
- Tre arbetssätt, realtid FHR, genomsnittlig FHR och manuell beräkning
- Lägeeffektsförbrukning, över 8 timmars kontinuerligt arbete med två "AA"-batterier
- Lämpig för användning efter den 12:e veckans graviditet



Sonda non inclusa
Probe not included
Sonda no incluída
Sond ingår ej

SONDE DISPONIBILI - non include / AVAILABLE PROBES - not included / SONDAS DISPONIBLES - non comprises
SONDAS DISPONIBLES - no incluidas / SONDAS DISPONÍVEIS - não incluídas / VERFÜGBARE SONDEN - nicht beigegeben



29481
sonda 2 MHz - ginecologia
2 MHz probe - gynaecology
sonde 2 MHz - gynécologie
sonda 2 MHz - ginecologia
sonda 2 MHz - ginecologia
2-MHz-Sonde - gynäkologi
2 MHz-sond - gynekologi
2 MHz vizsgálófej - nőgyógyász



29482
sonda 3 MHz - ginecologia
3 MHz probe - gynaecology
sonde 3 MHz - gynécologie
sonda 3 MHz - ginecologia
sonda 3 MHz - ginecologia
3-MHz-Sonde - gynäkologi
3 MHz-sond - gynekologi
3 MHz vizsgálófej - nőgyógyász



29484
sonda 8 MHz - vascolare
8 MHz probe - vascular
sonde 8 MHz - vasculaire
sonda 8 MHz - vascular
sonda 8 MHz - vascular
8-MHz-Sonde - gefäße
8 MHz-sond - blodkär
8 MHz vizsgálófej - vaszkuláris



Vedere etichetta
See label with SN code

REFI Baby Sound C1 (GIMA 29480) [SN]
CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD
No.12 Qinhuang West Street, Economic & Technical
Development Zone, Qidong City, Jiangsu Province,
PEOPLES REPUBLIC OF CHINA
Made in China



ES
Prolinx GmbH Brehmstr. 56,
40239 Düsseldorf Germany

Gima S.p.A.
Via... 1 - 20060 Cassate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

2x1.5V == 300mA (2AA batteries)