


外包封面

红色为出血线 3mm出血

虚线为刀模线



历史版本	修订内容	修订人	修订日期
F	添加法国回收标识，信息与图片修改	戴诗慧	2022-04-15
G	修改品牌为wellue	李文康	2022-06-13
H			
I			

切刀
压线
尺寸标注

○ 图纸必须为1:1等比，如图纸超过模板大小，可将模板的表格等比放大至适合图纸大小的尺寸

Scale 1:1 Unit: mm

当前版本 ► G	物料名称 ► Chekcme Pro 美国包装封套丝印图	文件编号 ► ART-550-01874-00	物料编码 ► 550-01874-00
日期 ► 2022.6.13	制图 ►	审核 ►	批准 ►

- 技术要求
- 1.彩盒尺寸为: 178*125*76MM（公差正负1MM）
 - 2.300克铜板纸 彩色 过哑膜 产品主机图过UV
 - 3.成品表面光洁，图案清晰, 内容同图纸或样品一致。
 - 4.成品无开裂，破损等现象。
 - 5.若产品为包装盒，则成品要求好打开，可适当调整开盒处尺寸。

源动

Viatom

深圳源动创新科技有限公司

Shenzhen Viatom Technology Co., Ltd