

Termometro da orecchio ad infrarossi

- Progettato per uso ospedaliero
- Sonda a lunga durata per oltre 100'000 misurazioni
- Coprisonda per una misurazione igienica
- Espulsione del coprisonda
- Rilevazione del coprisonda
- Tempo di risposta di un secondo
- Connettore di calibrazione
- 25 memorie
- Allarme febbre
- Selezione °C/°F

Specifiche tecniche

Campo di misurazione temperatura: 34,0~42,2°C (93,2~108,0°F)
Precisione: +/- 0,2°C (0,4°F) per 35,5~42 °C (95,9~107,6°F)
+/- 0,3 °C (0,5°F) per altri valori
Condizioni di esercizio: 10~40°C (50~104°F), RH 15%~85%
Condizioni di conservazione: -20~50°C (-4~122°F), RH ≤ 85%
Condizioni di trasporto: temperatura inferiore a 70°C, HR ≤ 95%

Indicazioni d'uso:

Il termometro da orecchio ad infrarossi utilizza un sensore ad infrarossi per rilevare la temperatura corporea dal canale uditivo. Il dispositivo può essere utilizzato per neonati, bambini e adulti.

Infrared Ear Thermometer

- Special design for hospital use
- Durable probe for cover replacement up to 100,000 times
- Probe Cover for Hygiene
- Probe Cover Ejector
- Probe Cover Detector
- One-second Ear Measurement
- Calibration Connector
- 25 Memories
- Fever Alarm Beeper
- °C/°F Switch Mode

Specifications

Temperature measurement range: 34,0~42,2°C (93,2~108,0°F)
Accuracy +/-0,2°C (0,4°F) within 35,5~42°C (95,9~107,6°F),
+/-0,3°C (0,5°F) for other range
Operating temperature range: 10~40°C (50~104°F), RH 15%~85%
Storage range: -20~50°C (-4~122°F), RH ≤ 85%
Transport temperature:
shall be less than 70°C, RH ≤ 95%

Indications For Use:

The device is an electronic clinical thermometer using an infrared sensor to detect body temperature from the auditory canal in the neonatal, pediatric and adult population.

Thermomètre auriculaire à rayons infrarouges

- Conçu pour l'usage hospitalier
- Sonde longue durée, remplacement des embouts jusqu'à 100.000 fois
- Protège-sonde hygiénique
- Éjection du protège-sonde
- Détection du protège-sonde
- Temps de réponse d'1s seulement
- Connecteur de calibration
- 25 mémoires
- Alarme de fièvre
- Commutateur °C/°F

Spécifications techniques

Plage de mesure:
34,0~42,2°C (93,2~108,0°F)
Précision +/-0,2°C (0,4°F)
entre 35,5~42°C (95,9~107,6°F),
+/-0,3°C (0,5°F) autres intervalles
Plage température fonctionnement:
10~40°C (50~104°F), RH 15%~85%
Plage température de stockage:
-20~50°C (-4~122°F), RH ≤ 85%
Température de transport: doit être inférieure à 70°C, RH ≤ 95%

Utilisation:

Ce dispositif est un thermomètre médical électronique à l'aide d'un capteur à infrarouge pour détecter la température du corps par le conduit auditif dans la population néonatale, pédiatrique et adulte.

REF 25575 / THP59J

LOT 000005



 Radiant Innovation Inc.
1F, No.3, Industrial East 9th Road,
Science-Based Industrial Park,
HsinChu, Taiwan 300.
Made in China

 Medical Technology Promed
Consulting GmbH Altenhofstrasse 80,
D-66386 St. Ingbert, Germany



GIMA

www.gimaitaly.com

■ Thermomètre auriculaire à rayons infrarouges
■ Termómetro de infrarrojos para el oído

Termometro da orecchio ad infrarossi
Infrared Ear Thermometer

Termometro da orecchio ad infrarossi Infrared Ear Thermometer

- Thermomètre auriculaire à rayons infrarouges
- Termómetro de infrarrojos para el oído

- Coprisonda per una misurazione igienica
- Espulsione del coprisonda
- Rilevazione del coprisonda
- Tempo di risposta di un secondo

- Probe cover for hygiene
- Probe cover ejector
- Probe cover detector
- One-second ear measurement

- Protège-sonde hygiénique
- Éjection du protège-sonde
- Détection du protège-sonde
- Temps de réponse d'1s seulement

- Cobertura de la sonda higiénica
- Extractor de la cobertura de la sonda
- Detector de la cobertura de la sonda
- Medida de oído en un segundo



www.gimaitaly.com

GIMA



1639

Termómetro de infrarrojos para el oído

- Diseño especial para utilizar en el hospital
- Sonda duradera para cambiar la cobertura hasta 100.000 veces
- Cobertura de la sonda higiénica
- Extractor de la cobertura de la sonda
- Detector de la cobertura de la sonda
- Medida de oído en un segundo
- Conector de calibrado
- 25 memorias
- Alarma de fiebre
- Modo de cambio a °C/°F

Especificaciones


Rango de medida de temperatura:
de 34,0 a 42,2°C (de 93,2 a 108,0°F)
Precisión +/-0,2 °C (0,4 °F) de 35,5 a 42°C (de 95,9 a 107,6°F), +/-0,3 °C (0,5°F) en otro rango
Rango de temperatura en funcionamiento:
de 10 a 40° (de 50°F a 104°F), RH 15%~85%
Rango de almacenamiento:
de -20 a 50°C (de -4 a 122°F), HR ≤ 85%
Temperatura durante el transporte:
debe ser inferior a 70°C, HR ≤ 95%

Indicaciones de uso

El dispositivo es un termómetro clínico electrónico que utiliza un sensor de infrarrojos para detectar la temperatura del cuerpo desde el canal auditivo en la población neonatal, pediátrica y adulta.



Expulsione del coprisonda
Probe Cover Ejector
Éjection du protège-sonde
Extractor de la cobertura de la sonda



Rilevazione del coprisonda
Probe Cover Detector
Détection du protège-sonde
Detector de la cobertura de la sonda

GIMA

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

生产厂商：昆山热敏光电有限公司 执行标准：GB9706.1-2007
生产地址：昆山市玉山镇台虹路20号 许可证编号：苏食药监械生产许20100058号
电 话：0512-86165995 国 际：IEC 60601-1:2005+A1:2012
使用期限：4年 EN 60601-1:2006+A1:2013
生产日期：