

12.5*8.4*5.3



pantone 347 C



pantone 7481 C

BIO PAP

CEROTTO IN TNT

6 rocchetti • 5 cm x 9,14 m



6 rocchetti di cerotto in TNT bianco, non sterili, monouso, composti di tessuto non tessuto e adesivo acrilico ipoallergenico.

ISTRUZIONI PER L'USO:

Lavare accuratamente le mani e applicare sulla cute ben pulita e asciutta. Non applicare direttamente sulla cute lesa.

6 non-sterile, single use white non woven plaster rolls, with acrylic hypoallergenic adhesive.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Clean your hands carefully and apply the plaster on clean and dry skin. Avoid applying the plaster directly on wounded skin.

6 bobinas de esparadrapo de papel, no estérile, monouso, realizado en papel y adhesivo acrílico hipoalergénico.

INSTRUCCIONES DE USO:

Lavarse las manos con cuidado y aplicar el esparadrapo sobre la piel limpia y bien secada. No aplicar directamente sobre la piel lesionada.

BIO PAP

CEROTTO IN TNT



LOT CER0500121P

2021-04-30

REF PAP05NBSD

2026-04-29

Importato da RAYS SPA - Via Francesco Crispi, 26 - 60027 Osimo (AN)

CE MD
Regolamento (UE) 2017/745 - Dispositivo Medico classe I
Regulation (EU) 2017/745 - Medical Device class I

RAY'S SPA
Via Francesco Crispi, 26,
60027 Osimo (AN) - Italy
www.rays.it



Ed. 1- 2023
Confezione indivisibile.

AVVERTENZE:
Conservare in luogo pulito, asciutto e con temperatura non superiore ai 50°C. Le condizioni igieniche del prodotto sono garantite solo a confezione integra.

WARNING:
Store in cool and dry place, with a temperature not over 50°C. The hygienic conditions of the product are only guaranteed by undamaged packaging.

AVISO:
Conservar en lugar fresco y seco, con temperatura no superior de 50°C. Las condiciones higiénicas del producto queda garantizada sólo si el envoltorio está íntegro.

