



REF

25420

Quantità/Quantity

30

made
in Italy*Descrizione*

URINTRANSFER® CONTENITORE 3000 ml PER RACCOLTA URINA 24 h IN POLIETILENE GRADUATO CON IMPUGNATURA ERGONOMICA, COLORE MARRONE, TAPPO CON SONDA DI ASPIRAZIONE PER PR. SOTTOVUOTO

Description

URINTAINER® 24 h URINE COLLECTION CONTAINER 3000 ml IN POLYETHYLENE GRADUATED WITH ERGONOMIC HANDLE, BROWN COLOUR, CAP WITH COLLECTION DEVICE AND INTEGRATED STRAW FOR VACUUM TUBE

LOT

XXXXXXXX



2029/02

Operatore/Operator



F.L. MEDICAL S.r.l. Unipersonale - Via Enrico Mattei, 20 - 35038 Torreglia (PD) - ITALY 0

Phone +390495211475 - Fax +390495212566 - mail info@flmedical.com