

LOT
CODE
UDI



GimaCare

- Usare solo con sistema di monitoraggio multifunzionale GIMACARE.
Strisce test, chip codice e istruzioni all'interno
- Use only with GIMACARE multi-functional monitoring system.
Test strips, code chip, and Instruction inside
- Utiliser uniquement avec système de surveillance multifonctionnel GIMACARE.
Bandelettes de test, puce de code et instructions à l'intérieur
- Usar únicamente con sistema de monitorización multifuncional GIMACARE.
Las tiras de prueba, el chip del código y las instrucciones están en el interior


Chemical components in sensor:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. β -Hydroxybutyrate Dehydrogenase (Pseudomonas sp.) | 8% |
| 2. Electron shuttle | 55% |
| 3. NAD | $\geq 0.5 \mu\text{g}$ |
| 4. Enzyme protector | 8% |
| 5. Non-reactive ingredients | 29% |

www.gimaitaly.com



Campione di sangue
di piccole dimensioni $0,5 \mu\text{L}$
 $0.5 \mu\text{L}$ Tiny Blood Sample
Échantillon de sang très petit $0,5 \mu\text{L}$
Muestra de sangre pequeña $0,5 \mu\text{L}$



Applicare una goccia di sangue qui
Apply a drop of blood here
Appliquer une goutte de sang ici
Aplique una gota de sangre aquí

GimaCare



β -Ketone Test Strip

Strisce test
 β -chetoni

Bandelettes de
Test β -Cétones

Tiras de Prueba
 β -cetonas



25 PZ PCS
PCS PIEZAS

www.gimaitaly.com



GIMA 24133

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
24888 New Taipei City, Taiwan
www.taidoc.com - Made in Taiwan

REF TD-4633



MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germania
Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Per automonitoraggio
For self-testing
Pour autosurveillance
Para automonitorización



Nota:
1. Non applicare sangue sulla parte superiore della striscia.
2. Qualsiasi area della striscia può essere toccata senza alterare la lettura.



Note:
1. Do not apply blood on the top of the strip.
2. Any area of this strip can be touched and the glucose reading will not be affected.

Nota:
1. Ne pas appliquer de sang sur le dessus de la bande.
2. Toute zone de la bandelette peut être touchée sans altérer la lecture

Nota:
1. No aplique sangre sobre la parte superior de la tira.
2. Cualquier área de la tira puede ser tocada sin alterar la lectura

509684 Rev. 0 - 10/24
Size 4x4,3x5,7 cm

GimaCare

SCATOLA BOX	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
SCACCHETTO DI PLASTICA PLASTIC BAG	RACCOLTA PLASTICA PLASTIC COLLECTION
MANUALE UTENTE USER MANUAL	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo sistema per la gestione dei rifiuti
Please refer to the instructions of your
Pasebook for the management of waste disposal

LOT
CODE
UDI



GimaCare β -chetoni

- Usare solo con sistema di monitoraggio multifunzionale GIMACARE.
Strisce test, chip codice e istruzioni all'interno
- Use only with GIMACARE multi-functional monitoring system.
Test strips, code chip, and Instruction inside
- Utiliser uniquement avec système de surveillance multifonctionnel GIMACARE.
Bandelettes de test, puce de code et instructions à l'intérieur
- Usar únicamente con sistema de monitorización multifuncional GIMACARE.
Las tiras de prueba, el chip del código y las instrucciones están en el interior

Chemical components in sensor:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. β -Hydroxybutyrate Dehydrogenase (Pseudomonas sp.) | 8% |
| 2. Electron shuttle | 55% |
| 3. NAD | $\geq 0.5 \mu\text{g}$ |
| 4. Enzyme protector | 8% |
| 5. Non-reactive ingredients | 29% |

www.gimaitaly.com



Note:
1. Non applicare sangue sulla superficie superiore della striscia poiché la lettura potrebbe essere alterata.

Note:
1. Do not apply blood on the top of the strip.
2. Any area of this strip should be touched and the glucose reading will not be affected.

Note:
1. Ne pas appliquer de sang sur le dessus de la bande.
2. Toute zone de la bandelette peut être touchée sans altérer la lecture

Note:
1. No aplique sangre sobre la parte superior de la tira.
2. Cualquier área de la tira puede ser tocada sin alterar la lectura

Campione di sangue
di piccole dimensioni 0,5 μL
0.5 μL Tiny Blood Sample
Échantillon de sang très petit 0,5 μL
Muestra de sangre pequeña 0,5 μL



Applicare una goccia di sangue qui
Apply a drop of blood here
Appliquer une goutte de sang ici
Aplicar una gota de sangre aquí

509684 Rev. 0 - 10/24
Size 4x4,3x5,7 cm

GimaCare β -chetoni

Strisce test β -chetoni
Test Strips
Bandelettes de Test β -chetoni
Tiras de Prueba β -cetonas

25 PZ PCS
PCS PIEZAS

www.gimaitaly.com

GimaCare β -chetoni

SCATOLA BOX	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION
SCACCHETTO DI PLASTICA PLASTIC BAG	RACCOLTA PLASTICA PLASTIC COLLECTION
MANUALE UTENTE USER MANUAL	RACCOLTA CARTA PAPER COLLECTION

Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.
Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal.

GIMA 24113

TaiDoc Technology Corporation
No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
24888 New Taipei City, Taiwan
www.taidoc.com - Made in Taiwan

REF TD-4216

EC REP



MedNet EC-REP GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germania
Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Per automonitoraggio
For self-testing
Pour autosurveillance
Para automonitorización