

	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																												
A	NTLD-SJNB813C-201						<table><tr><td rowspan="2">DEG. DIV.</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">ANGLE</td></tr><tr><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td></td><td></td></tr><tr><td>0-5</td><td>±0.02</td><td>±0.05</td><td>±0.10</td><td></td><td>0-30°</td><td>±0.1°</td></tr><tr><td>5-10</td><td>±0.05</td><td>±0.10</td><td>±0.15</td><td></td><td>31-60°</td><td>±0.3°</td></tr><tr><td>10-50</td><td>±0.10</td><td>±0.15</td><td>±0.20</td><td></td><td>61-90°</td><td>±0.5°</td></tr><tr><td>50-100</td><td>±0.15</td><td>±0.20</td><td>±0.25</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100-</td><td>±0.15</td><td>±0.20</td><td>±0.25</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEG. DIV.				ANGLE		A	B	C	D			0-5	±0.02	±0.05	±0.10		0-30°	±0.1°	5-10	±0.05	±0.10	±0.15		31-60°	±0.3°	10-50	±0.10	±0.15	±0.20		61-90°	±0.5°	50-100	±0.15	±0.20	±0.25				100-	±0.15	±0.20	±0.25																																	
DEG. DIV.				ANGLE																																																																																
	A	B	C	D																																																																																
0-5	±0.02	±0.05	±0.10		0-30°	±0.1°																																																																														
5-10	±0.05	±0.10	±0.15		31-60°	±0.3°																																																																														
10-50	±0.10	±0.15	±0.20		61-90°	±0.5°																																																																														
50-100	±0.15	±0.20	±0.25																																																																																	
100-	±0.15	±0.20	±0.25																																																																																	
B																																																																																				
C	MESH NEBULIZER MODEL:NB-813C Power: DC 5V, 0.5A CE RoHS SN: XX813XXXXX Shanghai International Holding Corp. GmbH (EUROPE) Add: Effertstrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY HONSUN (HANTONG) Co., Ltd. Add: No.8, Tengyang Road, Economic Technological Development Area, Nanfeng City, Jiangxi, P.R.CHINA CCC0123 IP25 29.40 14.40 1:1 序列号编号规则: XX XXX XXXXX ↑ ↑ ↑ 年份 型号 产品序列号 技术要求: 1. 银色灰底、印刷黑字; 2. 铭牌厚度0.05mm。																																																																																			
D																																																																																				
E																																																																																				
F	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>标记</td><td>处数</td><td>更改文件名称</td><td>签名</td><td>日期</td><td></td></tr><tr><td>设计</td><td></td><td></td><td>标准化</td><td></td><td rowspan="2">图号</td></tr><tr><td>校对</td><td></td><td></td><td>审定</td><td></td><td>单位</td></tr><tr><td>审核</td><td></td><td></td><td>批准</td><td></td><td>比例</td></tr><tr><td>工艺</td><td></td><td></td><td>日期</td><td></td><td>版本</td></tr></table>																														标记	处数	更改文件名称	签名	日期		设计			标准化		图号	校对			审定		单位	审核			批准		比例	工艺			日期		版本	<table><tr><td colspan="3">SCIAN定牌 NB813C 铭牌</td><td colspan="3">江苏鹿得医疗电子股份有限公司</td></tr><tr><td colspan="3">NTLD-SJNB813B-201</td><td>mm</td><td>1:1</td><td>视角</td></tr><tr><td colspan="3">材料：消银龙贴纸</td><td colspan="3">共1页 第1页</td></tr></table>	SCIAN定牌 NB813C 铭牌			江苏鹿得医疗电子股份有限公司			NTLD-SJNB813B-201			mm	1:1	视角	材料：消银龙贴纸			共1页 第1页			<table><tr><td colspan="2">A</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	A			
标记	处数	更改文件名称	签名	日期																																																																																
设计			标准化		图号																																																																															
校对			审定			单位																																																																														
审核			批准		比例																																																																															
工艺			日期		版本																																																																															
SCIAN定牌 NB813C 铭牌			江苏鹿得医疗电子股份有限公司																																																																																	
NTLD-SJNB813B-201			mm	1:1	视角																																																																															
材料：消银龙贴纸			共1页 第1页																																																																																	
A																																																																																				