

↑

TEAR HERE

APRIRE QUI

Fly/Set

Ago epicranico | Scalp vein set

IT - Ago epicranico sterile monouso per infusione I.V. in PVC atossico, apirogeno, contiene filati. La sterilità è garantita se la confezione è integra. Uso da parte di operatori sanitari. Non utilizzare se la confezione singola è aperta o danneggiata. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

EN - Scalp vein needle for intravenous infusion of non-toxic PVC: sterile, non pyrogenic, with phthalates. Sterility is guaranteed if the packaging is undamaged. For sanitary operators only. Do not use if the packing is opened or damaged. In case of re-use infections can occur consult a doctor.

ES - Aguja epicraneal de PVC no tóxica para infusión vía intravenosa. Estéril, no inflamable. La esterilidad sólo se garantiza si el envase no está dañado. El uso es para operadores sanitarios.

PT - Agulha epicraneana mono-uso esterilizada para infusão I.V. em PVC atóxico, apirógeno. A esterilização está garantida se a embalagem estiver intacta. Uso destinado somente a pessoal médico.

FR - Aiguille épicroanienne de PVC non toxique pour application intraveineuse. Stérile, non inflammable. La stérilité se garantit seulement si l'emballage n'est pas endommagé. Usage seulement de la part des opérateurs sanitaires.

DE - Venenverweilkanüle für die intravenöse Applikation von Medikamenten, ungiftiges PVC. Steril bei intakter Verpackung.

EL - Πτεροκόμβος για ενδοφλέβια έγχυση μη τοξικού PVC: αποστειρωμένη ελεύθερη φαιθολαίων. Η αποστείρωση είναι εγγυημένη όταν η συσκευασία δεν έχει ανοίξει. Για υγειονομική χρήση μόνο.

RU - Одноразовая стерильная эпикраниальная голка для внутривенного уливания з нетоксичного и нетеплового ПВХ. Стерильность гарантируется за умами цілності упакування. Исползовать для медицинского назначения.

CE 0197

STERILE EO

PHT

MD

Dispositive Medico

REF SVS23G

Misura: 23Gx 3/4"

0.6mm x 19mm

LOT FLY4631023

13/12/2023

12/12/2028

22

REF

CARTA | PAPER

2

REF

LOPE | PLASTICA | PLASTIC

Quantità: 1

8 032764 150570

Ed. 1 - 2021

Yangzhou Medline Industry Co., LTD.

No. 108, Jinshan Road, Economic Development Zone

Yangzhou, 225009, Jiangsu, P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato e distribuito da:

Imported and distributed by:

RAYS S.p.A.

Via Francesco Crispi, 26

60027 Osimo (AN) - Italy

www.rays.it

RAYS

Health&Safety

8

84

100±1

8

5

50

60±1

5

PROCESS BLUE C

BLACK 6

↑

TEAR HERE

APRIRE QUI

Fly/Set

Ago epicranico | Scalp vein set

IT - Ago epicranico sterile monouso per infusione I.V. in PVC atossico, apirogeno, contiene filati. La sterilità è garantita se la confezione è integra. Uso da parte di operatori sanitari. Non utilizzare se la confezione singola è aperta o danneggiata. In caso di riutilizzo è possibile l'instaurarsi di infezioni: consultare un medico.

EN - Scalp vein needle for intravenous infusion of non-toxic PVC: sterile, non pyrogenic, with phthalates. Sterility is guaranteed if the packaging is undamaged. For sanitary operators only. Do not use if the packing is opened or damaged. In case of re-use infections can occur consult a doctor.

ES - Aguja epicraneal de PVC no tóxica para infusión vía intravenosa. Estéril, no inflamable. La esterilidad sólo se garantiza si el envase no está dañado. El uso es para operadores sanitarios.

PT - Agulha epicraneana mono-uso esterilizada para infusão I.V. em PVC atóxico, apirógeno. A esterilização está garantida se a embalagem estiver intacta. Uso destinado somente a pessoal médico.

FR - Aiguille épicroanienne de PVC non toxique pour application intraveineuse. Stérile, non inflammable. La stérilité se garantit seulement si l'emballage n'est pas endommagé. Usage seulement de la part des opérateurs sanitaires.

DE - Venenverweilkanüle für die intravenöse Applikation von Medikamenten, ungiftiges PVC. Steril bei intakter Verpackung.

EL - Πτεροκόμβος για ενδοφλέβια έγχυση μη τοξικού PVC: αποστειρωμένη ελεύθερη φαιθολαίων. Η αποστείρωση είναι εγγυημένη όταν η συσκευασία δεν έχει ανοίξει. Για υγειονομική χρήση μόνο.

RU - Одноразовая стерильная эпикраниальная голка для внутривенного уливания з нетоксичного и нетеплового ПВХ. Стерильность гарантируется за умами цілності упакування. Исползовать для медицинского назначения.

CE 0197

STERILE EO

PHT

MD

Dispositive Medico

REF SVS25G

Misura: 25Gx 3/4"

0.5mm x 19mm

LOT FLY4631023

13/12/2023

12/12/2028

22

REF

CARTA | PAPER

2

REF

LOPE | PLASTICA | PLASTIC

Quantità: 1

8 032764 154219

Ed. 1 - 2021

Yangzhou Medline Industry Co., LTD.

No. 108, Jinshan Road, Economic Development Zone

Yangzhou, 225009, Jiangsu, P.R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato e distribuito da:

Imported and distributed by:

RAYS S.p.A.

Via Francesco Crispi, 26

60027 Osimo (AN) - Italy

www.rays.it

RAYS

Health&Safety

8

84

100±1

8

5

50

60±1

5

1505 C

BLACK 6