



KIT PER PAP TEST sterile composto da: nr 01 spatola di Ayre in legno
nr 01 cervibrush
nr 01 minicontainer portaoggetti
nr 02 vetrini molati e sabbati
nr 02 guanti in lattice

Gettare dopo l'uso. Non riutilizzare dopo l'uso.

Sterilità garantita a confezione integra e non lacerata. Sterilizzato con ossido di etilene.
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da medici o da personale specializzato.

Smaltire secondo le normative locali vigenti: Blister stampato = carta - Blister trasparente = plastica

KIT FOR PAP TEST sterile and made up of: nr 01 wooden Ayre spatula
nr 01 cervibrush
nr 01 plastic holder
nr 02 slide ground and sand-blasted
nr 02 latex gloves

Dispose of and do not re-use again after use.

Sterility guaranteed in unopened, undamaged package. Sterilized by ethylene oxide.
The device must be used only by doctors or by trained staff.

Observe applicable local laws for disposal: Printed blister = paper - Transparent blister = plastic

TROUSSE POUR FROTIS stérile qui comprend: n. 1 spatule d'Ayre en bois
n. 1 brosse
n. 1 boîte en plastique
n. 2 lames avec extrémité dépolie et bande sablée
n. 2 gants en latex

Jeter après usage. Ne pas réutiliser après utilisation.

Sterilité garantie dans un emballage intact et non déchiré. Stérilisé avec de l'oxyde d'éthylène.
Le dispositif doit être utilisé uniquement par des médecins ou par du personnel spécialisé.

**Respectez lois locales applicables pour l'élimination: Blister Imprimé = papier -
Blister transparent = plastique**



Distribuito da:
Distributed by:
Distribué par:



GIMA S.p.A - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI)
www.gimaitaly.com

Il kit per pap test viene prodotto e sterilizzato per Gima da:
The pap test kit is made and sterilized exclusively for Gima by:
Le kit est produit et stérilisé exclusivement pour Gima par:



Ak Medical S.r.l.

Via del Chioso 8/10 - 24030 Mozzo (BG)
Tel +39 035 613712 - Cell 334 1807240
www.akmedical.it
info@akmedical.it
commerciale@akmedical.it

Rev. 00/2024

CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE
STORE AT ROOM TEMPERATURE
RANGER A TEMPERATURE AMBIANTE



0425

90 mm

7 mm

0 mm

0 mm