

DOZERO®

POWDER FREE

300

Guanti monouso in Nitrile non sterili microruvidi
Disposable Nitrile Gloves,
non sterile microtextured

LATEX FREE

300 mm

Misura Size MEDIUM

DOZERO®

POWDER FREE

300

Guanto monouso in Nitrile DOC® (Tipo B)
Privati di talco

Guanti monouso in Nitrile non sterili microruvidi
Disposable Nitrile Gloves,
non sterile microtextured

LATEX FREE

AQL 1,5

300 mm

Misura Size MEDIUM

DOZERO®

POWDER FREE

300

Guanti monouso in Nitrile non sterili microruvidi
Disposable Nitrile Gloves,
non sterile microtextured

LATEX FREE

300 mm

Misura Size MEDIUM

DOZERO®

POWDER FREE

300

Guanti monouso in Nitrile non sterili microruvidi
Disposable Nitrile Gloves,
non sterile microtextured

LATEX FREE

300 mm

Misura Size MEDIUM

LOT OF

BATCH N.

YYYY - MM

CE

Dispositivo Medico di classe I - Medical Device Class I
0465 - Dispositivo di protezione individuale, categoria di rischio III (Reg.(UE)2016/425) - Personal Protective Equipment, risk category III (Reg.(UE)2016/425)

AQL 1,5 LATEX FREE

ISTRUZIONI PER L'USO:

Il guanto può essere utilizzato sia come Dispositivo Medico (per uso ambulatoriale e per medicazione) che come Dispositivo di Protezione Individuale (per la protezione dal rischio chimico e biologico). Per l'utilizzo come DPI il responsabile della sicurezza e l'utilizzatore finale sono tenuti a prendere visione delle informazioni riportate in etichetta. Per le caratteristiche specifiche consultare la scheda tecnica disponibile dal produttore. Segnalare al fabbricante e all'autorità competente dello Stato Membro in cui si ha sede qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.
INSTRUCTION FOR USE: the glove can be used as a medical device (to prevent cross contamination and for medication) and as a Personal Protective Equipment (against chemical and biological risks). For use as PPE, the safety manager and the end user are required to read the information on the label. For the specific features, it is necessary to refer to the technical data sheet provided by the manufacturer Report to the manufacturer and to the competent authority of the Member State where the serious accident occurred in relation to the device

Dispositivo di protezione individuale categoria di rischio III
Personal Protective Equipment, risk category III
ISO 374-1:2016 Type II

KPT

VIRUS

Il presente dispositivo di protezione DPI è stato certificato da:
A.N.C.I. Servizi Sezione C.I.M.A.C.
Via Aguzzafame, 60/b
I-27029 Vigevano (PV)
Numero di identificazione comunitario 0465
EU identification number 0465

Solo esclusivo per contatto breve (<30 minuti) con tutte le sostanze alimentari acquose (pH>4,5), alcoliche o grasse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate (<40°). Consultare la Nota Informativa d'Uso disponibile dal produttore prima dell'utilizzo del prodotto.
Suitable only for a short contact (30 minutes) with all the aqueous food substances (pH>4,5), alcoholic or oily, which have been stored at the room temperature and/or chilled (<40°C). Before using the product, read the Information Note of Use provided by the manufacturer.

CONFORMITÀ ALLE NORME TECNICHE ARMONIZZATE
IN COMPLIANCE WITH THE HARMONIZED STANDARDS

Dispositivo di protezione individuale categoria di rischio III
Personal Protective Equipment, risk category III
EN 420:2003+A1:2009 EN 16523: 2015 Parte I
EN ISO 374: 2016 Parte I EN 374: 2013 Parte IV
EN 374: 2015 Parte II EN ISO 374: 2016 Parte V

Dispositivo Medico di classe I
Medical Device class I
EN 455-1:2000
EN 455-2:2015
EN 455-3:2015
EN 455-4:2009

Nati per proteggere
Born to protect

AVVERTENZE: Sostituire i guanti con regolarità, lavando le mani ad ogni cambio;
usare regolarmente crema emolliente.
Non utilizzare i guanti in presenza di dermatiti. In caso di necessità consultare un medico.
WARNINGS: Change the gloves regularly, washing your hands every time you change them;
use regularly emollient cream.
In case of dermatitis, do not use the gloves. Whether necessary, please seek medical advice.

NON STERILE

LATEX FREE

Gardening - s.r.l.
Via B.Bosco 15/10 - 16121 - Genova - Italy
www.gardening.it

MADE IN MALAYSIA Rev. 03 - 05/04/20

DOC[®]ZERO
POWDER FREE 300
Guanto monouso in Nitrile DOC[®] (Tipo B)

Guanti monouso in Nitrile non sterili lunghezza 300 mm
Non sterile disposable Nitrile Gloves length 300 mm

CE
Dispositivo medico di classe I - Medical Device Class I
0465-Dispositivo di protezione Individuale, categoria di rischio III (Reg.425/2016 UE) - Personal Protective Equipment, risk category III (Reg.425/2016 UE)

n° 1.000 (10 x 100) pz/pcs



Ad uso esclusivo per contatto breve (< 30 minuti) con tutte le sostanze alimentari acquose(pH>4,5),
alcoliche o grasse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate (<40°C).
Consultare la Nota Informativa d'uso disponibile dal produttore prima dell'utilizzo del prodotto.
*Suitable only for a short contact (<30 minutes) with all the aqueous food substances (pH> 4.5),
alcoholic or oily, which have been stored at the room temperature and / or chilled (<40 °C).
Before using the product, read the Information Note of use provided by the manufacturer.*

 **Gardening - s.r.l.** Via B.Bosco 15/10 - 16121 - Genova - Italy
www.gardening.it

MADE IN MALAYSIA

DOC[®]ZERO
POWDER FREE 300
Guanto monouso in Nitrile DOC[®] (Tipo B)

Mis./Size **MEDIA/MEDIUM** Taglia/Size **8**

REF

ZERPW 300 7

LOT 0F

BATCH N.

 YYYY - MM

 YYYY - MM



Rev. 02 - 17/02/20

n° 1.000 (10 x 100) pz/pcs

DOC[®]ZERO
POWDER FREE 300
Guanto monouso in Nitrile DOC[®] (Tipo B)

Guanti monouso in Nitrile non sterili lunghezza 300 mm
Non sterile disposable Nitrile Gloves length 300 mm

CE
Dispositivo medico di classe I - Medical Device Class I
0465-Dispositivo di protezione Individuale, categoria di rischio III (Reg.425/2016 UE) - Personal Protective Equipment, risk category III (Reg.425/2016 UE)

n° 1.000 (10 x 100) pz/pcs



Ad uso esclusivo per contatto breve (< 30 minuti) con tutte le sostanze alimentari acquose(pH>4,5),
alcoliche o grasse, conservate a temperatura ambiente e/o refrigerate (<40°C).
Consultare la Nota Informativa d'uso disponibile dal produttore prima dell'utilizzo del prodotto.
*Suitable only for a short contact (<30 minutes) with all the aqueous food substances (pH> 4.5),
alcoholic or oily, which have been stored at the room temperature and / or chilled (<40 °C).
Before using the product, read the Information Note of use provided by the manufacturer.*

 **Gardening - s.r.l.** Via B.Bosco 15/10 - 16121 - Genova - Italy
www.gardening.it

MADE IN MALAYSIA

DOC[®]ZERO
POWDER FREE 300
Guanto monouso in Nitrile DOC[®] (Tipo B)

Mis./Size **MEDIA/MEDIUM** Taglia/Size **8**

REF

ZERPW 300 7

LOT 0F

BATCH N.

 YYYY - MM

 YYYY - MM



Rev. 02 - 17/02/20

n° 1.000 (10 x 100) pz/pcs