



www.gimaitaly.com

WIRELESS

- Högprecisionsinstrument med avancerad teknologi!
- Lätt och snabbt att använda
- Hög luminans, vit LED
- Stor LCD-display
- Övervakning av hela testprocessen och ljudkontroll omedelbart
- Dataöverföring med knappar och pekkontroll
- Datalagring: 500 provdata




Analysur d'urine Urinalyator

- Instrument de haute précision avec des technologies avancées
- Fonctionnement simple et rapide
- LED blanche à haute luminance
- Surveillance de l'ensemble du processus de test et invite de contrôle sonore
- Fonction de transmission de données
- Clavier de commande tactile à 5 touches
- Stockage de données : 500 exemples de données
- Instrument de haute précision con technologies avanzadas
- Funcionamiento rápido y sencillo
- LED blanco de alta luminosidad
- Gran pantalla LCD
- Supervisión de todo el proceso de prueba y aviso acústico de control
- Función de transmisión de datos
- Teclado de control táctil de 5 teclas
- Almacenamiento de datos: 500 datos de muestra



Via Marconi 1 - 20060 Gesate (MI) Italy
GIMA S.p.A.
www.gimaitaly.com export@gimaitaly.com



S09386 Rev. 1 - 03/23
Size 18,5x17,0x7,5 cm



Verdara bar code
See bar code

REF BC401 (GIMA 24046)



Contec Medical Systems Co., Ltd.
No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical Development Zone,
Qinhuangdao, Hebei Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

Prodire GmbH, Rehmstr. 56
40239 Düsseldorf Germany

EC REP



Analizzatore urine Urine analyzer

- Strumento di alta precisione dotato di tecnologie avanzate
- Funzionamento facile e veloce
- LED bianco ad alta luminosità
- Grande display LCD
- Monitoraggio dell'intero processo di prova e richiesta di controllo acustico
- Funzione di trasmissione dati
- Tastiera touch control a 5 tasti
- Memorizzazione dei dati: 500 dati campione

- High precision instrument with advanced technologies
- Easy and quick operation
- High-luminance, white LED
- Large LCD display
- Monitoring the whole testing process and audible-control prompt
- Data transmission function
- 5-key touch control keyboard
- Data storage: 500 sample data



WIRELESS



www.gimaitaly.com

Parametri analizzati:

Glucosio (GLU), Bilirubina (BIL), Peso specifico (SG), PH, Corpo chetonico (KET), Sangue occulto (BLD), Proteine (PRO), Urobilogeno (URO), Nitriti (NIT), Leucociti (LEU).
Utilizzabile unicamente con le strip per analisi delle urine 24076
Compatibile con le seguenti strip per urine:
Codice 24076 STRIP VISIVE URINALISI 10 PARAMETRI - strip professionali

Tested parameters:

Glucose (GLU), Bilirubin (BIL), Specific gravity (SG), PH, Ketone body (KET), Occult blood (BLD), Protein (PRO), Urobilinogen (URO), Nitrite (NIT), Leukocytes (LEU).
Can be used only with Urinalysis strips 24076.
Compatible with the following urine strips:
Code 24076 VISUAL URINALYSIS STRIPS 10 PARAMETERS - professional strips

