



# GIMA

cf. 5 pz  
box 5 pcs



**SUPER ULSTAR-1100HD (GIMA 72747)**



**000022**



CARTA VIDEOSTAMPANTE DURICO compatibile Sony UPP-110HD  
DURICO VIDEOPRINTER PAPER compatibile Sony UPP-110HD  
PAPIER POUR IMPRIMANTE VIDÉO DURICO compatibile Sony UPP-110HD  
PAPEL VIDEOIMPRESORA DURICO compatibile Sony UPP-110HD



Durico C&T, Inc. Oedap6-gil 33, Sangju-si, Gyeongbuk 37240,  
Korea - Made in Korea - tel: +82 (0)2 525 8405



Durico Imaging BV, Villastraat 2 C, 1830 Machelen,  
Belgium - tel: +32 470 632 965

30 °C  
(86 °F)  
5 °C  
(41 °F)



DISPOSITIVO MEDICO  
MEDICAL DEVICE  
DISPOSITIF MÉDICAL  
PRODUCTO SANITARIO

Distribuito da / Distributed by / Distribué par / Distribuido por:  
GIMA S.p.A. Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com - www.gimaitaly.com



Rev.3-03/2026

**Nota: immagazzinare la carta non stampata**

- Conservare la carta non utilizzata in un luogo fresco (temperatura inferiore a 30°C), buio e asciutto.
- Evitare la luce solare diretta, umidità elevata e impronte digitali.
- Tenere il cloruro di vinile e tutti i solventi volatili lontano dalla carta.
- Durante il caricamento, estrarre i primi 15-20 cm di carta.

**Inserimento della carta nella stampante**

- Selezionare l'interruttore tipo di carta presente nella vs. stampante su tipo ad alta densità o tipo II.
- Rimuovere l'etichetta attaccata sulla parte superiore del rotolo di carta.
- Caricare la carta nella stampante e estrarre i primi 15-20 cm di carta.

- Non piegare la carta, non toccare la carta con le dita.

**Conservazione della carta stampata**

- Conservare la carta in un luogo buio, fresco e asciutto per evitare uno sbiadimento graduale.
- Non mettere solventi organici volatili, come alcool, sulla superficie della carta stampata.

- Non applicare sulla carta nastri di plastica, non utilizzare gomme di plastica, vinile e plastificanti.

Prestare attenzione a non lasciare impronte digitali sulla carta.

- Non strofinare la superficie stampata.
- Conservare ciascun foglio stampato rivolto verso l'alto o conservare con un foglio di carta tra i fogli.

|                                                                                                                                                      |                                                                                               |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SCATOLA</b><br>BOX                                                                                                                                | <br>PAP    | <b>RACCOLTA CARTA</b><br>PAPER COLLECTION                 |
| <b>SACCHETTO</b><br>BAG                                                                                                                              | <br>C/LDPE | <b>RACCOLTA INDIFFERENZIATA</b><br>MIXED WASTE COLLECTION |
| Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti<br>Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal |                                                                                               |                                                           |

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.