



EC	REP	Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr. Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta.
----	-----	--



- Bisturi monouso di qualità superiore con coprilama. Bisturi monouso di qualità superiore con coprilama. Lama in acciaio inox.
- Premium disposable scalpels with blade guard. Stainless steel blade.
- Scalpels jetables haut de gamme avec protégé-lame. Lame en acier inoxydable.
- Bisturis desechables de primera calidad con protector de cuchilla. Cuchilla de acero inoxidable.
- Bisturis valiosos descartáveis com proteção de lâmina. Lâmina de aço inoxidável.
- Premium Einwegskalpelle mit Klingenschutz. Klinge aus rostfreiem Stahl.
- Jednorazowe skalpelle premium z osłoną ostrza. Ostrze ze stali nierdzewnej.
- Premium engångsskalpeller med bladskydd. Blad av rostfritt stål.
- Bisturie premium de unică folosință cu protecție pentru lamă. Lamă din oțel inoxidabil.

- Одноразовые скальпели премиум-класса с защитой лезвия. Лезвие из нержавеющей стали.
- Υψηλή ποιότητα υστέρια μιας χρήσης με προστασία λεπίδας. Λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Прывокласны скальпелі за аднаразковай ужываючась з прадэктавай лезьві. Лезьві з нержавеючай сталі.
- Pirmiovi jednorázové skalpelky s ochranou čepele. Čepel z nerezové oceli.
- Förstklassens engångsskalpellerna med klingebeskydd. Klinga i rostfritt stål.
- Ensmaalklassised ühekordsed teraaktsega skalpellid. Roostevabade terasest teraaktsega skalpellid.
- Huipputuotonta kertakäyttöiset leikkauksveitset, joissa on teräsuojaa. Terä ruostumaton terästä.

Premium jednorazni skalpel za zaštitu za oštrice. Oštrica od nehrđajućeg čelika
 Premium gyzsyr hasnalanat szikék pengéveővel. Rozsádatment acél penge.
 Aukščiausios kokybės vienkartiniai skalpelai su ašmenų apsauga. Nerūdijantį
 plieno ašmenys.
 Premium wegwerpschepel met mesbeschermer. Roestvrijstaal mes.
 Prémiové nůžky na jednorázové použití s chráničem čepele. Čepeľ z
 nehrdzavejúcej ocele
 Vrhunski skalpel za enkratno uporabo, z zaščito za rezilo. Rezilo iz nerjavečega jekla
 غير مصنوع من لين المطاوع أو اللاتكس الطبيعي. اتبع اجراءات السلامة مع ذلك اذ التخلص من التخلص من
 الأدوات الحادة الشقراء المستخدمة لانه لا يجب طلاء الجراح بخصص من بطريقة آمنة

- | | |
|---|---|
|  | Not made with natural rubber latex. Follow safe procedures including disposal of sharps. Used blades are contaminated. Do not recap guard. Discard safely. |
|  | Non realizzati con lattice in gomma naturale. Seguire le procedure di sicurezza, compreso lo smaltimento degli oggetti taglienti. Le lame usate sono contaminate. Non reincacciare la lama. Smettere in modo sicuro. |
|  | Non fabriqués avec du latex de caoutchouc naturel. Suivre les procédures de sécurité, y compris la mise au rebut des objets tranchants. Les lames usagées sont contaminées. Ne pas remettre la protection. Jeter en toute sécurité. |
|  | No fabricado con látex de goma natural. Siga los procedimientos de seguridad, incluida la eliminación de objetos punzantes. Las cuchillas usadas están contaminadas. No volver a tapar el protector. Deséchelas de forma segura. |
|  | Não é feito com látex de borracha natural. Siga os procedimentos de segurança, incluindo o descarte de objetos afiados. As lâminas usadas estão contaminadas. Não recupere a proteção. Descarte em segurança. |
|  | Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Befolgen Sie sichere Verfahren, einschließlich der Entsorgung von scharfen Gegenständen. Gebrauchte Klappen sind kontaminiert. Den Schutz nicht nochmals aufräumen. Sicher entsorgen. |
|  | Nie z naturalnego lateksu. Przestrzegać bezpiecznych procedur, w tym dotyczących wyrzucania ostrych przyrządów. Użyte ostrza są zanieczyszczone. Nie zakładaj ponownie osłony. Wyrzuć w bezpieczny sposób. |

-  Inte tillverkade med naturgummlatex. Följ säkerhetsrutiner inklusive kassering av vissa föremål. Använda bland ar kontaminerade. Skyddad får inte täckas på nytt. Bortskaffas på ett säkert sätt.
 -  Nu este fabricat din latex de cauciuc natural. Respectați procedurile de siguranță, inclusiv cele privind eliminarea instrumentelor ascuțite. Lamele folosite sunt contaminate. Nu reacceptați lama cu apărătoarea. A se elimina în condiții de siguranță.
 -  Не изготовлены из натурального каучукового латекса. Придерживайтесь норм безопасности, включая утилизацию острых предметов. Использованные лезвия загрязнены. Не снимайте защиту. Выбрасывать в соответствии с нормами безопасности.
 -  Δεν είναι κατασκευασμένο από latex φυσικού καουτσούκ. Τηρήστε τις ασφαλείες διαδικασίες συμπεριληφμένες με τις απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων. Οι χρησιμοποιούμενες λεπίδες είναι μολυσμένες. Μην επανατοποθετείτε το καλύμμα. Απορρίψτε με ασφάλεια.
 -  Nu e izotvorben o naturalna guma latex. Следвайте безопасностни процедури, включително елиминиране на остри предмети. Използованите остриета са замърсени. Не поставяйте отново предпазителя. Изхвърляйте по безопасен начин.
 -  Není vyrobeno z prírodného kaučukového latexu. Dodržujte bezpečnostné postupy vrátane likvidácie ostrých predmetov. Používať bezpečne isou.

- kontaminované. Nepoužívajte znovu ochranný kryt. Bezpečné zlikvidujte
-  Ikke lavet af naturgummielast. Følg sikre procedurer, herunder bortskaffelse af en sikker genstand. Brugte klinger er forurenet. Sæt ikke beskyttelsen på igen. Kassér sikkert
-  Ei ole kasutatud looduslikku kummilateksiti. Tehke toiminguid ohutult, sealhulgas järgige teravate esemete kõrvaldamise nõudeid. Kasutatud terad on saastunud. Ärge kasutage katkestatud uuesti peale. Visake ära ohutult.
-  Valmistuksessa ei käytetty luonnonkummitelaa. Noudata turvallisia menetelmiä terävien esineiden hävittämisessä. Käytetty terät ovat kontaminoituneita. Älä laita terää uudelleen suojukseen. Hävitä turvallisesti.
-  Nem szadírti latsék az élelmiszerre. Próbáljon biztonságos módszereket alkalmazni a használt élelmiszereszközök eldobására. Ne használja újra a használt élelmiszereszközöket. Ne dobja vissza a védőt. Biztonságosan ártalmatlanítsa.
-  Nem természetes gumi latexből készült. Kövesse a biztonságos eljárásokat, beleértve az éles tárgyak eldobásait. Használjon pengék szennyezettét. Ne tegye vissza a védőt. Biztonságosan ártalmatlanítsa.
-  Nepagaminoti iš natūralaus kaučiuko latekso. Laikykis saugių procedūrų, įskaitant aštrių daiktų šalimą. Panaudoti ašmenys yra užteršti. Nedėkite apsaugos pakartotinai. Saugiai išmeskite.