

CARRELLO TERAPIA SMALL CON 15 CONTENITORI PORTAFARMACI

Cod. K816280

Descrizione:

COSTRUZIONE: solida, robusta con l'utilizzo di componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso.

DESIGN: accurato nei minimi particolari, si armonizza con qualsiasi ambiente.

STRUTTURA: autoportante e monoscocca.

PARTE SUPERIORE: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione.

Altezza da terra mm. 1000.

MANIGLIONE DI SPINTA: ergonomico, saldamente integrato al lato destro del carrello.

PARTE FRONTALE: predisposta per l'inserimento di cassette modulari, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondato. Scorrimento silenzioso dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa e predisposti per chiusura centralizzata a chiave.

CASSETTI DI SERIE: n. 1 cassetto dimensioni mm. 450x475x137H realizzato completamente in tecnopolimero. N. 5 cassetti dimensioni mm. 450x475x105H per il contenimento dei farmaci, realizzati in lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche e frontalino in tecnopolimero, contenenti ciascuno n. 3 contenitori in materiale plastico (mm 90x460x90H) completi di separatori trasparenti a tre settori (mm 75x135x90H cada settore), disponibili anche, su richiesta a 2 o 4 settori. **CHIUSURA:** centralizzata a chiave.

PARTE LATERALE SX: piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico tecnopolimero.

PARTE LATERALE DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopolimero; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 1 portacateteri, n. 1 pianetto con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.

RUOTE: n. 4 diam. mm 125, antifilo, pivotanti di cui due con sistema di bloccaggio a leva, ruota e forcella su cuscinetti a sfere.

PARAURT: perimetrale integrato alla base del carrello e paracolpi girevoli in materiale plastico morbido su ogni ruota.

IGIENE: la particolare costruzione permette una facile pulizia e disinfezione.

USO: Si adegua ad ogni tipo di organizzazione esistente.

SICUREZZA: in conformità con le norme vigenti.

Dimensioni: mm. Lung. 670,00 Larg. 640,00 Alt. 1.000,00



Dettaglio
contenitore per farmaci
e separatore a tre settori

