

Scrosati arredamenti metallici s.r.l.	SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO PRODUCT TECHNICAL DATA	Doc n°STP/004.1 – NO DM ANNO/YEAR: 2017	
		Rev. 2 mar-2021	Pag. 1 a 4

DATA	SETTORE	OGGETTO
2011	SANITARIO	REGGIARTI LETTINO GINECOLOGICO
	Codici articolo	27503 – REGGIGAMBE STANDARD
	DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO	Reggi gambe standard per lettino ginecologico.

	Struttura e particolari in metallo	- Supporto con Tubolare Ø mm 18X1.2 - Tubolare di innesto per asta Ø mm 18 - Cromato
	Imbottitura/altro	Reggi gambe in PU espanso nero
	Misure	Reggi gambe 235 x 32 x 105 h con foro Ø 19 mm (con supporto mm 630 h) Lunghezza supporto tubolare 570 mm e Ø 18 mm
	Peso	/
	Norme di Pulizia	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
	Note	Considerare una tolleranza dimensionale +- 1 cm nelle misure dovuta dai tessuti/imbottiti. Colori e caratteristiche potranno essere cambiati per migliorie e/o modifiche.

Scrosati arredamenti metallici s.r.l.	SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO PRODUCT TECHNICAL DATA	Doc n°STP/004.1 – NO DM ANNO/YEAR: 2017	
		Rev. 2 mar-2021	Pag. 2 a 4

DATE	UNIT	OBJECT
2011	MEDICAL DEVICE	GYNAECOLOGY BED
	COMMERCIAL NAME	27503 – STANDARD LEG HOLDERS
	GENERAL DESCRIPTION OF PRODUCT	Standard leg holders for Gynaecology bed.

	Framework	- Tubular holder Ø mm 18X1.2 - Tubular connection Ø mm 18 Chromed
	Upholstery	Leg holders made in black polyurethane foam
	Measurement	Leg holders mm 235 x 32 x 105 h and hole Ø 19 mm (with holder mm 630 h) Holder rod Ø 18 mm and lenght 570 mm
	Weight	/
	Cleaning Rules	Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.
	Note	Consider a size tolerance of + - 1 cm in the measurements due to the fabrics/upholstery. Colours and characteristics can be changed for improvements and/or alterations.

Scrosati arredamenti metallici s.r.l.	SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO PRODUCT TECHNICAL DATA	Doc n°STP/004.1 – NO DM	
		ANNO/YEAR: 2017	
		Rev. 2 mar-2021	Pag. 3 a 4

DATA	SETTORE	OGGETTO
2011	SANITARIO	REGGIARTI LETTINO GINECOLOGICO
	Codici articolo	27504 – REGGIARTI DELUXE
	DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO	Cosciali deluxe per lettino ginecologico.

	Struttura e particolari in metallo	- Tubolare sezione mm Ø 18X1.2 - Finitura cromato - N. 2 volantini con perno m6x20 Ø 30 Fissati al reggiarti deluxe
	Imbottitura/altro	Cosciale in PU espanso nero
	Misure	Cosciale mm 260 x 190 x 105 h con foro Ø 19 mm per tubolare Ø 18 mm Lunghezza supporto asta 570 mm e Ø 18 mm
	Peso	/
	Norme di Pulizia	Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.
	Note	Considerare una tolleranza dimensionale +- 1 cm nelle misure dovuta dai tessuti/imbottiti. Colori e caratteristiche potranno essere cambiati per migliorie e/o modifiche.

Scrosati arredamenti metallici s.r.l.	SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO PRODUCT TECHNICAL DATA	Doc n°STP/004.1 – NO DM ANNO/YEAR: 2017	
		Rev. 2 mar-2021	Pag. 4 a 4

DATE	UNIT	OBJECT
2011	MEDICAL DEVICE	GYNAECOLOGY BED
	COMMERCIAL NAME	27504 – QUALITY LEG HOLDER
	GENERAL DESCRIPTION OF PRODUCT	Quality leg holders for Gynaecology bed.

	Framework	- Tubular section mm 18x1.2 - Chromed. - N. 2 knobs with pin m6x20 Ø30 - Knobs fixed to the quality leg holders
	Upholstery	Leg holders made in black polyurethane foam
	Measurement	Leg holders mm 260x190x105 h with hole Ø 19 mm Rod Length 570 mm and Ø 18 mm
	Cleaning Rules	Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Do not use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or aerosol spray.
	Note	Consider a size tolerance of + - 1 cm in the measurements due to the fabrics/upholstery. Colours and characteristics can be changed for improvements and/or alterations.