

SCHEMA PRODOTTO

SGABELLO ELEVAZIONE A GAS CON SEDILE IMBOTTITO

Cod. : SED.390



(Immagine Indicativa)

Scheda Dimensionale

Dimensione (L x P x H) Cm	48 / 67
Portata Kg	150
Peso netto Kg	5,5
Peso lordo Kg	6,5
Volume mc	0,05
Numero colli	1
Imballo (L x P x H) Cm	60 x 14 x 62

Descrizione

Sgabello girevole e regolabile in altezza con pompa a gas, con sedile circolare imbottito in eco pelle lavabile diam. 310 mm; é provvisto di base a 5 razze in plastica di diametro cm 63 con piedini.
Modello smontato fornito in kit di montaggio, imballato.
Colore eco pelle disponibili : grigio, bianco, panna, nero.

Scheda Tecnica

Struttura :

- Base : 5 razze in plastica nera

Finitura :

- Base : opaca

Altri componenti :

- quali viti, componenti ferramenta, ecc., vengono utilizzati materiali diversi confacenti allo scopo.

Pulitura :

- Pulire con un panno leggermente inumidito e con normali detergenti, non usare solventi o agenti chimici corrosivi.

DATA SHEET

REVOLVING STOOL

Code: SED.390



(the image is being used for illustrative purposes only)

Dimensional data	
Dimensions (L x W x H) Cm	48 / 67
Capacity Kg	150
Net weight Kg	5,5
Gross weight Kg	6,5
Volume in cube Mt.	0,05
Number of items	1
Packing (L x W x H) Cm	60 x 14 x 62

Description

Revolving stool, height adjustable with gas pump, with seat in washable faux leather diam. 310 mm. and equipped with 5 spoke plastic base with rubber feet
This product is supplied disassembled in kit.
Available colours of the stuffed top: grey, white, cream, black.

Technical information

Structure:

- Base: 5 spokes in black plastic

Finish:

- Base: opaque

Other components:

- Such as screws and other mechanical parts, different materials suitable for the purpose are used.

Cleaning:

- Clean with a slightly damp cloth and normal detergents, do not use solvents or corrosive chemicals.