

SCHEDA TECNICA CARTE PACCHI

CEE/93/42 Dispositivo Medico Cl.I FM CE0476

CODICE ARTICOLO: **CFMA005**

REG.REP. D. M.: 56383/R CND:Z1302

APPARECCHIO: x MORTARA RANGONI 9100-026-51
ELI/210 - ELI/250 - ELI/280 - ELI/350 - ELI/380

CODICE SEMILAVORATO

TIPO DI CARTA: **S77 T7047** Gr./Mq. **72**
PHENOL FREE

FORMATO: Rotolo ϕ i Anima: ϕ e Max.Rot. Avv.Stampa
Z. Pretagli Tacche Stop Fori stop
Lato
Pacco *** Z. Pretagli **300** Tacche Stop **4x7** Fori stop
Lato
N° Fogli **250**

DIMENSIONI: Larghezza carta mm.: **210** (+0/-1) Reale mm: **209**
teorica
Lunghezza carta mt.: **75** (+/- 3%)


DIAGRAMMA: Larghezza mm: **165** Bordi: **DX 6 - SX 38**
Colore: **ARANCIO**

PERF. TRASCINAMENTO: Passo Dimens.

CONFEZIONAMENTO: **TERMORETRATTO** Tipo: Pz.x Conf: **1**
CARTONE Tipo: **B** Pz.x Scat: **20**

NOTE:

APPROVATO DA:



DATA: **28/11/2018**