

SCHEDA TECNICA

Codice:7285RT20

BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICA 3 SEZIONI CON TREND. E REVERSE TREND. COMPLETA DI SPONDE A COMPASSO

HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT STRETCHER 3 SECTIONS WITH TREND. AND REVERSE TREND. COMPLETE WITH COMPASS SIDES



Immagine indicativa

1

Barella ad altezza variabile con piano a 3 sezioni 2 snodi realizzato in HPL radiotrasparente. Sezione testa regolabile in continuo tramite dispositivi a gas fino a 65°. La regolazione dello schienale si ottiene azionando la leva rossa di sblocco posta sul retro dello schienale stesso. Bacino sezione fissa. Sezione piedi regolabile con meccanismo a scatto Rastomat. Dotata di un telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche, con agli angoli supporti multifunzionali che consentono l'inserimento di accessori quali aste flebo, portamonitor o altri accessori, uno per ogni angolo. Al lato piedi sono presenti due maniglioni estraibili doppia funzione in acciaio. Il carrello a pantografo consente la regolazione in altezza partendo da un minimo di 530 mm fino a un massimo di 890 mm. Tale regolazione si ottiene tramite il pedale grande posto al lato piedi della barella. Al lato piedi è presente una maniglia che consente il raggiungimento delle posizioni di Trendelenburg e Reverse Trendelenburg (- 15°/ + 15°). Tutte le parti in acciaio sono verniciate con polveri epossidiche. Dotata di 4 ruote, antitraccia, girevoli su cuscinetti a sfera con diametro di mm. 125 con blocco direzionale: sistema di frenatura simultaneo 2+2 a mezzo pedali posti sulle ruote stesse. Estremamente leggera e struttura adatta al trasporto anche per lunghi tratti. Tutti gli spigoli sono arrotondati o piegati con ampi raggi di curvatura. Coppia di sponde abbattibili con movimentazione a compasso realizzate in lega di alluminio estruso. Di uso facile e intuitivo una volta abbassate rimangono a filo del piano in modo da facilitare la movimentazione del paziente.

DATI TECNICI: Altezza minima: 530 mm - Altezza massima: 890 mm - Inclinazione schienale max: 65° - Inclinazione max pediera: 20° - Lunghezza massima: 1950 mm - Larghezza massima: 790 mm - Lunghezza utile piano: 1950 mm - Larghezza utile piano: 650 mm - Trendelenburg e Reverse Trendelenburg: - 15°/ + 15° - Carico di lavoro sicuro SWL: 230 kg.

SCHEDA TECNICA

Codice:7285RT20

BARELLA AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICA 3 SEZIONI CON TREND. E REVERSE TREND. COMPLETA DI SPONDE A COMPASSO

HYDRAULIC VARIABLE HEIGHT STRETCHER 3 SECTIONS WITH TREND. AND REVERSE TREND. COMPLETE WITH COMPASS SIDES

Variable-height stretcher with 3-section 2-jointed top made of radiolucent HPL. Head section continuously adjustable by gas devices up to 65°. Backrest adjustment is achieved by operating the red release lever on the back of the backrest. Basin fixed section. Foot section adjustable by Rastomat snap mechanism. Equipped with an epoxy powder-coated steel frame, with multifunctional supports at the corners that allow the insertion of accessories such as IV poles, monitor holders or other accessories, one for each corner. At the foot end are two removable dual-function steel grab bars. The pantograph carriage allows height adjustment starting from a minimum of 530 mm to a maximum of 890 mm. This adjustment is achieved by the large foot pedal located at the foot side of the stretcher. At the foot side there is a handle that allows the Trendelenburg and Reverse Trendelenburg positions (- 15°/ + 15°) to be reached. All steel parts are epoxy powder coated. Equipped with 4 wheels, non-marking, rotating on ball bearings with a diameter of mm. 125 with directional lock: 2+2 simultaneous braking system by means of pedals placed on the wheels themselves. Extremely lightweight and structure suitable for transportation even for long distances. All edges are rounded or bent with large radii of curvature. Pair of collapsible side rails with compass movement made of extruded aluminum alloy. Easy and intuitive to use once lowered they remain flush with the floor so as to facilitate patient handling.

TECHNICAL DATA: Minimum height: 530 mm - Maximum height: 890 mm - Max back tilt: 65° - Max footboard tilt: 20° - Maximum length: 1950 mm - Maximum width: 790 mm - Useful floor length: 1950 mm - Useful floor width: 650 mm - Trendelenburg and Reverse Trendelenburg: - 15°/ + 15°. SWL safe working load: 230 kg.