

CARRELLO MEDICAZIONE SMALL IN TECNOPOLIMERO

Cod. K816417GB

Descrizione:

COSTRUZIONE: solida, robusta con l'utilizzo di componenti in materiale plastico (tecnopolimeri) e lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche antimicrobiche per ottenere la massima leggerezza, manovrabilità e praticità d'uso.

DESIGN: accurato nei minimi particolari, si armonizza con qualsiasi ambiente.

STRUTTURA: autoportante e monoscocca.

PARTE SUPERIORE: ampio piano di appoggio, con piccolo vano porta oggetti, in materiale plastico tecnopolimero realizzato in basso rilievo senza spigoli vivi per facilitarne pulizia e disinfezione. Altezza da terra mm. 1000.

MANIGLIONE DI SPINTA: ergonomico, saldamente integrato al lato destro del carrello.

PARTE FRONTALE: predisposta per l'inserimento di cassette modulari costruite interamente in materiale plastico tecnopolimero, senza spigoli taglienti con l'interno arrotondato. Scorrimento silenzioso dei cassetti su guide con cuscinetti a sfere, muniti di fermo corsa.

SOPRALZO: Struttura pensile in tubo d'acciaio con n. 2 blocchi di cassettoni in plastica da n. 5 pezzi ad apertura basculante ed estraibili.

CASSETTI DI SERIE: realizzati completamente in tecnopolimero; n. 3 cassetto dimensioni mm. 450x475x137H; nr. 1 cassetto dimensioni mm. 450x475x274H.

CHIUSURA: centralizzata a chiave.

PARTE LATERALE SX: piano di lavoro supplementare estraibile in materiale plastico tecnopolimero; vano ad incasso completo di quattro pianetti con frontalino tutto realizzato in materiale plastico tecnopolimero.

PARTE LATERALE DX: vano ad incasso in materiale plastico tecnopolimero; n. 1 contenitore portarifiuti; n. 1 portacateteri, n. 1 pianetto con frontalino, il tutto in materiale plastico tecnopolimero.

RUOTE: n. 4, diam. 125 mm. antifilo, pivotanti di cui 2 con sistema di bloccaggio a leva, ruota e forcina su cuscinetti a sfera.

PARAURTÌ: perimetrale integrato alla base del carrello e paracolpi girevoli in materiale plastico morbido su ogni ruota.

IGIENE: la particolare costruzione permette una facile pulizia e disinfezione.

USO: Si adegua ad ogni tipo di organizzazione esistente.

SICUREZZA: in conformità con le norme vigenti.

Dimensioni: mm. Lung. 670,00 Larg. 640,00 Alt. 1.600,00

