

Size 9,5x23x3 cm  
S09734 - Rev. 0 - 03/26

**IT** - I dispositivi devono essere utilizzati da persone qualificate. Non sterilizzare gli strumenti con soluzioni contenenti ioni di cloruro. Le soluzioni sterilizzanti devono avere un pH vicino al 6.0/7.0. Solo per uso professionale. Sterilizzare prima dell'uso. E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

**GB** - Qualified person must use the devices. Don't sterilize the instruments having the solution with chloride ions. Sterilization solution must have the pH near to 6.0/7.0. For professional use only; disinfect before use. All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent authority of the member state where your registered office is located

**FR** - Les dispositifs doivent être utilisés par des personnes qualifiées. Ne pas stériliser les instruments avec des solutions à base d'ions de chlorure. Les solutions stérilisantes doivent avoir un pH proche de 6.0/7.0. Destiné uniquement à l'usage professionnel. Stériliser avant l'utilisation. Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre où on a le siège social.

**ES** - Los dispositivos deben ser usados por personas capacitadas. No esterilizar los instrumentos con soluciones que contienen iones de cloruro. Las soluciones esterilizantes deben tener un pH cercano al 6.0/7.0. Solo para uso profesional. Esterilizar antes del uso. Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado.

**PT** - Os dispositivos devem ser utilizados por pessoas qualificadas. Não esterilize os instrumentos com soluções contendo íões cloreto. As soluções esterilizantes devem conter um pH próximo de 6.0/7.0. Apenas para utilização profissional. Esterilize antes de utilizar. É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós.

**DE** - Die Geräte müssen von qualifizierten Personen verwendet werden. Die Instrumente nicht mit chloridhaltigen Lösungen sterilisieren. Die Sterilisierungslösungen müssen einen pH-Wert von 6,0/7,0 haben. Nur für den professionellen Gebrauch. Vor der Verwendung sterilisieren. Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden

**GR** - Ο εξοπλισμός; πρέπει να χρησιμοποιείται από ειδικευμένο προσωπικό. Μην αποστειρώνετε τα εργαλεία με διαλύματα που περιέχουν χλωριούχα ιόντα. Τα διαλύματα αποστείρωσης; πρέπει να έχουν Ph πλησίον του 6.0/7.0. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Αποστειρώστε πριν από τη χρήση. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

**AR** - يجب استخدام الأجهزة من قبل أفراد مؤهلين. لا تُعقم الأدوات بمحاليل تحتوي على أيونات الكلوريد. يجب أن يكون الرقم الهيدروجيني لمحاليل التعقيم قريباً من 7.0/6.0. للاستخدام المهني فقط. عقم الجهاز قبل الاستخدام. يجب عليك الإبلاغ عن أي حوادث خطيرة تقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي نوفره إلى الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تتواجد فيها.



**GIMA**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com



Verifica la presenza di un numero verde sulle disposizioni del tuo Comune. Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal.

UDI



8 023279 312669

INQUADRA IL CODICE PER SCARICARE IL MANUALE MULTILINGUA  
SCAN THE CODE TO DOWNLOAD THE MULTILINGUAL MANUAL  
ENCADREZ LE CODE POUR TÉLÉCHARGER LE MANUEL MULTILINGUE  
ENFOQUE EL CÓDIGO PARA DESCARGAR EL MANUAL MULTILINGÜE



<https://www.gimaitaly.com/prodotti/31266>

## BUCK Black Edition Neurological hammer

- Martello neurologico BUCK Black Edition
- Marteau neurologique BUCK Black Edition
- Martillo neurológico BUCK Black Edition
- Martelo Neurológico BUCK Black Edition
- BUCK Black Edition Neurologischer Hammer
- Neuroλογικό σφυρι BUCK Black Edition
- BUCK Black Edition Неврологичен чук
- Neurologické kladivo BUCK Black Edition
- BUCK Black Edition Neurologisk Hammer
- BUCK Black Edition neurooogiline vasar
- BUCK Black Edition neurologinen vasara



- Neurologické kladivo BUCK Black Edition
- Nevrološko kladivo BUCK Black Edition
- BUCK Black Edition Neurological Hammer
- المطرقة العصبية BUCK Black Edition

- BUCK Black Edition Neurological Hammer
- BUCK Black Edition neurologische hamer
- Młotek neurologiczny BUCK Black Edition
- Ciocan neurologic BUCK Black Edition

- BUCK Black Edition Neurološki čekić
- BUCK Black Edition neurologiai kalapács
- BUCK Black Edition neurologinis plaktukas
- BUCK Black Edition neuroloģiskais āmurs

**GIMA**

www.gimaitaly.com

REF 31266

LOT

Gima S.p.A.  
Via Marconi, 1  
20060 Gessate (MI) Italy  
gima@gimaitaly.com  
export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com  
Made in Pakistan

