

RECTOSCOPE ET ANUSCOPE JETABLES

• 25953 TÊTE D'ÉCLAIRAGE PAR FIBRE OPTIQUE

Cette tête s'adapte parfaitement et éclaire les anuscopes, rectoscopes et proctoscopes jetables GIMA, HEINE, WELCH ALLYN et GPS. Elle peut être connectée à une source lumineuse par un câble en fibre optique ou un système d'éclairage à LED. Voir page 164-165.


• 25947 ANUSCOPE JETABLE - stérilisé - boîte de 60 unités

Longueur 10 cm, avec stylet Ø 17 mm, adapté au traitement des hémorroïdes.

• 25949 RECTOSCOPE JETABLE - stérilisé - boîte de 50 unités

Longueur 25 cm, avec stylet Ø 17 mm, gradué en cm, éclairage par l'extrémité distale grâce au tube noir opaque placé à l'intérieur du corps transparent qui permet un éclairage sans ombre.

Voir proctoscope jetable page 152.



SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE: SOURCE LUMINEUSE OU POIGNÉE ÉCLAIRÉE




SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Tous les produits de cette page sont livrés avec un raccord pour lampe Acmi/Wolf. Pour obtenir l'éclairage, procurez-vous un adaptateur Wolf (30841), un câble en fibre optique (30818-30826), un adaptateur pour source lumineuse (30830) et une source lumineuse (30801-30802). Voir pages 164-165. Pour une meilleure prise en main de l'instrument en cours d'utilisation, nous vous recommandons la poignée ci-dessous, qui peut être placée entre l'instrument et le câble en fibre optique.

- 30798 POIGNÉE pour anu/procto/rectoscopes et sigmoïdoscopes. Nécessite source lumineuse. Vous pouvez également choisir une solution d'éclairage plus économique, comprenant une poignée.
- 30799 POIGNÉE ÉCLAIRÉE 6 VOLTS - AMPOULE HALOGÈNE


Source lumineuse indépendante pour instruments à fibre optique. Connexion directe avec tous les instruments à F.O. dans cette page. • 30800 AMPOULE HALOGÈNE- recharge pour 30799

ANUSCOPES, PROCTOSCOPES À F. O.




Code GIMA	ANUSCOPES - PROCTOSCOPES À FIBRE OPTIQUE	ADAPTATEUR inclus
29400	Anuscope à F. O. Ø 15 x 70 mm - avec obturateur	Wolf/Acme/Storz
29401	Anuscope à F. O. Ø 20 x 70 mm - avec obturateur	Wolf/Acme/Storz
29402	Anuscope à F. O. Ø 25 x 70 mm - avec obturateur	Wolf/Acme/Storz
29403	Jeu de 3 anuscopes à F. O. avec raccord Wolf et Storz dans valisette	
29405	Proctoscope à F. O. Ø 20 x 130 mm - avec obturateur avec 2,0X et adaptateurs Wolf, Acme et Storz	
30840	Adaptateur Endo Storz - pour connecter aux câbles F.O. GIMA	

*Mêmes raccord que ci-après - voir adaptateurs p. 165




Code GIMA	ACCESSOIRES POUR ANUSCOPES, PROCTOSCOPES ET SIGMOÏDOSCOPES À FIBRE OPTIQUE
29420	Poignée pour pince à biopsie
29421	Pince à biopsie 3,5 x 8 mm Cuillères - 420 mm
29422	Pince à biopsie 4 mm - Mâchoires coupantes - 420 mm
29425	Pince à pansement - 400 mm
29426	Tube d'aspiration - 400 mm
29427	Insufflateur à double poire

SIGMOÏDOSCOPES À FIBRE OPTIQUE



Code GIMA	SIGMOÏDOSCOPES À F. O. AVEC LENTILLE PIVOTANTE POUR GROSSISSEMENT 2X	ADAPTATEUR inclus
29410	Sigmoïdoscope à F. O. 12 x 200 mm	Wolf/Acme/Storz
29411	Sigmoïdoscope à F. O. 16 x 250 mm	Wolf/Acme/Storz
29412	Sigmoïdoscope à F. O. 21 x 200 mm	Wolf/Acme/Storz
29413	Sigmoïdoscope à F. O. 21 x 250 mm	Wolf/Acme/Storz
29414	Sigmoïdoscope à F. O. 21 x 300 mm	Wolf/Acme/Storz
30840	Adaptateurs Endo Storz - pour connecter aux câbles F.O.	

Pour connecter le sigmoïdoscope à la source lumineuse GIMA (30801, 30802) il vous faut: câble F.O. (30818, 30826), adaptateur (30830) pour connecter le câble à la source lumineuse et 2 adaptateurs (30840, 30844) pour connecter le sigmoïdoscope au câble F.O.



• 29418 ENSEMBLE SIGMOÏDOSCOPE LLOYD - DAVIES

L'ensemble comprend 1 chambre d'éclairage, avec raccord Acme/Wolf/Storz, 1 tube adulte Ø 20 x 300 mm, 1 tube adolescent Ø 16 x 250 mm et 1 tube enfant Ø 10 x 75 mm, dans une pochette souple. Pour éclairer l'ensemble, vous pouvez utiliser une poignée éclairée (code 30799) ou la source lumineuse GIMA (30801), un adaptateur pour source lumineuse (30830), un câble en F. O. (30818) et un adaptateur (30840).