

APPAREIL D'IRRIGATION ÉLECTRIQUE OTOSCILLO®

• 25815 OTOSCILLO®

L'Otosillo® est conçu pour un rinçage automatisé de l'oreille en milieu hospitalier ou en cabinet.

Innovant, compact, efficace et rapide, l'Otosillo® combine en un seul instrument les qualités de fonctionnement les plus sophistiquées aux garanties de sécurité optimales.

N'importe où, n'importe quand

Instrument électrique d'irrigation pour un rinçage simplifié du conduit auditif. Le système de flux pulsé facilite le détachement du cérumen, même à basse pression: l'Otosillo® est particulièrement adapté au traitement des conduits auditifs sensibles.

Il est moins impressionnant, plus simple à utiliser, plus précis et plus sûr que ses concurrents. La cuvette d'eau est amovible pour faciliter le remplissage et la vidange.

L'instrument est facile à utiliser et à nettoyer.

Installation murale ou sur bureau. Fabriqué en Allemagne

Alimentation: 220 V - 50/60 Hz.

Mode d'emploi en GB, FR, DE, IT, ES.

• 25816 JEU DE RECHANGE (2 embouts + disque)

• 25817 MANCHE de rechange + TUBE

• 25814 JEU EMBOUTS JETABLES

(100 embouts jetables, 1 disque, connecteur)

Système de contrôle de la temp. de l'eau



25815

SERINGUES AURICULAIRES VERRE-MÉTAL, TOUT MÉTAL ET JETABLES



SERINGUES TOUT EN MÉTAL SCHIMMELBUSCH

Seringues précises et fiables de haute qualité. Fournies avec 3 canules et 1 cuvette. Conditionnées en boîte en carton individuelle. Fabriquées en Europe.


Code GIMA	SERINGUES TOUT EN MÉTAL AVEC 3 CANULES ET 1 CUVETTE
25806	Schimmelbusch 50 cc
25807	Schimmelbusch 100 cc
25808	Schimmelbusch 200 cc
25809	Canule de rechange pour Schimmelbush (conique)
25812/3	Canule de rechange pour Schimmelbush (olive) petite/grande

SERINGUES VERRE-MÉTAL JANET RECORD

Seringues verre-métal précises et fiables de haute qualité. Fournies avec 2 canules, (conique et ovale). Conditionnées en boîte en carton individuelle. Fabriquées en Europe.

Code GIMA	SERINGUES VERRE-MÉTAL AVEC 2 CANULES
25801	Janet Record 50 cc - 13 x Ø 3,5 cm
25802	Janet Record 100 cc - 14 x Ø 4,7 cm
25803	Janet Record 200 cc
25804	Canule de rechange pour Janet Record (conique)
25805	Canule de rechange pour Janet Record (olive)

SERINGUES POLYPROPYLENE HAUTE CAPACITÉ



23820

Cathéter

SERINGUES POLYPROPYLENE HAUTE CAPACITÉ - stériles

Seringues stériles, jetables, sans latex. Utilisation auriculaire et autres. Boîte en GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, RO, RU, YU, SA.

Code GIMA	SERINGUES POLYPROPYLENE HAUTE CAPACITÉ STÉRILES - CATHÉTERS	Commande minimum
23820	Seringue 60 ml	20 unités
23821	Seringue 100 ml	25 unités