

## CASCHETTO "PROTECTOR" OP-DOP CON 3+1 VISIERE

### • 25642 CASCHETTO PROTECTOR - bianco

Caschetto protettivo ultraleggero che unisce funzionalità e stile:

**Protezione:** barriera protettiva in plastica impermeabile

**Comfort:** veloce e facile da indossare e da togliere

**Praticità:** visiera riutilizzabile e sostituibile


**Ottima qualità visiva.**

Un modello unico per tutti: si adatta a più del 90% degli operatori ed è utilizzabile anche sopra gli occhiali. Il condotto d'aria evita l'appannamento. Fornito con 3 visiere di ricambio trasparenti + una per la fronte.

### • 25643 KIT VISIERE PROTECTOR

Comprende 2 visiere di ricambio trasparenti + 1 per la fronte + 1 protezione in schiuma.

MADE IN THE USA



25643



25642

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, GR.



## MASCHERE PROTETTIVE

### MASCHERE PROTETTIVE

#### Caratteristiche innovative

- maschera con rotazione a 90°
- schermo antiappannante sia internamente sia esternamente
- protezione totale del viso contro goccioline e spruzzi

#### Materiali di alta qualità

- banda in materiale elastico anallergico
- sistema di rotazione in materiale plastico
- supporto morbido in schiuma anallergica intercambiabile
- maschera in acetato termoformato antiappannante

#### Facili e comode da usare

- banda elastica regolabile con fissaggio velcro
- utilizzabile sopra occhiali da vista

Codice GIMA	MASCHERE PROTETTIVE	Minimo vendita
25656	MASCHERA PROTETTIVA	1
25668	MASCHERA PROTETTIVA	1
25669	MASCHERA DI RICAMBIO per 25668	conf. da 5

Schermo antiappannante spessore 0,5 mm



Classe II EN 166-167-168 U1SN



25656



25668

25656

Maschera con rotazione a 90°



Schermo antiappannante spessore 0,5 mm

25668


## SCHERMI PROTETTIVI GIMA

### • 30846 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo fisso

### • 30843 SCHERMO PROTETTIVO GIMA - schermo sollevabile

Schermo facciale protettivo in policarbonato con estesa superficie trasparente e grado elevato di copertura, consente di mantenere il contatto visivo proteggendo gli occhi e le mucose in completa sicurezza. Igienizzabile, ha una misura universale ed è estremamente ergonomico grazie alla banda con chiusura simil-velcro e all'imbottitura morbida intercambiabile. Idoneo

MADE IN ITALY



240 mm


180 mm



0426

30843 Peso 125 g  
30846

30843  
30846



30843  
Schermo sollevabile

per uso clinico/professionale e personale. Utilizzabile con gli occhiali, offre un'ampia visione periferica.

Lo schermo protettivo GIMA è conforme agli standard internazionali (DPI, UE 2016/425, Classe II, EN 166:2001).

Fornito in sacchetto di polietilene con istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL, SE, HU, CZ.

### • 30847 IMBOTTITURA FRONTALE PER 30843, 30846 - ricambio



Imbottitura frontale intercambiabile

30846

## SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO

### • 25662 SCHERMO FACCIALE ANTIAPPANNANTE MONOUSO

Schermo facciale protettivo monouso in pellicola idrofila antiappannante.

La visiera trasparente e liscia consente di mantenere il contatto visivo proteggendo l'intero volto dalla potenziale contaminazione da parte di patogeni presenti nel sangue, fluidi o spruzzi di materiali chimici nocivi. Dotato di striscia in spugna e banda elastica.

Dimensioni: 330x220 mm.

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, PL.

17




25662

Striscia di spugna: 270x35x35 mm  
Banda elastica: 12 mm



ANTI-FOG FACE SHIELD

# OCCHIALI PROTETTIVI



• **25661 OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - sfusi**  
 • **25660 OCCHIALI POLYSAFE MEDICAL - con scatola**  
 Sono una parte essenziale di qualsiasi programma di controllo delle malattie infettive per la protezione oculare. Offrono un ampio campo visivo ed un'eccellente qualità ottica. Progettati con visiera sia nella parte superiore che lateralmente per proteggere gli occhi da ogni angolo. Si adattano a qualsiasi testa e presentano una chiarezza ottica superiore. Autoclavabili. Conformi EN 166:2001. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, PL, HU, RO, BG, GR, Arabo.



• **25659 OCCHIALI GIMASAFE - conf. da 10 pz.**  
 Occhiali protettivi trasparenti. Norme: EN 166.  
 Confezionati singolarmente, vendibili singolarmente.



• **25263 OCCHIALI OP-TEMA - neri - antigraffio**  
 Lenti leggere a vista completa in policarbonato, resistenti alle abrasioni.  
 Barra frontale stampata incorporata.  
 Nasello, aste e angolazione lenti regolabili.  
 Filtrazione 100% raggi UV  
 Norme: EN 166, EN 170.



• **25667 OCCHIALI PROTETTIVI 5X7 - antiappannanti e antigraffio**  
 Occhiali caratterizzati da una qualità ottica superiore, altissima protezione e massimo comfort. Qualità ottica: classe I.  
**Protezione** contro le particelle ad alta velocità, bassa energia e protezione laterale. Difendono dalle radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170. Antiappannanti e antigraffio.  
**Comfort** leggerissimi, stanghette con tecnologia softpad, lunghezza regolabile. Conformi EN 166.



Istruzioni in: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, NO, PL, CZ, HU, RO, HR, SI, BG, GR, Arabo.  
 • **25257 OCCHIALI X-5 PRO - blu - antiappannanti e antigraffio**  
 • **25258 OCCHIALI X-5 PRO - nero - antiappannanti e antigraffio - conf. da 25 pz.**  
 Lunghezza e inclinazione delle aste regolabili. Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità agli standar EU 2016/425, EN 166:2001.




• **25260 OCCHIALI 505 UP - antiappannanti, antigraffio**  
 Protezione contro le particelle ad alta velocità - bassa energia e protezione laterale. Protezione contro le radiazioni ottiche in conformità allo standard EN 170.



• **25261 506 UP OCCHIALI - verdi - antiappannanti, antigraffio**  
 • **25262 506 UP OCCHIALI - rosa - antiappannanti, antigraffio**  
 Come cod. 25260 ma senza laccetto e con le seguenti caratteristiche aggiuntive:  
 - lente panoramica avvolgente  
 - aste regolabili in lunghezza e inclinazione  
 - puntine terminali morbide per eliminare la pressione locale

## KIT OCCHIALI



- **25646 KIT OCCHIALI PROTETTIVI - antiappannanti**  
Pratico kit composto da 5 supporti in differenti colori e 20 maschere antiappannanti adoperabili anche con occhiali da vista.  
Norme: EN 166, EN 167, EN 168.
- **25647 VISIERE DI RICAMBIO - conf. da 20**

## OCCHIALI AVATAR



- **25264 OCCHIALI AVATAR - neri/rossi - antiappannanti, antigraffio**  
Occhiali antiappannanti e antigraffio per mantenere le lenti trasparenti e garantire la sicurezza degli operatori. Montatura leggerissima e morbida. 9 lenti base in policarbonato con rivestimento Hydroshield. Innovativo nasello regolabile. DPI Categoria II. Norme: EN 166, EN 170.

## OCCHIALI E MASCHERA ALTA PROTEZIONE



- **25266 OCCHIALI ISOLAMENTO MEDICAL - antiappannanti e antigraffio - monouso - confezione da 10 pz.**  
Occhiali completamente chiusi con prese d'aria per proteggere da gocce, spruzzi e fluidi corporei. Occhiali avvolgenti con protezioni laterali per una maggiore protezione. Lenti chiare per una vista senza ostacoli. Realizzati in PVC trasparente e PC oculare, prese d'aria in PP bianco. Dotati di elastici, non sterile. Conforme con la Ppe regulation (EU) 2016/425 e 166:2001. Cat. II. Confezionato singolarmente con il manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, NO, PL, CZ, SI, HR, HU, RO, BG, GR, Arabic.



- **25265 MASCHERA ALTA PROTEZIONE 6x1 - antiappannante e antigraffio**  
- ampia lente per un campo visivo senza distorsioni  
- aste regolabili in lunghezza e inclinazione grazie alla tecnologia SoftPad  
- sofisticato sistema di ventilazione indiretta  
- interno in morbida gomma per il massimo comfort, senza pressione locale  
- certificata in ottemperanza a EN166 punto 3 (gocce e schizzi) e punto 4 (particelle di polvere di grandi dimensioni)  
- fornita con laccetto elastico

## MASCHERINE FILTRANTI 99% MASK-OP® TIPO IIR CON VISORE

### MASK-OP® CON VISORE

- **25652 MASK-OP® - elastici - verde - conf. da 50**
- **25654 MASK-OP® - lacci - azzurra - conf. da 50**

### MASK-OP® CON VISORE AVVOLGENTE

- **25636 MASK-OP® - elastici - verde - conf. da 50**
  - **25637 MASK-OP® - lacci - azzurra - conf. da 50**
- Mascherina chirurgica resistente agli spruzzi di liquidi e antiappannante, con visore antistatico.
- 4 strati: tre in tessuto non tessuto anallergico e uno in polietilene a rete
  - comodo nasello modellabile
  - efficienza di filtrazione (B.F.E.)  $\geq 99\%$ , secondo EN 14683:2019+AC:2019
  - resistenza a flusso respiratorio  $< 49,0 \text{ Pa/cm}^2$ , secondo EN 14683:2019+AC:2019
  - non contiene fibre di vetro né lattice
  - non sterile
  - resistenza a spruzzi di liquidi: resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019+AC:2019
  - banda interna antiappannante in polietilene espanso
  - Carica microbica  $\leq 30 \text{ UFC/g}$ , secondo EN 14683:2019+AC:2019

Dispositivo Medico Classe I Regolamento UE 2017/745.  
Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, RU, Arabo.

MASK-OP®  
CON VISORE

B.F.E.  $\geq 99\%$

MASK-OP®  
CON VISORE  
AVVOLGENTE



MADE IN ITALY



# MASCHERE MYCROCLEAN ALTA PROTEZIONE - BFE 99,8%

Maschere protettive riutilizzabili di Tipo II secondo lo standard UNI EN 14683:2019. 99% in poliestere e 1% in tessuto di fibra di carbonio. I materiali sono di origine preferenziale CEE. Design brevettato.

**Lavabili**

Lavabili a mano o in lavatrice a 60°C/140°F.

MADE IN ITALY



20751-20756

**2 STRATI IDROREPELLENTI**

20750-20755



20760

**LAVABILE 500 VOLTE**

20764



20775

**LAVABILE 500 VOLTE**



**Valori PFE & BFE**

Efficienza di Filtrazione delle particelle (%) 0,3 µm: 90% - 0,5 µm: 95%. Certificate non citotossiche in base a test eseguiti in conformità a UNI EN ISO 10993-5. BFE = 99,8% (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019).

**Carica biologica**

UFC < 30 (test di laboratorio eseguiti in conformità a UNI EN 14683:2019). Permeabilità all'aria (cm<sup>2</sup>/cm<sup>3</sup>/sec) ASTM E96 (nota anche come ISO-11092 o test Ret o Hohenstein) = 7,5.

**MASCHERE 2020V3TN per operatori sanitari e per uso medico**

Doppio strato, con strato esterno idrorepellente.

Lavabili fino a 100 volte a 60°C/140°F.

Codice GIMA	MASCHERE PER OPERATORI SANITARI - USO MEDICO			
	Misura	Colore	Bordo	Nasello
20750	Adulto	bianco	bianco	sì
20751	Adulto	bianco	blu	sì
20755	Adulto	bianco	bianco	no
20756	Adulto	bianco	blu	no

**MASCHERE 2020V3 per operatori sanitari e per uso all'aperto/al chiuso**

Uno strato. Lavabili fino a 500 volte a 60°C/140°F.

Possibilità di personalizzare con logo a 1 colore (minimo 1.000 pz.)

Codice GIMA	MASCHERE PER OPERATORI SANITARI USO ALL'APERTO/AL CHIUSO			
	Misura	Colore	Bordo	Nasello
20760	Adulto	bianco	bianco	sì
20764	Adulto	blu	bianco	no
20765	Adulto	bianco	blu	no
20766	Adulto	bianco	rosso	no
20767	Adulto	blu	blu	no
20770	Ragazzi/Adulti small	bianco	blu	no
20771	Ragazzi/Adulti small	blu	blu	no
20772	Ragazzi/Adulti small	bianco	rosso	no
20775	Bambini (età 6-9)	bianco	rosso	no
20776	Bambini (età 6-9)	blu	blu	no



Tutte le maschere hanno istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, PL, RO, Arabo.

# MASCHERINA PROFESSIONALE SAFE COMFORT RIUTILIZZABILE 5 STRATI TIPO IIR

• **20730 MASCHERINA SAFE COMFORT RIUTILIZZABILE A 5 STRATI TIPO IIR**  
Costituita da cinque strati di tessuto non tessuto in Polipropilene laminati a "sandwich". Ogni strato ha una funzione specifica: antiscizzo, protettiva, filtrante, dissipante, anallergica. Senza lattice e ftalati. Materiali biocompatibili e biologicamente sicuri.

- maschera facciale di protezione batterica professionale, prodotta in Italia
- materiale anallergico a cinque strati prodotto in Germania
- massima filtrazione biologica a livello chirurgico in conformità a CE ISO 14683 Dispositivo Medico (tipo IIR)
- barriera efficace contro virus, batteri e spore in dispersione aerea e in aerosol
- ottima respirabilità naso-bocca, con strato intermedio spugnoso per la dissipazione del calore emesso in espirazione
- autoclavabile, BFE testata fino a 20 cicli
- riutilizzabile e lavabile in lavatrice (40°C - 35°)
- disinfezione in un solo minuto in forno a microonde domestico
- l'innovativo disegno Safe Comfort aderisce perfettamente e non causa irritazioni o vesciche



MADE IN ITALY

- elastico tubolare con sistema scorrevole auto-adattivo facilmente regolabile
  - priva di valvola per evitare la trasmissione del virus
  - la forma speciale del nasello consente di indossare gli occhiali di protezione sopra la maschera, senza appannare le lenti
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, SE, CZ.

**DOPPIA CERTIFICAZIONE:  
MASCHERA FACIALE CONTRO IL COVID-19 PPE-RFU/02.075  
MASCHERA CHIRURGICA D.M. EN 14683 TIPO IIR**




**B.F.E. >99%**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Materiale:	TNT, polipropilene, 5 strati con densità/spessore/testure differenti	Lavabile in lavatrice:	40°C - 35' (Test BFE 99,9% dopo 5 lavaggi)
Efficienza di filtrazione batterica:	Test BFE 99,9% superiore a Standard ISO Annex B (BFE≥98%)	Disinfettabile:	Spray alcolico (isopropanolo) N. cicli illimitato
Pressione differenziale / Traspirabilità:	Test 53,9 Pa/cm <sup>2</sup> superiore a <60 Pa/cm <sup>2</sup> / Tipo IIR Annex C	Autoclavabile:	Forno a microonde max 1' - 700W N. cicli illimitato
Pulizia microbica:	Test 12 ufc/g Bioburden supera ISO EN 11737-1:2018 Annex D - <30 ufc/g	Conforme a normativa:	In busta termica a 121°C - 28' (Test BFE 99,9% dopo 20 cicli)
Resistenza a schizzi di sangue:	≥ 16,0 (kPa) Tipo II R, EN 14683 Annex C		UNI EN 14683:2019 Tipo IIR;
Riutilizzabile:	N. cicli illimitato (se utilizzata correttamente)		ISO EN ISO 10993-1-5-10-12-18;
			ISO EN 11737-1:2018; ISO 22609:2005;
			EN 149-2001+A1:2009

# GISAFE MASCHERINE CHIRURGICHE FILTRANTI 98% 3 VELI IIR CON ELASTICI



**MASCHERINE FILTRANTI 98% A 3 VELI - TIPO IIR con elastici**  
 Mascherine chirurgiche leggere e confortevoli adatte per ospedali, studi dentistici e ambulatori.

- vasta gamma: mascherine adulti in 5 colori o 7 fantasie; mascherine pediatriche in 1 colore o 1 fantasia
- disponibili in scatola da 50 o flowpack da 10
- nasello modellabile da adattare alla forma anatomica del viso
- senza fibra di vetro, efficienza di filtrazione BFE ≥98%
- materiale non tessuto, senza lattice
- 1° velo esterno 28 gsm non tessuto
- 2° velo 25 gsm filtro meltblown
- 3° velo interno 25 gsm non tessuto



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, Arabo



Flowpack multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

20691

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

BFE%	≥ 98
Pressione differenziale (Pa/cm <sup>2</sup> )	< 60
UfC/g	< 30
Dimensioni cm:	17,5x9,5 (adulti) - 14x9 (pediatriche)
conforme a EN 14683:2019 + AC:2019; MDR 2017/745 Classe I	

Codice GIMA	GISAFE MASCHERINA CHIRURGICA A 3 VELI - elastici		
	MASCHERINE ADULTI - scatola	Colore/Fantasia	Minimo vendita
20697	Mascherine a 3 veli - colorate	rosa	conf. da 50
20698	Mascherine a 3 veli - colorate	bianco	conf. da 50
20699	Mascherine a 3 veli - colorate	verde chiaro	conf. da 50
20700	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 50
20701	Mascherine a 3 veli - colorate	nero	conf. da 50
MASCHERINE ADULTI in busta singola trasparente - scatola			
20670	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 50
MASCHERINE ADULTI - flowpack			
20694	Mascherine a 3 veli - colorate	rosa	flowpack da 10
20695	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	flowpack da 10
20696	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	conf. da 2000*
20685	Mascherine a 3 veli - fantasia	cartoon	flowpack da 10
20686	Mascherine a 3 veli - fantasia	pace	flowpack da 10
20687	Mascherine a 3 veli - fantasia	stelle	flowpack da 10
20688	Mascherine a 3 veli - fantasia	colore	flowpack da 10
20689	Mascherine a 3 veli - fantasia	macarones	flowpack da 10
20690	Mascherine a 3 veli - fantasia	teschi	flowpack da 10
20691	Mascherine a 3 veli - fantasia	military	flowpack da 10
MASCHERINE PEDIATRICHE - flowpack			
20680	Mascherine a 3 veli - colorate	azzurro	flowpack da 10
20682	Mascherine a 3 veli - fantasia	cartoon	flowpack da 10

\*200 flowpack da 10 pezzi

## PREMIUM MASCHERINE FILTRANTI 98% 3 VELI TIPO II

**PREMIUM MASCHERINE FILTRANTI 98% 3 VELI - TIPO II CON ELASTICI**  
Mascherine chirurgiche leggere, morbide e confortevoli con nasello conformabile. Materiali e fabbricazione di alta qualità, 100% italiani. Senza lattice. Sono costituite da 3 strati estremamente morbidi, per il massimo confort:

- strato esterno: morbido tessuto non tessuto 25g, per proteggere da polvere e residui
- strato intermedio: filtro antiparticolato e antibatterico meltblown 25g, con elevata capacità filtrante
- strato interno: tessuto non tessuto 25g, per assorbire efficacemente sudore e umidità

Ogni scatola contiene 5 buste da 10 maschere. Ogni busta ha istruzioni in GB, IT e può essere venduta singolarmente.

Codice GIMA	PREMIUM MASCHERINE CHIRURGICHE A 3 VELI - con elastici ADULTI	Colore	Minimo vendita
20600	Mascherine a 3 veli	azzurro	conf. da 50
20601	Mascherine a 3 veli	blu scuro	conf. da 50
20602	Mascherine a 3 veli	nero	conf. da 50
20603	Mascherine a 3 veli	rosa	conf. da 50
20604	Mascherine a 3 veli	rosso	conf. da 50
20610	Mascherine a 3 veli	altri colori*	50 conf. da 50

\* Disponibili in bianco, beige scuro, marrone, grigio, giallo, verde smeraldo, verde, perla, glicine, bordeaux, verde oliva, beige chiaro, denim, fucsia, arancione, turchese

### CARATTERISTICHE TECNICHE

BFE: > 98%      Dimensioni: 17,5x9,5 cm  
Pressione differenziale (Pa/cm<sup>2</sup>): < 40      Norme: EN 14683:2019

B.F.E. ≥98%

MADE IN ITALY

Istruzioni e scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR,  
RO, FI, SI, SK, DK, EE, NO, SE,  
NL, HU, HR, BG, CZ, LV, LT, RU,  
RS, Arabo



DISPONIBILI IN 21 COLORI

## MASCHERE CHIRURGICHE 4 STRATI RESISTENTI A SPRUZZI DI LIQUIDI AFLUID® TIPO IIR

- 20702 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID® con elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da 50)
- 20703 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID® con lacci - verde - conf. da 600 (12 scatole da 50)
- 20704 MASCHERA CHIRURGICA A 4 STRATI AFLUID® con lacci - azzurra - conf. da 600 (12 scatole da 50)


Maschere chirurgiche resistenti agli spruzzi di liquidi, costituite da uno strato di polietilene a rete e tre di tessuto non tessuto, laminati a "sandwich". Ogni strato è strutturato per la specifica funzione cui è destinato: resistente agli spruzzi di liquidi, protettiva, filtrante, antimacerante. AFLUID® esalta le sue caratteristiche in situazioni ad alto rischio di contaminazione: uno strato aggiuntivo costituito da un film di polietilene a rete con struttura esagonale rende la maschera resistente agli spruzzi di liquidi potenzialmente contaminati, possibile via di trasmissione di virus infettivi.

Maschera chirurgica di Tipo IIR, secondo EN 14683:2019 + AC:2019. Dispositivo medico di Classe I, autocertificato presso il Ministero della Salute italiano. Per i chirurghi e per il personale di sala operatoria che desiderano una protezione perfetta nei confronti di pazienti potenzialmente infetti.

MADE IN ITALY



B.F.E. ≥99%



Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

4 strati: 1° resistente agli spruzzi di liquidi - polietilene a rete con struttura esagonale  
2° esterno colorato - cellulosa e poliestere, con fibre orientate  
3° filtrante - melt blown di fibrille di polipropilene  
4° interno antimacerante - polipropilene - polietilene (a contatto con il viso)

Bordi: Polipropilene bianco anallergico

Dimensioni - peso: 98x180 ± 3 mm - 3,5g (20702)  
92x180 ± 3 mm - 4,2g (20703, 20704)

Efficienza di filtrazione (B.F.E.): ≥99% secondo EN 14683:2019 + AC:2019

Resistenza a flusso respiratorio: <30 Pa/cm<sup>2</sup> secondo EN 14683:2019 + AC:2019

Carica microbica: ≤30 UFC/g secondo EN 14683:2019 + AC:2019

Resistenza a spruzzi di liquidi: Resistente a pressione di 16 kPa, secondo ISO 22609, correlato a EN 14683:2019 + AC:2019

## MASCHERINE FILTRANTI 98% MASKELLA® E MASKERITA® - EN 14683:2019

- 25648 MASKELLA® - mascherina chirurgica con elastici - azzurra - conf. da 900 (18 scatole da 50)
  - 25649 MASKELLA® - mascherina chirurgica con lacci - verde - conf. da 600 (12 scatole da 50)
  - 3 strati di tessuto non tessuto anallergico
  - dimensioni 98x180 mm (25648), 92x180 mm (25649)
  - peso 2,8 g (25648), 3,3 g (25649)
  - elastici o lacci resistenti molto lunghi
  - comodo nasello modellabile
  - efficienza di filtrazione B.F.E. ≥98%
  - resistenza a flusso respiratorio < 28 Pa/cm<sup>2</sup>
  - Carica microbica ≤ 30 UFC/g
  - B.F.E., Carica microbica, resistenza a flusso respiratorio secondo EN 14683:2019+AC:2019, Regolamento (UE) 2017/745
  - non sterile, senza lattice
- Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

MADE IN ITALY



B.F.E. ≥98%

## MASCHERINE FILTRANTI FFP2 VALUE&SAFE

**MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE CON ELASTICI**  
Mascherina FFP2 a cinque strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

- forma ergonomica che aderisce bene al volto
- strato interno in TNT non irritante, morbido e delicato sulla pelle
- nasello conformabile
- elastici estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
- pieghevole in due per essere facilmente riposta
- ogni maschera è confezionata singolarmente in una busta trasparente
- senza lattice (solo adulti)

**PARTICELLE FILTRATE**



Lo strato esterno in non tessuto filtra le particelle grandi

**5 STRATI**

Doppio strato in non tessuto per una filtrazione potenziata

Doppio strato in materiale meltblown filtrante FFP2

**FFP2 EFFICIENZA FILTRAZIONE >94%**

CE 0370



20732, 20733



20738

20739

20743

CE 0598



20731

20734

20736

20735

CE 0370



FFP2 con valvola

20737



Ogni maschera è confezionata singolarmente

**MASCHERINA FILTRANTE FFP2 VALUE&SAFE**

Codice GIMA	Modello	Lingue scatola e istruzioni	Motivo o colore	Minimo vendita
<b>FFP2 SENZA VALVOLA</b>				
20738	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	arcobaleno	conf. da 20
20739	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	dinosauri	conf. da 20
20743	FFP2 - adulti-small	GB, FR, IT, ES, DE	bianco	conf. da 20
<b>FFP2 SENZA VALVOLA</b>				
20731	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, DE	grigio chiaro	conf. da 20
20732	FFP2 - adulti	GB, FR, ES, DE, PT	bianco	conf. da 20
20733	FFP2 - adulti	IT, GR, PL, CZ, RO	bianco	conf. da 20
20734	FFP2 - adulti	IT, GR, DE, SE, PL	blu	conf. da 20
20735	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, PT	nero	conf. da 20
20736	FFP2 - adulti	GB, IT, PT, RO, CZ	bordeaux	conf. da 20
<b>FFP2 CON VALVOLA</b>				
20737	FFP2 - adulti	GB, FR, IT, ES, PT	bianco	conf. da 20

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Inspirazione:	30 l/min% ≤ 0,7	Dimensioni: Adulti-small	Adulti
Inspirazione:	95 l/min% ≤ 2,4	non ripiegata:	18x13,5 cm / 21x15,5 cm
Espirazione:	160 l/min% ≤ 3,0	ripiegata:	9x13,5 cm / 10,5x15,5 cm
Penetrazione materiale filtro:	≤ 6%		

## MASCHERINE FILTRANTI FFP2 EFFECTIVE CONTRO PARTICELLE

• 20740 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE GB, FR, ES, PT, DE - conf. da 20 (4 buste da 5)

• 20741 MASCHERINA FILTRANTE FFP2 EFFECTIVE IT, SE, GR, RO, ARABO - conf. da 20 (4 buste da 5)

Mascherina filtrante FFP2 a sei strati per proteggere efficacemente sé stessi e gli altri. Conforme ai requisiti FFP2 previsti da EN 149:2001+A1:2009 e al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale.

- forma ergonomica che aderisce bene al volto
  - morbido strato interno in TNT non irritante
  - nasello conformabile
  - elastici flessibili ed estensibili per le orecchie, non dolorosi anche con uso prolungato
  - pieghevole in due per essere facilmente riposta
- Include 20 ganci per regolare gli elastici dietro la testa.

**6 STRATI**



**FFP2 >94%\***

\*Efficienza di filtrazione



CE 0598

FDA



23



20740

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Inspirazione:	30 l/min% ≤ 0,7	Penetrazione materiale filtro:	≤ 6%
Inspirazione:	95 l/min% ≤ 2,4	Dimensioni non ripiegata:	21,4x16 cm
Espirazione:	160 l/min% ≤ 3,0	ripiegata:	10,7x16 cm

# MASCHERE FILTRANTI FFP2 COMFYMASK - CON ELASTICI


**CEPM CONSORZIO EUROPEO PRODUTTORI MASCHERINE**  
 CEPM è un consorzio in costante evoluzione che comprende più di 25 primarie aziende italiane ed europee dedite alla produzione di mascherine a marchio CE, con tecnologie e impianti diffusi in tutta Europa. Esse garantiscono la produzione di centinaia di milioni di mascherine FFP2 e chirurgiche all'anno. CEPM è la risposta all'esigenza di mercato correlata all'emergenza sanitaria causata dal COVID-19, assicurando un controllo continuo e costante degli standard imposti dalle Autorità Sanitarie riguardo a:

- analisi dei prodotti con laboratori accreditati;
- sistema di produzione certificata garantita con marchio CE;
- Comitato Tecnico Scientifico CEPM.

**COMFYMASK E COMFYMASK FIT con elastici**  
 GIMA offre 2 linee di mascherine FFP2 interamente realizzate con materiali italiani di qualità.  
 La linea **Comfymask** garantisce una confortevolezza ottimale per tutto il giorno grazie al materiale morbido. Il suo design consente movimenti facciali più agevoli e adattabilità al viso, senza stringere il naso e le orecchie.  
**Comfymask Fit** è una linea elegante con design ergonomico che offre un'ottima vestibilità, adattandosi perfettamente alla forma del viso. Entrambe le linee sono disponibili in un'ampia gamma di colori moderni. La maschera filtrante FFP2 fornisce una protezione adeguata alle vie respiratorie contro il particolato (polvere, fumi, vapori e microrganismi), i liquidi non tossici e gli aerosol solidi. L'efficienza di filtrazione è >94%, in conformità a EN149.  
**Cinque strati:**

- strato esterno: tessuto non tessuto
- cotone ad aria calda: isolamento termico artificiale
- 2 strati filtranti: meltblown, caratterizzati da elevata capacità di filtrazione
- strato interno: tessuto non tessuto adatto per il contatto con la pelle, in conformità a ISO10993

Tessuto elastico estensibile e nasello regolabile in acciaio.  
**Confezionate singolarmente in bustina trasparente:**  
 Tutte le maschere sono confezionate singolarmente, con istruzioni in 4 lingue (GB, FR, IT, ES) stampate sulla busta.



CE 0068

**FFP2 NR**  
**>94%\***

\*Efficienza di filtrazione



20630

20641

MADE IN ITALY



20621 20623 20627 20625 20626 20622 20620 20624  
 20631 20633 20637 20635 20636 20632 20630 20634  
 20650

20641 20647 20643 20640 20642 20644 20646 20645  
 20662

Codice GIMA		COMFYMASK	Minimo vendita
Standard	Large	COMFYMASK in conf. da 20*	
20620	20630	FFP2 - bianco	conf. da 20
20621	20631	FFP2 - nero	conf. da 20
20622	20632	FFP2 - blu scuro	conf. da 20
20623	20633	FFP2 - rosa	conf. da 20
20624	20634	FFP2 - blu	conf. da 20
20625	20635	FFP2 - verde scuro	conf. da 20
20626	20636	FFP2 - rosso	conf. da 20
20627	20637	FFP2 - grigio chiaro	conf. da 20
Standard	Large	COMFYMASK in conf. da 100*	
20650		FFP2 - bianco - GB, FR, IT, ES	conf. da 100
20652		FFP2 - bianco - IT	conf. da 100
20659		FFP2 - bianco - altre lingue**	100 conf***



Codice GIMA		COMFYMASK - FIT	Minimo vendita
		COMFYMASK - FIT in conf. da 20*	
20640		FFP2 - bianco	conf. da 20
20641		FFP2 - nero	conf. da 20
20642		FFP2 - blu scuro	conf. da 20
20643		FFP2 - rosa	conf. da 20
20644		FFP2 - azzurro	conf. da 20
20645		FFP2 - lilla	conf. da 20
20646		FFP2 - bordeaux	conf. da 20
20647		FFP2 - grigio	conf. da 20
		COMFYMASK - FIT in conf. da 100*	
20662		FFP2 - bianco - GB, FR, IT, ES	conf. da 100
20669		FFP2 - bianco - altre lingue**	100 conf***



\*La scatola multilingue (solo conf. da 20) o neutra (conf. da 100) include istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RO, FI, SI, SK, DK, EE, NO, SE, NL, HU, HR, BG, CZ, LV, LT, RU, RS, Arabo).

\*\*La busta può essere stampata in qualsiasi lingua. Disponibilità in 20-30 giorni.  
 \*\*\*Minimo vendita: 100 confezioni da 100



## GIMA HALO FFP2 E FFP3 RESPIRATORI ANTIPARTICOLATO PER USO SANITARIO

### RESPIRATORI GIMA HALO

- 20780 FFP2 SENZA VALVOLA - elastici - conf. da 25
- 20785 FFP3 SENZA VALVOLA - elastici - conf. da 25
- 20786 FFP3 CON VALVOLA - lacci - conf. da 15

I respiratori FFP2 e FFP3 a 5 strati, con o senza valvola, forniscono una protezione respiratoria efficace.

#### Caratteristiche:

- sono pieghevoli e, grazie al design a 3 lembi, si adattano ai movimenti del viso e risultano comode da indossare

- il nasello integrato contribuisce

ad adattare il respiratore al naso e ai contorni del volto


- pratici elastici e lacci EN 149:2001+A1:2009

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

- Semimaschere filtranti antipolvere)

Regolamento 2016/425 sui DPI.

Confezionati in buste singole. **20786**



Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE, DK, GR, BG, CZ, NL, Arabo

## 3M™ AURA™ FFP2 1862+ E FFP3 1863+ RESPIRATORI ANTIPARTICOLATO PER USO SANITARIO IIR

- 20715 RESPIRATORE FFP2 IIR 3M™ AURA™ 1862+ - conf. da 20
- 20716 RESPIRATORE FFP3 IIR 3M™ AURA™ 1863+ - conf. da 20

I Respiratori Antiparticolato 3M™ Aura™ forniscono una protezione respiratoria efficace per l'uso in ambienti medici dove gli operatori sanitari sono esposti a particelle di polvere aerodisperse, particelle di liquidi non volatili e bioaerosol.

Limitano la trasmissione di agenti infettivi dal personale ai pazienti e sono ideati per l'uso durante gli interventi chirurgici e alcune altre procedure mediche. Resistono alla penetrazione di schizzi di liquidi.

#### Caratteristiche principali

- collaudati secondo EN 14683:2019 (Maschere facciali ad uso medico - Requisiti e metodi di prova) e EN 149:2001+A1:2009

(Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antipolvere - Requisiti, prove, marcatura)

- marchio CE in conformità a Regolamento 2016/425 sui DPI e conformità a EN 14683:2019 Tipo IIR per l'uso come mascherina chirurgica secondo la Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici

- sono pieghevoli e, grazie all'esclusivo design a 3 lembi, consentono maggiori movimenti facciali e migliore vestibilità e sono facili da riporre quando non sono in uso

- la tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria offre una filtrazione efficace con bassa resistenza respiratoria per una qualità costantemente elevata

- il nasello modellabile si adatta al naso e al contorno del viso, migliorando la compatibilità con gli occhiali 3M



- l'innovativa aletta sul mento facilita il posizionamento e la regolazione
  - l'igienica confezione singola evita contaminazioni prima dell'uso
  - l'ampio lembo superiore in morbida schiuma è delicato sulla pelle
  - i lacci di chiusura si adattano alla forma del collo, del viso e della testa
  - la copertura esterna resiste agli schizzi di liquidi
  - lacci colorati per distinguere i modelli: blu per FFP2 e rossi per FFP3
- Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, SE, DK, NO, FI, IS, GR, PL, HU, CZ, SK, SI, EE, LV, LT, RO, RU, UA, BG, TR.

## RESPIRATORI FFP2, FFP3 PIEGHEVOLI

Mascherine facciali filtranti per la protezione contro particelle volatili solide (non oleose) e liquide (sostanze oleose).

Fornite con valvola di espirazione.

Doppio elastico con asola per appendere la mascherina al collo quando non è utilizzata. Nasello regolabile in acciaio rivestito di polipropilene, con saldature ad alta resistenza e cuscinetto interno in schiuma di poliuretano (PU).

Confezionate singolarmente per garantire un'igiene ottimale e facilitare la conservazione. La forma della mascherina riduce le difficoltà respiratorie e agevola il dialogo.

Il design innovativo consente un'ottima visuale.

Si adattano perfettamente a varie tipologie di viso.

Ampia area di filtraggio per una buona ventilazione.

Peso contenuto. Monouso.

Conformi allo standard CE - EN 149:2001+A1:2009.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

	25670	25671
Protezione:	FFP2	FFP3
Efficienza di filtrazione minima:	94%	99%
Valvola:	sì	sì
Pieghevole verticalmente:	sì	sì
<b>Materiali:</b> Filtro: tessuto in polipropilene, Valvola: plastica rigida, Membrana della valvola: gomma sintetica, Nasello: acciaio rivestito di polipropilene, regolabile, Cuscinetto nasello: schiuma poliuretano (PU)		

Codice GIMA	RESPIRATORI ANTIPARTICOLATO PIEGHEVOLI	Minimo vendita
25670	Respiratore antiparticolato - FFP2 - con valvola	conf. da 10
25671	Respiratore antiparticolato - FFP3 - con valvola	conf. da 10


## MASCHERINE FILTRANTI FFP3 G-PRIME

### MASCHERINE FILTRANTI FFP3 NR G-PRIME

Le mascherine filtranti FFP3 forniscono protezione respiratoria efficace ai lavoratori esposti a polveri fini tossiche, fibre, fumi.

- sono pieghevoli e, grazie al design esclusivo a forma di C, si adattano ai movimenti del viso e risultano comode da indossare
- tessuto non tessuto, cotone ad aria calda, tessuto non tessuto meltblown
- la tecnologia con filtro a bassa resistenza respiratoria offre una filtrazione efficace con bassa resistenza respiratoria per una qualità costantemente elevata

Conformi alla norma europea EN 149:2001 + A1:2009, respiratori facciali filtranti antiparticolato. Conformi al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. La classificazione si basa sull'efficienza di filtrazione e sulla massima perdita totale verso l'interno (FFP3), nonché sulla praticità e sulla resistenza all'intasamento. Ogni mascherina è confezionata singolarmente in una igienica busta di plastica a chiusura ermetica.



20723-20724

**FFP3 NR**  
**>99%\***

Efficienza di filtrazione

20727-20728



20725



20727-20728

### MASCHERINE FILTRANTI FFP3 G-PRIME

Codice GIMA	FFP3 SENZA VALVOLA	Lingue	Colore Elastici	Minimo vendita
20723	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, ES, DE, PT	bianco	conf. da 30
20724	Mascherina filtrante FFP3	IT, GR, PL, SE, RO	bianco	conf. da 30
20725	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, IT, ES, DE	blu	conf. da 30
FFP3 CON VALVOLA				
20727	Mascherina filtrante FFP3	GB, FR, ES, PT, DE	bianco	conf. da 20
20728	Mascherina filtrante FFP3	IT, GB, PL, SE, RO	bianco	conf. da 20

## MASCHERINA FFP3 CONICA DEFENCE

### • 20745 MASCHERINA FFP3 NRD CONICA DEFENCE CON VALVOLA - conf. da 10

Maschera facciale filtrante conica monouso per protezione contro particelle, polvere e pollini. La valvola di espirazione riduce l'accumulo di umidità e calore. Nasello regolabile ed elastico. Protezione > 99% (Report Test IFA 201920901/2120). Aderenza ermetica al viso, comodità di utilizzo. Norme: EN 149:2001 + A1:2009.

**FFP3 con valvola**  
**>99%\***

Efficienza di filtrazione

CE 0121



20745

Dimensioni: 15,5x13,5x7 cm

Scatola e istruzioni multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, SE, GR.



## MASCHERINE FFP2, FFP3 CUP SHAPE SENZA VALVOLA

### • 20790 MASCHERINA FFP2 CONICA SENZA VALVOLA - conf. da 20

### • 20792 MASCHERINA FFP3 CONICA SENZA VALVOLA - conf. da 12

Maschera facciale filtrante conica monouso, standard (OES), per protezione contro polveri fini tossiche, fumi e vapori. Tessuto non tessuto, cotone ad aria calda e tessuto non tessuto meltblown.

Conformità ai requisiti FFP2 e FFP3 di EN149:2001+A1:2009

Certificazione del prodotto in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 sui DPI.

**FFP2**  
**>94%\***

Efficienza di filtrazione

CE 2797



20790

20792



20790

20792

**FFP3**  
**>99%\***

Efficienza di filtrazione

Scatola e istruzioni multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, SE,  
GR, CZ, NL, Arabo.

## SIMPLE NITRILE® - GUANTI PROTETTIVI SENZA POLVERE

Guanti protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Cat I, PPE, EU 2016/425, EN420.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21796	Piccoli	6-7	blu	conf. da 100
21797	Medi	7-8	blu	conf. da 100
21798	Grandi	8-9	blu	conf. da 100
21799	Extra large	9-10	blu	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.



## NITRYLEX® CLASSIC - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Maggiore sensibilità al tatto. EN 455, EN 374

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21806	Piccoli	6-7	blu	conf. da 100
21807	Medi	7-8	blu	conf. da 100
21808	Grandi	8-9	blu	conf. da 100
21809	Extra large	9-10	blu	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.



## SAFE PACK PER NITRYLEX® CLASSIC ONE BY ONE

Innovativo dispenser Safe Pack in plastica per la distribuzione dei guanti. Utilizzabile solo con Nitrylex® Classic One by One, guanti da visita senza polvere (conf. da 200). EN 455, EN 374.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21811	Piccoli	6-7	blu	conf. da 200
21812	Medi	7-8	blu	conf. da 200
21813	Grandi	8-9	blu	conf. da 200
21814	Extra large	9-10	blu	conf. da 200
21815	Dispenser murale Safe Pack - plastica			

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

**RIDUCE AL MINIMO IL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CROCIATA**

CE 2777  
Nessun contatto tra la mano dell'utente e la superficie di lavoro del guanto o la scatola.



21812 + 21815

La speciale piegatura consente di estrarre un singolo guanto afferandolo per il polsino



## NITRYLEX® BLACK - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Finitura opaca. EN 455, EN 374.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21816	Piccoli	6-7	nero	conf. da 100
21817	Medi	7-8	nero	conf. da 100
21818	Grandi	8-9	nero	conf. da 100
21819	Extra large	9-10	nero	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.



## NITRYLEX® AMBULANCE HIGH RISK - GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. Più spessi per offrire sicurezza supplementare in condizioni impegnative.

Codice GIMA	GUANTI NITRILE NON STERILI	Misura	Colore	Minimo vendita
21821	Piccoli	6-7	arancione	conf. da 100
21822	Medi	7-8	arancione	conf. da 100
21823	Grandi	8-9	arancione	conf. da 100
21824	Extra large	9-10	arancione	conf. da 100

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.



### CARATTERISTICHE TECNICHE NITRYLEX®

	Simple nitrile	Classic	Classic One by One	Black	Orange
Superficie esterna:	punta dita texturizzata		micro + punta dita texturizzata, polimerizzata		
Contenuto polvere:			< 2mg/guanto		
Polsino:			bordato		
AQL:	≤ 1,5	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0	≤ 1,0
DM (Dispositivo Medico):			Classe I		
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):	Categoria I	Categoria III	Categoria III	Categoria III	Categoria III

# GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE

Protezione superiore



25681



25683



25416

## GUANTI IN NITRILE

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere, privi di lattice estremamente sensibili e resistenti. La superficie in micro texture garantisce un'ottima presa. Indicati negli ospedali. Confezione da 100. Dispositivo medico Classe I. DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) Cat III. Conformi EN455 - EN 374 - AQL < 1,0.

Standard blu 4,9 g*	Veloforte blu ghiaccio 3,5 g*	Zero** blu 3 g*	GUANTI IN NITRILE NON STERILI (conf. da 100 pz.)
25680	25679	25415	Misura Small - non sterili
25681	25683	25416	Misura Medium - non sterili
25682	25684	25417	Misura Large - non sterili
-	-	25418	Misura Extra large - non sterili

\*Peso di un singolo guanto - taglia media \*\*Scatola multilingue GB, FR, IT, ES

## GUANTI IN NITRILE EXTRA LUNGHI - 400 mm



25405

- 25405 GUANTI IN NITRILE - extra lunghi - medium - blu
- 25406 GUANTI IN NITRILE - extra lunghi - large - blu

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere e privi di lattice. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Indicati negli ospedali. La loro lunghezza (400 mm) e resistenza garantiscono una protezione ottimale. Conf. da 50. Non sterili. Dispositivo medico Classe I. DPI cat III. EN455-EN374-AQL<1,5

## GUANTI IN NITRILE LUNGHI - 300 mm



25396

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE

- 25396 GUANTI IN NITRILE - small - blu - conf. da 100
- 25397 GUANTI IN NITRILE - medium - blu - conf. da 100
- 25398 GUANTI IN NITRILE - large - blu - conf. da 100

Guanti da visita monouso in nitrile, senza polvere e privi di lattice. La loro lunghezza di 300 mm e il peso di 5,7 g garantiscono un'eccellente protezione. La superficie in micro texture assicura un'ottima presa. Adatti per gli ospedali. Non sterili. Dispositivo medico Classe I - EN455. DPI Cat III. EN420, EN374, EN388 AQL<1.5

## GUANTI IN VINILE - SENZA POLVERE



25716

Elasticizzati per una maggiore sensibilità e un'ottima presa



25692

Senza polvere, ideale per le pelli sensibili

## GUANTI IN VINILE

Guanti in PVC, privi di lattice. Perfetti per l'uso quotidiano, assicurano protezione e sensibilità. Senza polvere, ideali per le pelli sensibili. Ideali per medicazioni ospedaliere e laboratori. Confezione in dispenser da 100 pz. MD Classe I. DPI cat III. EN455-EN374-AQL<1,5

Senza polvere elasticizzati	Senza polvere	GUANTI IN VINILE NON STERILI (conf. 100 pz.)
25716	25692	Misura piccola - NON sterili
25717	25693	Misura media - NON sterili
25718	25694	Misura grande - NON sterili
-	25635	Misura extra large - NON sterili

## GUANTI IN LATTICE - CON POLVERE O SENZA POLVERE



Con polvere **25706**

Senza polvere, ideale per le pelli sensibili **25409**

**GUANTI IN LATTICE - ambidestri - orlati**  
 Guanti in puro lattice non sterili. Garantiscono sensibilità e resistenza, ottima presa e protezione. Adatto all'uso in ospedale, in ambulatorio e anche in laboratorio. Confezionati in dispenser da 100 pezzi. Dispositivo medico Classe I (tutti i guanti). DPI cat III (solo guanti senza polvere). EN455-EN374-AQL 1,5

Con polvere	Senza polvere	GUANTI IN LATTICE NON STERILI (conf. da 100)
-	<b>25409</b>	Misura extra small - non sterili
<b>25706</b>	<b>25711</b>	Misura piccola - non sterili
<b>25707</b>	<b>25712</b>	Misura media - non sterili
<b>25708</b>	<b>25713</b>	Misura grande - non sterili
<b>25408</b>	<b>25410</b>	Misura extra large - non sterili

## GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE - STERILI



Con polvere **25685**

Senza polvere **25695** Ottima presa

**GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE STERILI**  
 La superficie a micro grana assicura un'ottima presa in ogni condizione di uso. L'elevata protezione e la forma anatomica garantiscono ottimo confort. Sterilizzati a ETO. Lunghezza 270 mm. Conformi a farmacopea internazionale (USP). Confezionati in singole paia; dispenser da 50 paia. DM Classe II A. DPI cat III. EN455-EN 374-AQL 1.5

Con polvere	Senza polvere	GUANTI CHIRURGICI LATTICE STERILI - conf. da 50 paia
<b>25685</b>	<b>25695</b>	Misura 6,5 - sterili
<b>25686</b>	<b>25696</b>	Misura 7 - sterili
<b>25687</b>	<b>25697</b>	Misura 7,5 - sterili
<b>25688</b>	<b>25698</b>	Misura 8 - sterili
<b>25689</b>	<b>25699</b>	Misura 8,5 - sterili

## GUANTI IN COPOLIMERI



**GUANTI SU CARTA IN COPOLIMERI**  
 Guanti da visita, elasticizzati, per ginecologia. DM classe 1. AQL<1,5 Sterilizzati ad EtO (solo 25709, 25710).

Non sterili conf. da 1.000*	Sterili** conf. da 100	GUANTI IN COPOLIMERI
<b>25714</b>	<b>25709</b>	Medi
<b>25720</b>	<b>25710</b>	Grandi

\*10 conf. da 100 \*\*confezionati singolarmente

## GUANTI IN LATTICE SANTEX® E DERMAGEL®

**SANTEX® CON POLVERE - ambidestri**  
 Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, con polvere. In lattice di gomma naturale. La superficie esterna liscia garantisce una presa sicura durante l'uso. Riducono al minimo la sudorazione delle mani. Sensibilità tattile migliorata. AQL≤1,0



Color crema

**21852**

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

**DERMAGEL® COATED - ambidestri**  
 Guanti da visita protettivi monouso, non sterili, senza polvere. In lattice di gomma naturale. Facili da indossare anche con le mani bagnate, grazie allo strato polimerico interno. AQL≤1,0



Color crema


**21857**

Scatola e istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, SE, NO, FI, DK, SK, CZ, BG, RO, HU, HR, RS, SL, KZ, LT, LV, RU, TR.

CARATTERISTICHE TECNICHE	SANTEX®	DERMAGEL®
	Superficie esterna:	Liscia
Polsino:	—bordato—	—
DM (Dispositivo Medico):	—Classe I—	—
DPI (Dispositivo di Protezione Individuale):	—Categoria III—	—

Santex® Con polvere	Dermagel® Senza polvere	GUANTI IN LATTICE NON STERILI (conf. da 100)
<b>21851</b>	<b>21856</b>	Misura piccola - non sterili
<b>21852</b>	<b>21857</b>	Misura media - non sterili
<b>21853</b>	<b>21858</b>	Misura grande - non sterili
<b>21854</b>	<b>21859</b>	Misura extra large - non sterili

## DISPENSER GUANTI - ACCIAIO INOX



- **25431 DISPENSER PER GUANTI - singolo - acciaio inox**
  - **25432 DISPENSER PER GUANTI - triplo - acciaio inox**
- Contengono rispettivamente 1 o 3 scatole standard da 100 guanti. Realizzati in acciaio inox AISI 304. Autoclavabili a una temperatura da 121 a 134 °C. Possono essere facilmente appesi al muro e in ambulanza. Viti incluse.

## DISPENSER GUANTI - PLASTICA



- **25430 DISPENSER PER GUANTI - plastica**
- Contiene una scatola di 100 guanti. Realizzato in materiale termoplastico infrangibile e lavabile. Base fissa e coperchio removibile per sostituire la scatola di guanti. Può essere facilmente appeso al muro e in ambulanza, in posizione verticale o orizzontale. Compatibile con scatola di guanti da 25,5x7xh 12 cm

## DRACULA

- **25700 DRACULA**
- Contenitore universale per scatole di guanti e di fazzoletti di carta. I dentini affilati si adattano automaticamente alla dimensione di qualsiasi scatola. Utilizzo con una sola mano.



Personalizzabile con logo per minimo 500 pezzi

## GUANTI DI COTONE

Guanti 100% in cotone. Polsino extra lungo e colorato per facilitare l'identificazione della misura.

Codice GIMA	Misura	Colore polsino	Lunghezza cm		Peso g		Minimo vendita
			min	max	min	max	
25864	6,5	rosso	20	22	18	20	conf. da 10 paia
25865	7	blu	21	23	19	21	conf. da 10 paia
25866	7,5	verde	23	25	21	23	conf. da 10 paia
25867	8	bianco	24	26	23	25	conf. da 10 paia
25868	8,5	arancio	25	27	25	27	conf. da 10 paia



25866

## DITALI IN LATTICE


- **25941 DITALI IN LATTICE - misura media**
  - **25942 DITALI IN LATTICE - misura grande**
- Ditali in lattice srotolabili, non sterili, monouso, adatti per proteggere le dita, con talco.

minimo vendita: 1.000 pz. (10 conf. da 100 pz.)



25941


## CASACCA E PANTALONI IN TNT



Casacca a manica corta, scollo a "V", 3 taschini. Pantaloni con tasca posteriore, chiusura con lacci. Non sterili.

- **26076 DIVISA CASACCA+PANTALONI - S - conf. da 50**
- **26077 DIVISA CASACCA+PANTALONI - M - conf. da 50**
- **26078 DIVISA CASACCA+PANTALONI - L - conf. da 50**
- **26079 DIVISA CASACCA+PANTALONI - XL - conf. da 50**

## PANTALONI COLONSCOPIA




Lunghezza: 110 cm

21030


- **21030 PANTALONI COLONSCOPIA - conf. da 50**
- Pantaloni colonscopia, taglia unica, non sterili. Elastico in vita, apertura posteriore con velcro. TNT SMS idrorepellente 35g/m<sup>2</sup>, blu scuro, non trasparente.

## KIT MONOUSO PER VESTIZIONE PAZIENTI/VISITATORI - NON STERILI

- **26017 KIMONO - blu - conf. da 100**
- Kimono coprente in TNT SMS 30 g/m<sup>2</sup> a maniche corte. Apertura frontale e chiusura in vita con lacci. Taglia unica: lunghezza 120 cm, larghezza 150 cm



26017



26018

- **26018 KIT VESTIZIONE PAZIENTE - conf. da 25**
- Il kit comprende un kimono, una cuffia rotonda con elastico, copriscarpe.



26019

- **26019 KIT VESTIZIONE VISITATORE - conf da 25**
- Comprende un camice visitatore, una cuffia rotonda con elastico, una mascherina a tre strati con elastico, copriscarpe in polietilene.

## CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI IN TNT - STERILI

### CAMICI CHIRURGICI SPECIALISTICI

Camici specialistici idrorepellenti e traspiranti per un effetto barriera contro fluidi e batteri

- polsini in cotone 8 cm
- saldatura a ultrasuoni
- chiusura collo con velcro
- 4 cinghie da vita con chiusura interna ed esterna

#### Pre-piegati

Facile indossabilità

#### Rinforzo saldato (solo 21015, 21016)

Rinforzo impermeabile e traspirante saldato ad ultrasuoni sulla parte frontale e sulle maniche. Tutti i camici includono due tovagliette di carta assorbente. Conformi a UNI EN ISO 13795.




21020-21023

**ALTA QUALITÀ**  
50 g/m<sup>2</sup>

MADE IN ITALY

Codice GIMA	CAMICI CHIRURGICI STERILI	Minimo vendita
<b>CAMICI CHIRURGICI 35 g</b>		
21010	Taglia M - lungh. 115 cm	conf. da 30
21011	Taglia L - lungh. 130 cm	conf. da 30
21012	Taglia XL - lungh. 135 cm	conf. da 30
<b>CAMICI CHIRURGICI 50 g</b>		
21020	Taglia M - lungh. 120 cm	conf. da 30
21021	Taglia L - lungh. 130 cm	conf. da 30
21022	Taglia XL - lungh. 140 cm	conf. da 30
21023	Taglia XXL - lungh. 150 cm	conf. da 30
<b>CAMICI RINFORZATI 35 g</b>		
21015	Taglia L - lungh. 130 cm	conf. da 30
21016	Taglia XL - lungh. 135 cm	conf. da 30



## CAMICI CHIRURGICI MONOUSO IN SMMS- NON STERILI O STERILI

### CAMICI CHIRURGICI

Camici chirurgici monouso che garantiscono comodità e protezione.

- idrorepellenti
- resistenti ad abrasioni
- cucitura a ultrasuoni
- ripiegati a libro
- polsini in maglia/colletto con velcro
- resistenti ai microrganismi e ai fluidi corporei



- trattamento antistatico
- grande permeabilità all'aria
- robusti e affidabili
- imbottitura di rinforzo 38 g (PP + PE) sul torace (50x70 cm) e sulle maniche (30 cm) - solo 21052-21055

- manica a giro  
Materiale: SMMS (non tessuto spunbond + 2 meltblown + spunbond).

Peso unitario: 120 ± 2g  
I camici sterili sono imballati in confezioni singole.




Sterilizzati con ossido di etilene. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.



21046-21049

**ALTA QUALITÀ**  
50 g/m<sup>2</sup>

Codice GIMA	CAMICI CHIRURGICI				Minimo vendita
	Taglia	Lunghezza cm	Larghezza cm	Lunghezza manica cm	
<b>CAMICI CHIRURGICI 40g - NON STERILI</b>					
21040	M	120	140	58	conf. da 100*
21041	L	120	150	59	conf. da 100*
21042	XL	130	150	59	conf. da 100*
21043	XXL	140	160	61	conf. da 100*
Dimensioni imballo 66x35x43 cm. *10 buste da 10 pezzi					
<b>CAMICI CHIRURGICI 50g - STERILI</b>					
21046	M	120	140	58	conf. da 50
21047	L	120	150	59	conf. da 50
21048	XL	130	150	59	conf. da 50
21049	XXL	140	160	61	conf. da 50
Dimensioni imballo 66x37x38 cm.					
<b>CAMICI CHIRURGICI RINFORZATI 50g - STERILI</b>					
21052	M	120	140	58	conf. da 50
21053	L	120	150	59	conf. da 50
21054	XL	130	150	59	conf. da 50
21055	XXL	140	160	61	conf. da 50
Dimensioni imballo 66x37x40 cm.					



## CAMICI ISOLANTI - IMPERMEABILI

### CAMICI PP MONOUSO IMPERMEABILI 25 g

Utilizzabili in cliniche, stanze dei pazienti, laboratori, punti di controllo, comunità e così via. Non adatti per terapia intensiva e sala operatoria.


- colletto con due lacci
- polsini con elastico
- maniche lunghe
- lacci in vita

Dim. imballo: 52x33x30 cm

Peso lordo: circa 6,8 kg

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE, RO, PL, Arabo.

Venduti in confezioni da 100 (10 buste da 10 pezzi).



Codice GIMA	CAMICI IN POLIETILENE	Minimo vendita
	Taglia	
21131	Medium 115x137 cm	conf. da 100
21132	Large 120x150 cm	conf. da 100



## TUTE ISOLANTI MONOUSO - TIPO 5B-6B E TIPO 4B-5B-6B



### TUTE BASIC

Tute microporose e traspiranti in non tessuto, con cappuccio, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale.

#### Protezione

Resistenti al particolato solido.

#### Applicazioni

Attività all'aperto generiche, normale isolamento nei servizi ambulatoriali, nei reparti di degenza, nei locali per le dimissioni ospedaliere.

Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE).  
DPI (UE) 2016/425 CAT III



**TIPO 5B-6B**  
EN 14126 - EN 13034



### TUTE CON CUCITURE TERMOSALDATE

Tute microporose e traspiranti in non tessuto, con cappuccio, cuciture termosaldate, polsini elastici, elastico in vita, cerniera frontale.

#### Protezione

Antipolvere, resistenti a particolato secco/spruzzi leggeri/virus e permeato di sangue.

#### Applicazioni

Campo generico, servizi ambulatoriali di istituzioni mediche, reparti di degenza, laboratori e altri usi per il normale isolamento. Ogni tuta è imballata singolarmente in un sacchetto di plastica. Istruzioni multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE).  
DPI (UE) 2016/425 CAT III



**TIPO 4B-5B-6B**  
EN 14605 - EN 14126  
EN 13034



Codice GIMA	Taglia	TORACE (cm)	ALTEZZA (cm)
21070	Taglia S	84-92	164-170
21071	Taglia M	92-100	170-176
21072	Taglia L	100-108	176-182
21073	Taglia XL	108-116	182-188
21074	Taglia XXL	116-124	188-194

Codice GIMA	Taglia	TORACE (cm)	ALTEZZA (cm)
21080	Taglia S	84-92	164-170
21081	Taglia M	92-100	170-176
21082	Taglia L	100-108	176-182
21083	Taglia XL	108-116	182-188
21084	Taglia XXL	116-124	188-194

TIPO-4B, a tenuta di spruzzi, offre protezione contro la saturazione di sostanze chimiche liquide  
TIPO-5B, a tenuta di polvere, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

TIPO-6B, a tenuta limitata di schizzi liquidi, offre protezione limitata contro schizzi leggeri di liquidi

## COPRISTIVALI MICROPOROSI - TIPO 5B-6B E TIPO 4B-5B-6B

**TIPO 5B-6B**  
EN 14126

**TIPO 4B-5B-6B**  
EN 14126



21090

Dimensioni 45x36x26 cm



Suola antiscivolo in PVC

21091

Dimensioni 45x40x26 cm



21092

Dimensioni 45x36x26 cm

- 21090 COPRISTIVALI - TIPO 5B-6B - conf. da 500 (25 sacchetti da 20)
- 21091 COPRISTIVALI - TIPO 5B-6B - con suola antiscivolo - conf. da 40
- 21092 COPRISTIVALI CON CUCITURE TERMOSALDATE - TIPO 4B-5B-6B - conf. da 20

Coprivali microporosi monouso per ambienti quali: camere bianche, ospedali, laboratori, industrie agroalimentari, mediche e farmaceutiche. Aderenti e leggeri (60 g) per la massima comodità e sicurezza. Il materiale PP offre elevata protezione contro le particelle solide quali la polvere.

#### Caratteristiche:

- PP + PE, microporosi
- traspiranti e antipolvere
- resistenti ai liquidi
- barriera contro il particolato fine
- permeabili all'aria e al vapore acqueo per ridurre il rischio di sollecitazione termica e contaminazione delle fibre
- lacci di chiusura, bordo elastico

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, SE



## COPRISCARPE

- 21094 COPRISCARPE - conf. da 2000 (20 sacchetti da 100)
- 21095 COPRISCARPE ANTISCIVOLO - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)

- PP leggero
- banda elastica
- modello antiscivolo con elastico e stampa sulla suola (21095)
- dimensioni: 17x40 cm (21094), 15x40 cm (21095) - leggeri, solo 35 g



21094



ANTISCIVOLO

21095

## CAPPELLINI CON ELASTICO/LACCI

- 21097 CAPPELLINO CON ELASTICO - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)
- 21098 CAPPELLINO CON LACCI - conf. da 1000 (10 sacchetti da 100)

- cappellino chirurgico in SMS
- dimensioni: 62x14,5 cm
- leggero, 35 g (21097) o 40 g (21098)
- traspirante e impermeabile




21097 Cappellino con elastico



21098

Cappellino con lacci





# CAMICI BIANCHI, CASACCHE E PANTALONI - 100% IN COTONE

CAMICI BIANCHI DA MEDICO



26098-26117

26080-26089

CE

CASACCHE E PANTALONI

26124,  
26130-4



26125,  
26135-9

26127,  
26145-9

26128,  
26150-4



26129,  
26155-9

26125,  
26135-9

26170-3

## CAMICI BIANCHI 100% IN COTONE

Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali, 1 tasca sul petto, un cinturino e uno spacco posteriore. I modelli uomo e donna hanno i bottoni, i modelli unisex presentano bottoni automatici e polsini elasticizzati. Peso 185 g/m<sup>2</sup>. Certificazione OEKO-TEX® Standard 100.



26098-26107



26080-89

## CASACCHE E PANTALONI 100% IN COTONE

Linea unisex elegante, 100% in cotone di alta qualità. Casacca con scollo a V, mezze maniche, spacchi laterali, due tasche anteriori e una sul petto. Pantaloni con elastico in vita, tre tasche applicate, orlo inferiore. Casacche bianche 185 g/m<sup>2</sup>, casacche colorate 190 g/m<sup>2</sup>. Certificazione OEKO-TEX® Standard 100.



26129, 26155-59



26125, 26135-39

### CAMICI BIANCHI 100% COTONE

Taglia			Donna	Uomo	Unisex
Europa	USA	Francia	con bottoni	con bottoni	con bottoni automatici
40	XS	36	26110	-	26080
42	S	38	26111	-	26081
44	S	40	26112	26098	26082
46	M	42	26113	26101	26083
48	M	44	26114	26102	26084
50	L	46	26115	26103	26085
52	L	48	26116	26104	26086
54	XL	50	26117	26105	26087
56	XL	52	-	26106	26088
58	XXL	54	-	26107	26089

### CASACCHE - UNISEX

Taglia	Bianco	Verde	Indaco	Fantasia
XS	26124	26126	26128	-
S	26130	26140	26150	26170
M	26131	26141	26151	26171
L	26132	26142	26152	26172
XL	26133	26143	26153	26173
XXL	26134	26144	26154	-

### PANTALONI - UNISEX

XS	26125	26127	26129	-
S	26135	26145	26155	-
M	26136	26146	26156	-
L	26137	26147	26157	-
XL	26138	26148	26158	-
XXL	26139	26149	26159	-

## CAMICI SALA OPERATORIA

### CAMICI SALA OPERATORIA

Camici sala operatoria per uomo e donna, 100% in cotone di alta qualità. Girocollo, due lacci per chiusura interna posteriore all'altezza della vita, maniche lunghe raglan con polsini in jersey di cotone. Peso 185 g/m<sup>2</sup>.

Polsini in jersey di cotone



## CASACCA DENTISTA

### CASACCA DENTISTA

Casacca con collo alla coreana, maniche corte, 2 bottoni sulla spalla destra e 5 nascosti. Due tasche, di cui una sul petto. Colore verde, 100% cotone.



### CAMICI OPERATORI - VERDI

Taglia	Uomo-Donna
52-56	26162
58-62	26163

### CASACCA DENTISTA

Taglia	Unisex verde
XS	21000
S	21001
M	21002
L	21003
XL	21004
XXL	21005

# CAMICI BIANCHI, CASACCHE E PANTALONI - COTONE/POLIESTERE

CAMICI BIANCHI DA MEDICO



**CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE**  
 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere. I camici bianchi hanno 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto. I modelli per uomo e donna sono provvisti di bottoni, i modelli unisex presentano bottoni a pressione nascosti e polsini elasticizzati. Peso 200 g/m<sup>2</sup>

Donna - parte posteriore

Uomo - parte posteriore

Unisex - parte posteriore



21401-21405

21412-21417

21421-21427

21401-21405  
DONNA  
con 5 bottoni

21412-21417  
UOMO  
con 4 bottoni

21421-21427  
UNISEX  
con bottoni automatici

CAMICI BIANCHI 60% COTONE - 40% POLIESTERE					
Taglia			Donna	Uomo	Unisex
Europa	USA	Francia	con bottoni	con bottoni	con bottoni automatici
38-40	XS	36	21401	-	21421
42-44	S	38-40	21402	21412	21422
46-48	M	42-44	21403	21413	21423
50-52	L	46-48	21404	21414	21424
54-56	XL	50-52	21405	21415	21425
58-60	XXL	54-56	-	21416	21426
62-64	XXXL	58-60	-	21417	21427

21401-21417

21421-21427

**CASACCHE E PANTALONI 60% COTONE - 40% POLIESTERE**  
 Linea professionale ed elegante in tutte le taglie per uomo e donna, 60% in cotone di alta qualità e 40% in poliestere. Stock di 5 colori, altri 22 colori disponibili in 60 giorni. Casacca bianca 200 g/m<sup>2</sup>, casacca colorata 185 g/m<sup>2</sup>.

**• 21398 RICAMI\* SU CAMICI/CASACCHE IN COTONE-POLIESTERE**

\*logo a 1 o a 2 colori, dimensioni 8-10 x 2-3 cm su camici e casacche



Maniche corte  
2 tasche anteriori e 1 tasca sul petto

Maniche corte  
2 tasche anteriori e 1 tasca sul petto

Cinque bottoni automatici nascosti

21431-21437

21441-21446

21571-21576

21611-21616



21451-21457

21611-21616

21561-21566



PANTALONI

Elastico in vita

2 tasche anteriori e 1 posteriore

21491-21497

21511-21517

CASACCHE UNISEX				CASACCHE CON BOTTONI AUTOMATICI						PANTALONI - UNISEX									
Taglia	Bianco	Verde	Azzurro	Taglia	Donna			Unisex			Taglia	Bianco	Viola	Blu marina	Azzurro	Verde	Colore a richiesta**		
	richiesta**	richiesta**	richiesta**		Bianco	Viola	Colore a richiesta**	Bianco	Blu marina	Azzurro		Colore a richiesta**	richiesta**	richiesta**	richiesta**	richiesta**	richiesta**	richiesta**	
XS	21431	21441	21451	21471	XS	21561	21571	21591	21601	21611	21621	21651	XS	21491	21521	21531	21511	21501	21551
S	21432	21442	21452	21472	S	21562	21572	21592	21602	21612	21622	21652	S	21492	21522	21532	21512	21502	21552
M	21433	21443	21453	21473	M	21563	21573	21593	21603	21613	21623	21653	M	21493	21523	21533	21513	21503	21553
L	21434	21444	21454	21474	L	21564	21574	21594	21604	21614	21624	21654	L	21494	21524	21534	21514	21504	21554
XL	21435	21445	21455	21475	XL	21565	21575	21595	21605	21615	21625	21655	XL	21495	21525	21535	21515	21505	21555
XXL	21436	21446	21456	21476	XXL	21566	21576	21596	21606	21616	21626	21656	XXL	21496	21526	21536	21516	21506	21556
XXXL	21437	-	21457	21477	XXXL	-	-	-	-	-	-	-	XXXL	21497	-	-	21517	-	21557

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Composizione: 60% cotone - 40% poliestere  
 Peso: 200 g/m<sup>2</sup> (bianca), 185 g/m<sup>2</sup> (colorata)  
 Titolo filato: ordito: Ne 20 ± 2 trama: Ne 18 ± 2  
 Costruzione: ordito: 40 ± 3 trama: 19 ± 3  
 Resistenza alla rottura - ordito: 100 kg ± 3%  
 Resistenza alla rottura - trama: 39 kg ± 3% (bianca)  
 49 kg ± 3% (colorata)  
 Velocità di lavaggio: 4  
 Trattamenti e finiture: resiste a pieghe  
 Stabilità dimensionale - lavaggio a 90°C: 3%

**22 COLORI A RICHIESTA\*\* (CASACCHE E PANTALONI)**



\*\*Disponibile in 60 giorni. Specificare taglia e colore nell'ordine. Minimo vendita: 100 unità miste dello stesso colore.

# ZOCCOLI IN MATERIALE ANTISTATICO - AUTOCLAVABILI A 134°C

**TOMAIA NON FORATA**



26331 - 26342

**EN ISO 20347 A-E**

MADE IN ITALY

Fori laterali per maggiore aerazione

**TOMAIA FORATA**



26451 - 26462

Laccio regolabile

Scatola multilingue:  
GB, FR, IT, ES, PT,  
DE, GR, Arabo

Fori laterali per maggiore aerazione

**CON LACCI SENZA FORI**



26231 - 26242

**ZOCCOLI PROFESSIONALI GIMA PRODUZIONE ITALIANA**

- materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica
- fori sulla suola per aerazione e traspirazione
- suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati
- lavabili in lavatrice, sterilizzabili a 134°C
- disponibili con laccetto di sicurezza
- confezionati singolarmente in scatola di cartone
- senza lattice

**4 MODELLI**



**OGNI MODELLO IN 13 COLORI - 12 MISURE**

- 26463 ZOCCOLI SENZA LACCIO - altri colori
- 26292 ZOCCOLI CON LACCIO - altri colori

(minimo vendita per prodotti non codificati: 50 paia)




Misura	TOMAIA NON FORATA						TOMAIA FORATA					
	Bianco	Verde	Blu elettrico	Arancione	Fucsia	Bianco con laccetto	Blu con laccetto	Rosso con laccetto	Bianco	Blu	Verde con laccetto	
34	26311	26331	26351	26371	-	26231	26261	-	26411	26451	26471	
35	26312	26332	26352	26372	26392	26232	26262	26282	26412	26452	26472	
36	26313	26333	26353	26373	26393	26233	26263	26283	26413	26453	26473	
37	26314	26334	26354	26374	26394	26234	26264	26284	26414	26454	26474	
38	26315	26335	26355	26375	26395	26235	26265	26285	26415	26455	26475	
39	26316	26336	26356	26376	26396	26236	26266	26286	26416	26456	26476	
40	26317	26337	26357	26377	26397	26237	26267	26287	26417	26457	26477	
41	26318	26338	26358	26378	26398	26238	26268	26288	26418	26458	26478	
42	26319	26339	26359	26379	26399	26239	26269	26289	26419	26459	26479	
43-44	26320	26340	26360	26380	26400	26240	26270	26290	26420	26460	26480	
45-46	26321	26341	26361	26381	-	26241	26271	26291	26421	26461	26481	
47-48	26322	26342	26362	26382	-	26242	26272	-	26422	26462	26482	



# TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE

**TAPPETINO ANTISCIVOLO IMPERMEABILE E ASSORBENTE BLU PER PAVIMENTI**

Tappetini pretagliati o in rotolo da collocare sul pavimento della sala operatoria o vicino al lavabo della presala operatoria per trattenere i liquidi che possono cadere sul pavimento. Hanno un'elevata capacità assorbente e una velocità di assorbenza ottimale. Distribuiscono il liquido assorbito secondo il principio della capillarità e lo mantengono nella loro struttura interna, evitando il sollevamento della superficie.



25166 + 25169

25169

La speciale pellicola sul lato inferiore blocca il tappetino sul pavimento e lo tiene fermo senza richiedere l'uso di sostanze adesive che potrebbero lasciare tracce di collante sul pavimento. I tappetini aderiscono perfettamente al terreno, evitando il rischio di incidenti.

**Rotoli assorbenti**

3 diverse assorbenze. Possono essere tagliati nella misura desiderata.

**Carrello per rotoli**

Acciaio inox, 4 ruote pivotanti (2 frenanti). Base girevole per rotoli di altezza fino a 1 m.

Codice GIMA	TAPPETINI ASSORBENTI PRETAGLIATI		Minimo vendita
	Misura	Assorbenza	
25150	90x90 cm	1.700 ml/m <sup>2</sup>	conf. da 70
25151	90x120 cm	1.700 ml/m <sup>2</sup>	conf. da 50
25152	90x150 cm	1.700 ml/m <sup>2</sup>	conf. da 40
25153	90x200 cm	1.700 ml/m <sup>2</sup>	conf. da 30
25154	90x250 cm	1.700 ml/m <sup>2</sup>	conf. da 20
ROTELLI ASSORBENTI			
25165	90 cm x 50 m	1.700 ml/m <sup>2</sup>	1
25166	90 cm x 50 m	2.500 ml/m <sup>2</sup>	1
25167	90 cm x 50 m	3.500 ml/m <sup>2</sup>	1
CARRELLO PER ROTOLI			
25169	Carrello per rotoli assorbenti		1

## ZOCCOLI ULTRALEGGERI CON CINTURINO

SOLO 200 g  
OGNI PAIO



26190-26203

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, RO, SE, GR, Arabo



### ZOCCOLI ULTRALEGGERI GIMA

Zoccoli protettivi conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347 A E SRC

- **molto leggeri:** solo 200 g ogni paio
  - **aerati:** i fori laterali forniscono aerazione ma evitano l'ingresso di liquidi
  - **anatomici:** rispettano la naturale anatomia del piede
  - **antishock:** massimo assorbimento di energia nella zona del tallone
  - **antiscivolo:** il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
  - **antistatici:** l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
  - **lavabili fino a 50°C:** con normali detergenti neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV in uso negli ospedali
  - **antibatterici, antimuffa, antifunghi**
  - **senza lattice**
- 26206 ZOCCOLI ULTRALEGGERI - altri colori - minimo 50 paia (disponibili in azzurro, arancione, nero)

ZOCCOLI ULTRALEGGERI				
Misura	Bianco	Blu	Verde	Fucsia
34	26190	26210	26175	-
35	26191	26211	26176	26224
36	26192	26212	26177	26225
37	26193	26213	26178	26226
38	26194	26214	26179	26227
39	26195	26215	26180	26228
40	26196	26216	26181	26229
41	26197	26217	26182	26230
42	26198	26218	26183	-
43	26199	26219	26184	-
44	26200	26220	26185	-
45	26201	26221	26186	-
46	26202	26222	26187	-
47	26203	26223	26188	-

## SCARPE PROFESSIONALI ULTRALEGGERE



100%  
Italian design  
Italian material



SOLO 200 G

20000 - 20013



20020 - 20033

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo

### SCARPE ULTRA LEGGERE GIMA

Scarpe protettive conformi ai requisiti delle norme sulle calzature da lavoro EN ISO 20347: A E SRC

- **molto leggere:** solo 200 g ogni paio
- **aerate:** i fori laterali forniscono aerazione ma al contempo evitano l'ingresso di liquidi
- **anatomiche:** rispettano la naturale anatomia del piede
- **antishock:** massimo assorbimento di energia nella zona del tallone
- **antiscivolo:** il design unico della suola risponde ai requisiti SRC relativi alla resistenza allo scivolamento
- **antistatiche:** l'elemento antistatico nella zona del tallone rimane tale anche dopo molti lavaggi
- **lavabili fino a 50°C:** con detergenti normali neutri, resistenti alla sterilizzazione chimica o UV
- **antibatteriche, antimuffa, antifunghi**
- **senza lattice**

### SCARPE ULTRA LEGGERE

Misura	Bianco	Blu
34	20000	20020
35	20001	20021
36	20002	20022
37	20003	20023
38	20004	20024
39	20005	20025
40	20006	20026
41	20007	20027
42	20008	20028
43	20009	20029
44	20010	20030
45	20011	20031
46	20012	20032
47	20013	20033

## SNEAKER TRASPIRANTI E ANTISTATICHE PER USO PROFESSIONALE

20100 - 20113



HF100  
sneaker professionali con  
stringhe elastiche



HF200  
sneaker professionali  
con chiusura in velcro

20140 - 20153

Designed in Italy

### SNEAKER PROFESSIONALI

SNEAKER professionali in microfibra traspirante.

#### Caratteristiche:

- fodera interna traspirante
- allacciatura rapida per un confort unico
- suola in EVA LEVIREX® con inserto antistatico
- soletta interna removibile e antistatica in bidensity-PU
- lavabile in lavatrice fino a 40°C

#### DPI categoria II

Calzatura antinfortunistica conforme allo standard armonizzato EN ISO 20347:2012

### SNEAKER

Misura	HF100 stringhe	HF200 strappo
34	20100	20140
35	20101	20141
36	20102	20142
37	20103	20143
38	20104	20144
39	20105	20145
40	20106	20146
41	20107	20147
42	20108	20148
43	20109	20149
44	20110	20150
45	20111	20151
46	20112	20152
47	20113	20153



Ospedale



Unisex



Antiscivolo



Anatomiche



Superleggere



Impermeabili



Antistatiche



Lavabili



Omologate

# CAPPELLINI FANTASIA

MADE IN ITALY

Ampia gamma di disegni. Leggeri e confortevoli, dotati di laccetti regolabili. Disponibili in due misure: taglia media (M), consigliata per capelli corti o medio-lunghi; taglia grande (L), consigliata per capelli lunghi e ricci. Cuffie 100% puro cotone di alta qualità, altamente traspiranti. Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, CZ, RO, SE.

ALTRI DISEGNI SU RICHIESTA

Scegliere il disegno da

<https://it.123rf.com/clipart-vettori/>

- 20800 CAPPELLINO FANTASIA - M - altri disegni
  - 20900 CAPPELLINO FANTASIA - L - altri disegni
- Minimo 200 pezzi. Disponibili in 30 giorni.





20827



20816



20903




• 20801 FENICOTTERI - M  
• 20901 FENICOTTERI - L

• 20802 IMPRONTE - M  
• 20902 IMPRONTE - L

• 20803 CORALLO - M  
• 20903 CORALLO - L

• 20804 BAMBINI - M  
• 20904 BAMBINI - L

• 20805 LUCCICANTE - M  
• 20905 LUCCICANTE - L






• 20806 TARTARUGHE - M

• 20807 REEF - M

• 20808 PESCI - M

• 20809 PACE - M

• 20810 COLORI - M




• 20811 MARGHERITE - M

• 20812 TROPICAL - M

• 20813 HAWAII - M

• 20814 CASHMERE - M

• 20815 STELLE - M



• 20816 MILITARE - blu - M

• 20817 MILITARE - verde - M

• 20818 TESCHIO - M

• 20819 ARCOBALENO - M

• 20820 ONDE - M



• 20821 CANI SMILE - M

• 20822 CANI - M

• 20823 PET - M

• 20824 VETERINARIA - M

• 20825 DINO - M




• 20826 TOY - M

• 20827 SPAZIO - M

• 20828 MACARONES - M

• 20829 NATALE - M

• 20830 HALLOWEEN - M



• 20831 DENTISTA - M

• 20832 MEDICAL - M

• 20833 SCHELETRO - M

• 20834 CHIMICA - M

• 20835 BIOLOGIA - M

# CAPPELLINI

CapPELLINI in cotone, verdi o con fantasia.

- 26166 CAPPELLINO VERDE
- 26165 CAPPELLINO FANTASIA - celeste
- 26167 CAPPELLINO FANTASIA - beige
- 26168 CAPPELLINO FANTASIA - rosso

Altri colori su richiesta per un minimo di vendita di 1.000 pz. 26165



26166



26167



26168