

BORSE IN PELLE DI ALTA QUALITÀ

VITELLO FIORE

MADE IN ITALY



27120

27114

Misure esterne:
34x18xh 22 cm

- 27120 VALIGETTA - colore marrone
 - 27114 VALIGETTA - colore nero
- Fondo rigido, tasca interna con zip e tasca interna a soffietto.



27110

Misure esterne:
35x17xh 22 cm

- 27110 TEXAS pelle - colore castagna
- Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.



27115

27116

27118



Misure esterne:
41x20xh 22 cm

- 27115 SUPERTEXAS pelle - colore nero
- 27116 SUPERTEXAS pelle - colore castagna
- 27118 SUPERTEXAS pelle - colore bordeaux

Tasca esterna ed interna con zip, 2 serrature bruniti, divisorio trasversale interno di 8 cm, ampio spazio centrale portaoggetti.

BORSE IN SKAY

MADE IN ITALY

27100

27101



Misure esterne:
35x13xh 24 cm

- 27100 TEXAS skay - colore nero
 - 27101 TEXAS skay - colore cognac
- Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.

27104



Misure esterne:
38x20xh 20 cm

- 27104 INFERMIERA skay - colore cognac
- Fondo rigido, tasca interna a soffietto, tasca interna con zip, serratura Tuc brunita.

27108



Misure esterne:
45x20xh 25 cm

- 27108 GRANDE POLUS skay - colore cognac
- Fondo rigido, tasca interna a soffietto con zip, elastici fermaoggetti sui lati interni.

27105



Misure esterne:
41x20xh 22 cm

- 27105 SUPERTEXAS skay - colore cognac
- Tasca esterna a soffietto ed interna con zip, divisorio trasversale interno di 8 cm, 2 serrature bruniti e ampia zona centrale.



BORSE FLORIDA IN PELLE/PU

Misure esterne:
38x20xh 20 cm



- 27121 FLORIDA pelle - colore bordeaux
- 27122 FLORIDA pelle - colore nero
- 27123 FLORIDA pelle - colore marrone
- 27124 FLORIDA pelle - colore castagna



Fondo rigido, tasca interna centrale con zip, tasca interna laterale, serratura brunita. Esterno in pelle, interno in PU (poliuretano). Prodotte in Asia, design italiano.

BORSE KANSAS - 5 COLORI

- 27095 KANSAS skay - colore nero
- 27096 KANSAS skay - colore castagna
- 27097 KANSAS skay - colore blu
- 27098 KANSAS skay - colore ocra
- 27099 KANSAS skay - colore marrone

Prodotte in Asia - design italiano.

Fondo rigido, tasca esterna con velcro, divisorio interno, tasca interna con zip, serratura con chiave.



27099

27095

27097

27096

27098

Misure esterne:
42x20xh 24 cm

27097

ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO

- 27218 ENERGY BORSA TERMOREGOLATA PER IL RISCALDAMENTO

Borsa termoregolata per riscaldare liquidi endovenosi. Utilizzata come fonte attiva di calore, è indicata per la prevenzione e il trattamento dell'ipotermia. Ideale per la medicina d'urgenza, gli ospedali e gli ospedali da campo. La sua compattezza consente di utilizzarla sia appesa ai portaflebo delle barelle o in ambulanza, sia all'interno di altri contenitori più capienti. I liquidi da infusione rimangono a una temperatura costante e i liquidi endovenosi possono essere trasportati fuori dall'ambulanza per un tempo breve. Il vano principale è riscaldato da un pannello resistivo alimentato elettricamente. Dotata di tasca anteriore per il cavo di alimentazione elettrica, tasca trasparente di identificazione, cavo con connettore, tracolla regolabile e manuale GB, IT.



27218

SPENCER

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Materiale isolante:	PVC esterno, nylon 210 interno	Dimensioni:	24x14xh 33 cm
Tensione di rete:	12 V CC, assorbimento 3,75 A	Peso:	1,2 kg
Accendisigari:	DIN ISO 4165	Protezione:	IP3x
		Isolamento:	Classe II

PORTA VACCINO PROFESSIONALE

- 27211 PORTA VACCINO PROFESSIONALE

Compatto, resistente, con una speciale schiuma PU isolante ad alta densità per un più sicuro trasporto del vaccino. Composto da 8 contenitori porta ghiaccio da 400 ml che mantengono il vaccino freddo per 40 ore, ad una temperatura di 8° con temperatura esterna di 43°C (in assenza di apertura). Capacità di stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. Struttura e coperchio con guarnizioni per un migliore isolamento. Dimensioni esterne: 28,5x25,5xh 32 cm. Dimensioni interne: 22x18xh 24 cm.



27211

MADE IN ITALY

BORSE TERMICHE

- 27209 BORSA TERMICA - gialla - nylon
- 27212 BORSA TERMICA - blu - nylon

MADE IN ITALY

Borsa termica, impermeabile e resistente, con tracolla removibile, in grado di mantenere temperature stabili, fredde o calde, per lunghi periodi, grazie ai 3 panetti termici in dotazione, alloggiati in apposite tasche. Misure esterne: 34x25x24 cm - Misure interne: 30x23x21 cm

• 27206 PANETTO TERMICO - conf. da 2

• 27215 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE - 200 g

• 27216 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE DOPPIO - 100+100 g



27209



27206



27215



27216



BORSE UTILITY



27127



27125

Prodotta in poliestere 600D resistente all'acqua



Borsello rimovibile

- 27125 BORSA UTILITY - blu - vuota
- 27127 BORSA UTILITY - beige - vuota

Pratica borsa per trasportare facilmente strumenti medicali e medicinali: 8 divisori interni mobili, 3 tasche esterne, 8 elastici trattieni-strumenti, una tasca interna con cerniera, 1 borsello rimovibile (17x3xh 24 cm). Misure: 36x22xh 25 cm.

BORSA PROFESSIONAL



27128

Peso: 3,3 kg.
Portata massima: 5 kg.
Dimensioni esterne: 42x35x15 cm.



Prodotta in nylon 70D (esterno) e poliestere 600D (interno)

- 27128 BORSA PROFESSIONAL - vuota

Borsa professionale versatile, progettata per medici generici e specialisti. Include: 3 buste trasparenti staccabili con velcro, 1 portafiale con 23 divisori con velcro, 1 borsetta ampia con 4 divisori con velcro, 1 divisorio rigido a clip, 1 portadocumenti, tasche varie, 1 tracolla, maniglia e cinghie nascoste per trasporto sulla schiena.

BORSE MULTIUSI



27134



27135

- 27134 BORSA MULTIUSI - blu/grigia
- 27135 BORSA MULTIUSI - marrone/beige

Borsa versatile, progettata per consentire agli infermieri di trasportare la strumentazione medica. Dotata di 2 borsette interne trasparenti staccabili, un borsello rimovibile, 4 divisori interni mobili, una tasca laterale portadocumenti con chiusura a strappo e 2 tasche applicate. Grande tasca esterna con 2 divisori interni. Dotata di pratica maniglia, chiusura zip, gommini antiscivolo ed etichetta per il nome sul retro. Misure: 38x10xh 30 cm.

BORSA DIATERMO



Dimensione: 30x40xh14 cm

27139

- 27139 BORSA DIATERMO - nera - poliestere 600D

Borsa per il trasporto di piccoli apparecchi elettromedicali, quali audiometri, spirometri, ECG con i loro accessori. Divisorio interno rimovibile per separare il dispositivo dagli accessori e tasca con zip.

ASTUCCI MORBIDI MULTIUSO

- 27137 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - 28x12,5x6,5 cm - nero
- 27138 ASTUCCIO MORBIDO MULTIUSO - 28x12,5x6,5 cm - blu

Il divisorio interno separa l'astuccio in due scomparti, uno per lo stetoscopio, uno per gli accessori infermieristici. Scomparto inferiore con una tasca elastica e una tasca trasparente con cerniera. Scomparto superiore con 6 anelli elastici, una tasca trasparente con cerniera e una tasca con rete. Doppia cerniera per facilitare l'accesso. Maniglia per il trasporto. Gli astucci vengono forniti vuoti

27137



27138



BORSA TROLLEY SMART

27141



- 27141 BORSA TROLLEY SMART - 56x32,5x49 cm

Borsa trolley prodotta in poliestere 600D resistente e impermeabile, con ruote robuste e resistenti al freddo. Estremamente capiente, con scomparti interni regolabili per un'organizzazione personalizzata degli spazi.

Dotata di tasche esterne, divisori interni e una borsetta rimovibile con finestra trasparente. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.

BORSE TERMICHE MEDIPOCKET E MEDINSULINE



BORSE TERMICHE

Borse termiche compatte per insulina e medicinali termolabili. Materiali termici eleganti e di grande qualità. Cerniere impermeabili. Tasca interna con zip. Fornite con 1 cuscino in gel riutilizzabile.

Panetto di ghiaccio flessibile doppio 100 + 100 g

Parte interna dell'articolo 27203

- 27208 MEDI POCKET - grigio scuro/beige - 12x65xh 20 cm
- 27252 MEDI POCKET - blu/beige - 12x65xh 20 cm
- 27203 MEDINSULINE - grigio scuro/beige - 10x5xh 18 cm
- 27216 PANETTO DI GHIACCIO FLESSIBILE DOPPIO 100 + 100 g

BORSE PER FIALE



Per 24 fiale piccole

27129

Per 9 fiale grandi e 13 fiale piccole

Divisorio centrale con doppia tasca trasparente

27133

- 27129 BORSA FIALE MAXI - rossa - poliestere 600D - 29x24xh 7 cm
- Il modo migliore per proteggere, individuare e organizzare fino a 46 fiale di qualsiasi misura. Realizzata in 2 parti, con strisce elastiche per portare 9 fiale grandi e 37 piccole.
- 27133 BORSA MEDICAZIONE - blu - poliestere 600D - 34x24xh 7 cm
- Borsa compatta fabbricata in poliestere 600D antigraffio e impermeabile; 2 tasche interne con zip e 9 ganci elastici.

DIABETIC BAG



27254

Misure 17x11,5x5,5 cm

Panetto termico 100 cc

27255

Misure: 24x18xh 6 cm

MADE IN ITALY

- 27255 DIABETIC BAG - vuota - blu
 - 27254 MINI DIABETIC BAG - vuota - blu
- Linea di borse termiche prodotte appositamente per il trasporto di medicinali che devono essere mantenuti a basse temperature, ideali per diabetici. Sono fornite complete di panetto termico che mantiene la temperatura a circa 10°C fino a 10 ore. Il materiale esterno è nylon vinilico idrorepellente con imbottitura in schiuma.

ORGANIZER TASCABILE



27142 Forniti con porta-badge ripiegabile

- 27142 ORGANIZER TASCABILE - blu
 - 27143 ORGANIZER TASCABILE - lilla
- In tasca o sulla scrivania per accedere facilmente e rapidamente agli strumenti. Le tasche possono contenere penne, termometri, lucciole, ecc. Misure: 15x12xh 2 cm



Accessori non inclusi

27143

HOLSTER - VUOTI



Entrambi gli articoli si agganciano alla cintura

27145

27147

- 27145 HOLSTER - PIATTO - 19x14xh 1 cm
- 27147 HOLSTER - GRANDE con tasca - 21x12xh 6,5 cm

PORTAFERRI E PORTAFIALE



Imbottitura di protezione, chiusura in velcro

25742



25745

Chiusura zip



Imbottitura di protezione, in tessuto vellutato, chiusura in velcro

26650

Chiusura zip

26649

Codice GIMA	BORSELLI*	Misure	Colore	Per
25742	Portafiale	19,5x15xh3 cm	Blue	12 fiale
25745	Portafiale mini	18x14xh2 cm	Black	6 fiale
26650	Borsa portaferreri	19,5x15xh3 cm	Black	12 strumenti
26649	Borsa portaferreri mini	18x14xh2 cm	Black	8 strumenti

*In poliestere 600D (esterno)

BORSE EMERGENZA SMART

POLIESTERE RIVESTITO IN PVC



27153 27152 27150
Tracolle incluse con le borse grandi/medie
4 tasche (5 per 27153) 1 o 2 frontali, 2 laterali e 1 sul retro



27153

TELA CERATA DI PVC



27157 27158 27155
Ampia tasca superiore e tracolle incluse con le borse medie



Fodera estraibile e facile da pulire
Ampia tasca superiore

27157

Fondo e tasca anteriore imbottiti



Anello di sicurezza metallico Zip 10 mm Fondo in gomma con piedini Tracolle

BORSE SMART: poliestere rivestito in PVC o tela cerata di PVC - vuote

Borse emergenza professionali molto capienti grazie alla modularità interna che consente un'organizzazione personalizzata degli spazi. Fornite di tasche esterne, divisori interni e una borsa staccabile (2 per cod. 27153) con finestra trasparente. Esterno in poliestere 600D rivestito in PVC, resistente all'acqua, o esterno in tela cerata di PVC (27155-8), resistente al freddo. Tutte le borse hanno l'interno in poliestere 600D rivestito in PVC. Provviste di doppia striscia gialla rifrangente. Sfoderabili per una facile pulizia. Fondo in gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.

Materiale esterno		Modello	Colore	Misura	Spazi interni modulari	Tasche esterne
Poliestere rivestito PVC	PVC					
27150	27155	Piccolo	rosso	45x28xh 28 cm	3	4
27151	-	Medio	rosso	55x35xh 32 cm	6	4
-	27157	Medio	rosso	55x35xh 38 cm	6	5
27152	-	Medio	blu	55x35xh 32 cm	6	4
-	27158	Medio	nero	55x35xh 38 cm	6	5
27153	-	Grande	rosso	65x35xh 35 cm	6	5

BORSE DI EMERGENZA

POLIESTERE RIVESTITO IN PVC

TELA CERATA DI PVC



27165 27167 27166



2 tasche laterali 22x18 cm e 11x18 cm

Tasca laterale 32x18 cm

Tasca frontale 35x20 cm

- 27165 BORSA EMERGENZA - poliestere - rossa - 35x45xh 21 cm
- 27166 BORSA EMERGENZA - PVC - rossa - 35x45xh 21 cm
- 27167 BORSA EMERGENZA - PVC - blu - 35x45xh 21 cm

Borse estremamente capienti dalle dimensioni compatte. Ampio scomparto centrale, 1 tasca frontale e 3 laterali. Possibilità di essere trasportate a spalla (tracolla) o a

mano (2 maniglie). Materiale robusto e resistente all'acqua: poliestere 600D rivestito in PVC (27165) o tela cerata di PVC (27166-7). Provviste di strisce gialle rifrangenti e fondo in gomma.

BORSA DI EMERGENZA CUBO



27163

• **27163 BORSA DI EMERGENZA CUBO** - tela cerata di PVC - rossa
Borsa di emergenza trasportabile con tasca a cerniera interna ed esterna e 2 borsette estraibili con finestra trasparente. Interno in robusto poliestere 600D resistente all'acqua con esterno in PVC. Fornita con doppie strisce gialle rifrangenti. Dimensioni: 28x34x13 cm.

BORSA DI EMERGENZA LIFE-2



27161

Può essere trasportata a mano o a spalla

• **27161 BORSA LIFE-2** - con 5 borsette colorate
Borsa di emergenza a due scomparti con doppia cerniera d'apertura: fondo con bacinella interna a prova di urto, lato superiore con 5 borsette colorate (modello E1) con finestra trasparente. Fabbricata in robusto poliestere 600D impermeabile e rivestito in PVC; fornita con strisce gialle rifrangenti. Dimensioni: 49x28xh 33 cm.

BORSA EMERGENZA CON TROLLEY

Borsa e zaino con trolley realizzati in poliestere 600D (27154) e in PVC (27173), resistenti e impermeabili, con ruote durevoli e resistenti al freddo.

• **27154 BORSA EMERGENZA SMART CON TROLLEY** -
56x32,5x49 cm

Estremamente capiente, con vani interni regolabili che consentono l'organizzazione personalizzata dello spazio. Dotata di tasche esterne, divisori interni e una borsetta staccabile con finestra trasparente. Doppie strisce gialle rifrangenti. Fondo di gomma impermeabile per evitare infiltrazioni di acqua.

• **27173 ZAINO EMERGENZA LOGIC 2 PVC CON TROLLEY** -
49x31x57 cm

Fornito con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce velcro ed elastici interni per fissare gli strumenti. Divisorio centrale con cerniera ed elastici. Strisce gialle rifrangenti e cinghie per tracolla.



27154

27173

PVC

27154

27173

BORSETTE CON VELCRO

Retro e lato anteriore imbottiti

E5 27197



E3 27188



E2 27184



E4 27194



Retro imbottito

BORSETTE CON VELCRO IN POLIESTERE 600D

Tutte le borsette sono provviste di una larga striscia di velcro femmina sul retro o sul lato per il fissaggio alle borse di emergenza Gima.



E1 27180

E6 27200

Modello	Misure - cm	ROSSO	BLU	GIALLO	VERDE	Compatibili con
E1	20x11x8	27180	27181	27182	27183	27161
E2	28x12x10	27184	27185	27186	27187	27170/1/4/5, 27150-8
E3	28x15x11	27188	27189	27190	27191	27171
E4	33x15x11	27192	-	27194	-	27151/2/7/8, 27175
E5	29x19x11	27196	27197	27198	27199	27174
E6	38x10x5	27200	Grigio			

BORSETTE IN NYLON DI 5 COLORI

BORSETTE IN NYLON - 22x15,5 cm

Blu	Verde	Rosso	Nero	Grigio
32791	32793	32794	32795	32796



Provviste di cerniera e tasca esterna con chiusura velcro

ZAINO LOGIC-1

27170



• 27170 ZAINO LOGIC-1 - poliestere - medio - 40x20xh 47 cm
Fornito con 5 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 laterali. Strisce in velcro ed elastici interni per portaoggetti. Fornito con strisce rifrangenti gialle.



27170

ZAINI

POLIESTERE RIVESTITO IN PVC

27171



• 27171 ZAINO LOGIC-2 - poliestere - grande - 40x25xh 47 cm
• 27172 ZAINO LOGIC-2 - PVC - grande - 40x25xh 47 cm
Zaini con esterno in poliestere 600D idrorepellente e resistente rivestito in PVC (27171) o con esterno in tela cerata di PVC (27172). Forniti con 6 borsette colorate con finestra trasparente e strisce in velcro, 2 tasche frontali e 2 tasche laterali. Strisce interne in velcro ed elastici portaoggetti. Divisorio centrale con cerniera ed elastici. Fornito con strisce rifrangenti gialle e tracolle.

LOGIC-2

27172

TELA CERATA DI PVC



ZAINO AMBULANZA

27174



Cerniera larga 10 mm

27174

• 27174 ZAINO AMBULANZA - poliestere
Zaino modulare molto grande fornito con 8 borsette colorate interne: 4 con maniglie (mod. E5) e 4 con finestra trasparente (mod. E2). Strisce in velcro interne per fissare meglio le borsette. Fornito con la doppia striscia rifrangente gialla. Dimensioni: 40x30xh 57 cm.

Fondo in gomma



27174

ZAINI SILOS-2

27168



Targhetta removibile con velcro

POLIESTERE

• 27168 ZAINO SILOS-2 - poliestere - blu - 38x24xh 50 cm
• 27169 ZAINO SILOS-2 - PVC - rosso - 38x24xh 50 cm
Zaini professionali in poliestere 600D idrorepellente e resistente rivestito in PVC e con esterno in PVC (solo 27169)
- parte removibile con 4 tasche trasparenti e numerosi elastici
- parte centrale con 3 tasche, strisce in velcro ed elastici
- 2 tasche esterne con elastici e strisce in velcro: una 35x16 cm, una 35x32 cm con 4 tasche interne trasparenti
- fondo in gomma con 4 piedini
- due targhette removibili esterne per stampare il nome
- comodi spallacci e maniglia in plastica su entrambi i lati.

POLIESTERE CON RIVESTIMENTO IN PVC

27169



27169

VALIGIE CERTIFICATE IP67, SOLIDE E RESISTENTI



- 1 - Guarnizione ermetica
- 2 - Valvola automatica di scarico pressione
- 3 - Chiusure di sicurezza a doppio step
- 4 - Manico morbido
- 5 - Predisposizione doppio lucchetto
- 6 - Predisposizione cintura a tracolla
- 7 - Sistema di impilabilità
- 8 - Pareti spesse resistenti agli urti
- 9 - Punti di fissaggio per varie applicazioni
- 10 - Cerniera lungo tutto il profilo della valigia
- 11 - Perni in nylon, anti corrosione
- 12 - Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio
- 13 - Coperchio serigrafabile

MADE IN ITALY

VALIGIE GIMA

Le valigie GIMA sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione. Offrono una protezione eccellente da acqua, polvere e impatti, pertanto sono adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili con o senza spugna interna.



Codice GIMA	VALIGIE SENZA SPUGNA INTERNA		
		Dimensioni interne	Dimensioni esterne
27220	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27221	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27222	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h
VALIGIE CON SPUGNA INTERNA*			
27226	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27227	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27228	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h

*1 spugna di base + 2 spugne cubettate sul fondo, 1 spugna bugnata sul coperchio.

CASSETTA ECOLOGICA FUTURA

MADE IN ITALY

MATERIALE RICICLATO 100%



34133



34132

- 34132 CASSETTA ECOLOGICA FUTURA - beige
 - 34133 CASSETTA ECOLOGICA FUTURA - arancione
- Prima cassetta ecosostenibile in compound PP/farina di legno (WPC-Wood Plastic Compound) con cariche vegetali comprese tra 30 e 40%. Conserva tutte le qualità del legno e la resistenza del PP, inoltre rispetta l'ambiente. Supporto per parete, maniglia per il trasporto e chiusura con 2 clip a rotazione. Dimensioni: 250 x190xh 90 mm.

BORSA PRIMO SOCCORSO



27132



- 27132 BORSA PRIMO SOCCORSO - 31x22x11 cm
- Borsa per primo soccorso dotata di 2 tasche interne trasparenti, una tasca esterna, un divisorio interno con 2 cerniere a ogni lato, una maniglia e una tracolla per il trasporto.

CASSETTE VUOTE - PLASTICA O ALLUMINIO




Maniglia per il trasporto, 2 clip di chiusura a scatto

34450



34186



2 clip di chiusura a scatto. I due fori posteriori consentono di appenderla al muro.



34191

- 34450 CASSETTA IN PLASTICA - blu - vuota
- Dimensioni 235x195x45 mm - 0,15 kg

- 34186 CASSETTA IN PLASTICA - vuota
- Dimensioni 290x215x90 mm

- 34191 CASSETTA IN PLASTICA 1 - vuota
- Dimensioni 460x345x145 mm

34138

2 divisori interni rimovibili, staffe per parete, sganci girevoli e maniglia per il trasporto



- 34138 CASSETTA IN PLASTICA 2 - vuota
- Dimensioni 395x270x135 mm - 1,6 kg

Costituita da due parti, ciascuna suddivisa in scomparti da divisori in cristallo (7 sul lato inferiore e 3 sul lato superiore). Chiusura con 2 sganci girevoli. Staffa per fissaggio a parete

34148

- 34148 CASSETTA IN PLASTICA 3 - vuota
- Dimensioni 443x338x147 mm - 3,3 kg



10 anelli elastici piccoli e 2 grandi 6 scomparti

34159

- 34159 CASSETTA IN ALLUMINIO - vuota
- Dimensioni 400x350x100 mm

