

MANIPOLI MONOPOLARI PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI VALLEY LAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK

I manipoli GIMA per elettrochirurgia autoclavabili con pulsanti CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima affidabilità e funzionalità all'operatore. Sono tutti provvisti di presa tripolare tipo ValleyLab compatibile con tutti i Diatermo MB mono-bipolari GIMA (120, 122, 132, 160, 200, 202, 240, 250, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led.

• 30554 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte

Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 3 m, un elettrodo a lama. Può essere autoclavato fino a 100 volte (elettrodo fino a 20 volte). Per elettrodi Ø 2,4 mm.

• 30545 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte

Come il cod. 30554 ma con cavo lungo 5 m.

• 30550 MANIPOLO MB PRIMA - autoclavabile 60 volte

Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in silicone di 3 mt, un elettrodo a lama. Può essere autoclavato fino a 60 volte (elettrodo fino a 20 volte). Per elettrodi Ø 2,4 mm.

• 30548 MANIPOLO STAR - autoclavabile 30 volte

Come il cod. 30554 ma autoclavabile fino a 30 volte (elettrodo autoclavabile fino a 20 volte). Per elettrodi Ø 2,4 mm.

• 30539 MANIPOLO ORION PLUS - autoclavabile 100 volte

Come il cod. 30554 e con sistema di fissaggio a vite che non solo garantisce un contatto sicuro, ma si adatta anche a differenti diametri degli elettrodi. Per elettrodi Ø 2,4 mm. Isolato contro i liquidi

• 30551 MANIPOLO KIRKY STERILE MONOUSO

Manipolo con pulsante per taglio e coagulo. Comprensivo di elettrodo a lama.

minimo vendita: 10 pz.

• 30553 MANIPOLO GIMA STERILE MONOUSO

Come il cod. 30551.

minimo vendita: 10 pz.

MANIPOLI 50, 80, 106 e 108 - CONNETTORE A 1 PIN

Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile con tutti i diatermo GIMA e quelli delle principali marche. Senza pulsante.

• 30519 MANIPOLO PER 50, 80, 106 e 108 AUTOCLAVABILE

Manipolo autoclavabile senza pulsanti provvisto di cavo della lunghezza di 3 metri

minimo vendita: 10 pz.

• 30518 MANIPOLO 50, 80, 106 e 108 KIRKY MONOUSO

Manipolo monouso senza pulsante con elettrodo a lama con connessione Pin 4 mm.

MICROCHIRURGIA

Accessori microchirurgia per tutti i diatermo Gima ed elettrodepilatori.


• 30552 MANIPOLO per microchirurgia

• 30560 AGO per microchirurgia - monouso sterile



ACCESSORI

• 30537 SPUGNETTA PULISCI-ELETTRODO - monouso sterile

Punta abrasiva radioopaca, misura 50x50 mm. Conf. da 100.



PINZE, FORBICI E CAVI MONOPOLARI



Pinze monopolari con attacco standard da 4 mm utilizzabili con gli elettrobisturi GIMA, LED, ERBE ed altre marche.

Codice GIMA	STRUMENTI MONOPOLARI
30610	Cavo monopolare - pin 4 mm
30611	Pinza monopolare retta Mc Indoe - 15 cm
30612	Pinza monopolare a baionetta - 20 cm
30613	Forbici monopolari dritte - 18 cm
30614	Forbici monopolari Metzenbaum rette - 18 cm
30615	Forbici monopolari Metzenbaum curve - 18 cm