

# MASCHERINE SALVAVITA - RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA



**Ambu**


• **34216 MASCHERINA LIFEKEY**  
Mascherina compatta per rianimazione. La valvola speciale mono direzionale consente all'ossigeno di fluire direttamente al paziente e minimizza il rischio di contaminazione incrociata. Monouso, sterile realizzata in materiale atossico trasparente, di semplice utilizzo e trasporto. Adatta per adulti e bambini. Prodotto originale AMBU.  
Ordine minimo: conf. da 10 pz.

**MASCHERINA CPR**  
Collegamento ossigeno **CE 0476**



**GIMA**


• **34218 MASCHERINA CPR - rianimatore tascabile monopaziente**  
La mascherina CPR è una maschera non invasiva, senza lattice ed una valvola anti reflusso. Un efficiente filtro previene il contatto diretto con il viso del paziente durante le operazioni di rianimazione bocca a bocca. Può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati. Fornita in una scatola in plastica di dimensioni ridotte, con un tubo snodato per un utilizzo più semplice.



**34213 Portachivi**      **34211 Custodia in plastica**


• **34211 - VENTO AIRWAYS - custodia in plastica**  
• **34213 - VENTO AIRWAYS - conf. portachivi**  
Rianimatore bocca a bocca monouso con valvola unidirezionale in policarbonato e schermo protettivo in PVC atossico per evitare ogni contagio tra paziente e soccorritore. Disponibile in 2 versioni: in custodia di plastica o in confezione con portachivi. Istruzioni in GB, IT.

## PINZE INOX



Codice GIMA	PINZE IN ACCIAIO INOX
34001	Pinza Magill - 15 cm
34002	Pinza Magill - 20 cm
34003	Pinza Magill - 25 cm
34005	Pinza Collin - 20 cm
26745	Pinza Pean - 14 cm
26720	Pinza Pean - 16 cm
26710	Pinza Pean - 20 cm

## APRIBOCCA



Codice GIMA	DISPOSITIVI IN PLASTICA
34273	Apribocca
34272	Apribocca - Pinocchio
34274	Pinza tirlingua

## STILETTI INTUBAZIONE

Stiletti intubazione:

- Rivestiti con materiale a bassa frizione
- Colorati per tipologia per una semplice identificazione
- Malleabile
- Può essere facilmente allungato o accorciato
- Venduto in cf. da 25
- Impacchettato singolarmente
- Non sterile
- Prodotta in nylon

Involucro singolo - cf. da 25 pz.

Codice GIMA	Dimensione	Colore	Ø mm	Lungh. mm
34397	Neonati	blu	2,0	306
34398	Bambini	grigio	2,6	425
34399	Adulti	nero	3,3	465

## FORBICI DI EMERGENZA

Codice GIMA	FORBICI DI EMERGENZA
34127	Forbici emergenza - 23,5x10,8 cm
34128	Forbici universali - 15 cm
34126	Forbici universali - 19 cm
34125	Forbici bende Lister - 11 cm
34129	Forbici bende Lister - 15 cm
34130	Forbici bende Lister - 18 cm



34129



Forbici d'emergenza utili per tagliare cinture di sicurezza, vestiti o rompere vetri. Utilizzabile come coltello per tagliare oggetti spessi. Impugnatura rivestita in plastica colorata per il massimo comfort. Autoclavabile a 136°C.

Acciaio Inox AISI 420 Autoclavabile



34127

Fornite in fodero per trasporto  
Produzione Italiana