

# CONTAINER PER STERILIZZAZIONE



Containers standard (forniti con filtro in carta)

Containers "Barrier system"

37152

## CONTAINER STANDARD CON FILTRO\* non in vendita in Germania

| COLORE COPERCHIO  |                     |       |                  |
|-------------------|---------------------|-------|------------------|
| Altezza mm        | FONDO NON PERFORATO |       | FONDO PERFORATO* |
|                   | PICCOLO 285x280 mm  |       |                  |
| 1 filtro          |                     |       |                  |
| 100               | 37000               | 37010 | 37030            |
| 135               | 37001               | -     | 37031            |
| 150               | 37002               | 37012 | 37032            |
| 200               | 37003               | -     | 37033            |
| 260               | 37004               | -     | -                |
| MEDIO 465x280 mm  |                     |       |                  |
| 1 filtro          |                     |       |                  |
| 100               | 37050               | 37060 | 37080            |
| 135               | 37051               | -     | 37081            |
| 150               | 37052               | 37062 | 37082            |
| GRANDE 580x280 mm |                     |       |                  |
| 2 filtri          |                     |       |                  |
| 100               | 37100               | 37110 | 37130            |
| 135               | 37101               | -     | 37131            |
| 150               | 37102               | 37112 | 37132            |
| 200               | 37103               | -     | 37133            |
| 260               | 37104               | -     | -                |

\*Il fondo perforato permette un processo di sterilizzazione più veloce (la metà rispetto a quello non perforato)

## CONTAINER "BARRIER SYSTEM" CON VALVOLA\*\* non in vendita in Germania

| COLORE COPERCHIO  |                     |       |                  |
|-------------------|---------------------|-------|------------------|
| Altezza mm        | FONDO NON PERFORATO |       | FONDO PERFORATO* |
|                   | PICCOLO 285x280 mm  |       |                  |
| 100               | 37150               | 37160 | 37180            |
| 135               | 37151               | -     | 37181            |
| 150               | 37152               | 37162 | 37182            |
| 200               | 37153               | -     | 37183            |
| 260               | 37154               | -     | -                |
| MEDIO 465x280 mm  |                     |       |                  |
| 100               | 37200               | 37210 | 37240            |
| 135               | 37201               | -     | 37241            |
| 150               | 37202               | 37212 | 37242            |
| GRANDE 580x280 mm |                     |       |                  |
| 100               | 37250               | 37260 | 37280            |
| 135               | 37251               | -     | 37281            |
| 150               | 37252               | 37262 | 37282            |
| 200               | 37253               | -     | 37283            |
| 260               | 37254               | -     | -                |

\*\*Questo sistema è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.



### CESTELLO A FILO

| Misura mm | Altezza |        |          |
|-----------|---------|--------|----------|
|           | 50mm*   | 70mm** | 100mm*** |
| 255x245   | 37301   | 37302  | 37303    |
| 405x255   | 37306   | 37307  | 37308    |
| 540x255   | 37311   | 37312  | 37313    |

\*Consigliato per container con altezza 100/135 mm

\*\*Consigliato per container con altezza 135/150 mm

\*\*\*Consigliato per container con altezza >150 mm



| Codice GIMA | ACCESSORI  |
|-------------|--|
| 37320       | Tappetino silicone 220x230 mm - perforato                        |
| 37321       | Tappetino silicone 380x230 mm - perforato                        |
| 37323       | Tappetino silicone 520x230 mm - perforato                        |
| 37325       | Portafiltro per filtro carta                                     |
| 37326       | Portafiltro per filtro plastica                                  |
| 37328       | Filtro carta - conf. da 100 - per container standard monouso     |
| 37329       | Filtro tessuto Ø 20,5 cm - per container standard riutilizzabile |
| 37330       | Sigillo di sicurezza in plastica - conf. da 100                  |
| 37331       | Etichetta di carta con indicatore - conf. da 100                 |

\*Il filtro in tessuto di lunga durata può essere usato per 45-50 sterilizzazioni

# SCATOLE IN ALLUMINIO

- 26662 SCATOLA ALLUMINIO 17,5x7,6xh 2 cm
  - 26663 SCATOLA ALLUMINIO 18,5x9,5xh 3 cm
  - 26664 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 3 cm
  - 26665 SCATOLA ALLUMINIO 21,8x10,6xh 5 cm
- Pratici contenitori per la sterilizzazione degli strumenti e la loro conservazione. Scatola in colore blu con coperchio color argento, alluminio. Tappetino in gomma non incluso.
- 26672 TAPPETINO IN GOMMA 20x10 cm (per codici 26669, 26664, 26665)
- Tappetino in gomma per tenere fermi gli strumenti all'interno delle scatole.

