

BORSE IN SKAY - PRODUZIONE ITALIANA



- 27100 TEXAS skay - colore nero
 - 27101 TEXAS skay - colore cognac
- Fondo rigido, tasca interna con bottone, serratura Tuc brunita.



- 27108 GRANDE POLUS skay - colore cognac
- Fondo rigido, tasca con zip a soffietto interna, elastici fermaoggetti sui lati interni.



- 27104 INFERMIERA skay - colore marrone
- Fondo rigido, tasca a soffietto interna, tasca con zip interna, serratura Tuc brunita.



- 27105 SUPERTEXAS skay - colore cognac
- Tasca esterna a soffietto ed interna a lampo, divisorio trasversale interno di 8 cm e 2 serrature brunita.

FRIGORIFERO PORTATILE 30 I



- 27213 FRIGORIFERO PORTATILE SHIVER 30 I
- Dimensioni esterne: 29,7x39,5x48,5 h cm
Dimensioni interne: 33x24x42 h cm
Dotato di 2 mattonelle da 400 ml

CARATTERISTICHE TECNICHE
Materiale: polipropilene
Isolamento: schiuma di poliuretano ad alta densità
Scomparto integrato nel coperchio per poter contenere 2 mattonelle da 400 ml e sistema di chiusura del coperchio a rotazione con bloccaggio
Spazio verticale per ricevere fino a 6 bottiglie da 2 l

PORTA VACCINO PROFESSIONALE

- 27211 PORTA VACCINO PROFESSIONALE

Compatto, resistente, con una speciale schiuma PU isolante ad alta densità per un più sicuro trasporto del vaccino. Composto da 8 contenitori porta ghiaccio da 400 ml che mantengono il vaccino freddo per 40 ore, ad una temperatura di circa 8° con temperatura esterna di 43°C (senza l'apertura). Capacità di stoccaggio dei vaccini: 2,6 l. Struttura e coperchio con guarnizioni per un migliore isolamento. Dimensioni esterne: 28,5x25,5x32 cm. Dimensioni interne: 22x18x24 cm. Produzione italiana.



VALIGIE CERTIFICATE IP67, SOLIDE E RESISTENTI - PRODUZIONE ITALIANA



- 1- Guarnizione ermetica
- 2- Valvola automatica di pressurizzazione
- 3- Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura
- 4- Manico morbido per migliorarne la presa ed il comfort
- 5- Doppia predisposizione lucchetto
- 6- Predisposizione cintura a tracolla
- 7- Sistema di impilabilità
- 8- Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti
- 9- Punti di fissaggio per varie applicazioni
- 10- Cerniera lungo tutto il profilo della valigia
- 11- Perna in nylon, nessun problema di corrosione
- 12- Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie
- 13- Coperchio serigrafabile

VALIGIE GIMA

Le valigie GIMA sono certificate IP67, solide e affidabili in qualsiasi condizione. Offrono una protezione superiore da acqua, polvere e impatti, rendendole adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Sono disponibili con o senza spugna interna



Codice GIMA	VALIGIE SENZA SPUGNA INTERNA		
		Dimensioni interne	Dimensioni esterne
27220	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27221	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27222	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h
Codice GIMA	VALIGIE CON SPUGNA INTERNA		
		Dimensioni interne	Dimensioni esterne
27226	Media - arancione	426x290x159 h	464x366x176 h
27227	Media - nero	426x290x159 h	464x366x176 h
27228	Grande - arancione	500x350x194 h	555x428x211 h