

CARRELLI FARMACIA



27495



27497



27494

RETRO



27499

72 cm



FRONTE

• 27499 CARRELLO FARMACIA DOUBLE FACE

Due carrelli in uno: 3 ampi cassetti su un lato, (30) (6+9+15) cassetto monodose su un lato; con sistema di chiusura.

Dimensioni dei cassetti:

- 6 cassetti 115x290xh 75 mm

- 9 cassetti 115x290xh 45 mm

- 15 cassetti 70x290xh 45 mm

Dimensioni del carrello: 920x590xh 810 mm. Fornito con 4 rotelle girevoli Ø 125 mm (3 con fermo, 1 del carrello, antistatica). Produzione Italiana.

CARRELLO DOCTOR



27446

• 27446 CARRELLO DOCTOR

Costruito in ABS antiurto, ha 9 cassetti di cui due alti 8,5 cm, cinque alti 5,5 cm e due alti 2,7 cm.

Dimensioni 38x30xh 72 cm.

Viene spedito smontato.

Produzione Europea.


- 27494 CARRELLO FARMACIA - piccolo con 15 divisori a 3 scomparti
 - 27495 CARRELLO FARMACIA - standard con 20 divisori a 3 scomparti
 - 27497 CARRELLO FARMACIA - grande con 30 divisori a 3 scomparti
- Farmacia portatile, consente di gestire i trattamenti quotidiani o settimanali dei pazienti. 15/20/30 divisori a 3 scomparti (45-60-90 spazi) per riporre facilmente i farmaci. Struttura in acciaio verniciato, superficie e pannelli laterali in tecnopolimero. Dotati di 4 ruote Ø 125 mm (due con fermo).

Dimensioni: 820/1'150x640xh 1'000 mm. Produzione Italiana.


- 27498 DIVISORIO - 3 scomparti - ricambio



4 x 27498



—27498—



ARMADIO PORTAFARMACI CON TESORETTO



Dimensioni: 100x60xh 195 cm

Produzione Italiana



ARMADIO PORTAFARMACI

Con tesoretto per stupefacenti, 48 scomparti porta farmaci e 5 ripiani regolabili

- in bilaminato (27944/5) o nobilitato (27942), spessore 20 mm

- telaio in acciaio verniciato con polveri epossidiche con piedini diametro 50 mm con livellatori

- 2 ante esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10)

- bordatura frontale con profilo morbido para polvere e antirumore

- 2 ante interne con 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fino a 10), con rotazione 90°

- tesoretto per stupefacenti munito di serratura

Codice GIMA	ARMADIO PORTA FARMACI	Materiale	Colori
27942	Armadio porta farmaci	nobilitato	bianco
27944	Armadio porta farmaci	bilaminato	bianco
27945	Armadio porta farmaci	bilaminato	altri colori*
27946	Scomparto porta farmaci		
Colori:	412	431	441 452 482 484 499 854 861 1818

*Indicare il colore richiesto nell'ordine. Disponibile in 30 giorni