



GIMA

PLICOMETRO 0-40 mm - meccanico

Codice:	27320
Categoria:	Misuratori massa grassa e plicometri
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	I M
NSIS:	1661838
CND:	V030299
EAN13:	8001066702008



Descrizione: **PLICOMETRO PROFESSIONALE - meccanico**

Strumento d'alta precisione per la misurazione dello spessore di grasso sottocutaneo e valutazione della quantità di grasso totale di un soggetto.

• **Possibilità di ricalibrazione**

Costruito secondo gli standard internazionali, il plicometro Gima è provvisto di bracci a molla che esercitano sulla plica cutanea una pressione di 10 g/mm² e di una scala accurata in mm per la misurazione dello spessore di grasso. La possibilità di calibrazione della pressione esercitata elimina i problemi dovuti all'allentamento della tensione della molla nel tempo.

• **Facile da usare e leggere**

Viene fornito con una doppia scala di lettura ed un foglio illustrativo con raffigurato il corretto posizionamento per la rilevazione dei dati. Una tabella apposita facilita, partendo dai dati rilevati, il calcolo della % di grasso e la valutazione dello stato generale del paziente.

• **Design elegante e di facile utilizzo**

Una finitura speciale in nylon evita al paziente il disagio del contatto con il metallo. Fornito in elegante astuccio in legno (19x36xh 6 cm).

Produzione italiana, sottoposto alla certificazione CE per dispositivi medicali.
Manuale in GB, FR, IT, ES, DE.

Caratteristiche tecniche: • Range di misurazione 0-40 mm