



GIMA

NUOVA POLTRONA ORL OTO P/V - verde Melbourne

Codice: 27548
Categoria: Poltrone ORL
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1267616
CND: Z12011201
EAN13: 8023279275483



Descrizione: NUOVA POLTRONA ORL OTO /PV con poggiatesta - verde Melbourne

Poltrona con seduta e schienale in Peltex. Meccanismo di sollevamento tramite attuatore elettrico con pedaliera.

Schienale regolabile da -5° a +90° con pompa a gas.

Ruota a 360° ed è equipaggiata con un meccanismo di bloccaggio rotazione.

Alimentazione: 230 V - 50 Hz (disponibile 110 V - 60 Hz).

Portata Max 150 kg

Made in Italy.