



GIMA

MAGNETOTERAPIA MAG 3000 - 2 canali

Codice: 28314
Categoria: Magnetoterapia
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 2369981
CND: Z120606
EAN13: 8019781401083



Descrizione: MAG 3000 MAGNETOTERAPIA CEMP - 2 canali

Dispositivo medico certificato per magnetoterapia a campi elettromagnetici pulsati (CEMP), consigliabile per il trattamento del ritardo di consolidamento, dell'osteoporosi, degli edemi ossei, dell'osteonecrosi, nonché delle ulcere e delle neuropatie. Grazie all'elevata intensità del campo magnetico, è idoneo anche per il trattamento delle fratture ossee anche in presenza di fasciature rigide o ingessature.

- due canali indipendenti
- schermo a colori
- intensità del campo magnetico fino a 150 gauss per canale
- frequenza da 1 a 100 Hz
- 41 programmi disponibili
- possibilità di gestire contemporaneamente due trattamenti impostando orari e programmi diversi (doppio utente)
- lista degli ultimi 10 programmi usati

Per terapie professionali (medici, terapisti, ecc.) e domiciliari.

Potenza di funzionamento 110-240 V.

Caratteristiche tecniche: 41 PROGRAMMI:
Osteoporosi
Artrosi del ginocchio
Cicatrizzazione
Artrosi
Periartrite scapolo-umerale
Ulcere cutanee
Artrite
Coxartrosi
Discopatia
Artrosi cervicale
Atrofia muscolare
Mialgia
Dolori articolari
Trattamento muscolare
Neuropatia
Cervicalgie
Osteonecrosi



GIMA

**Strappo muscolare
Dolore cronico
Algodistrofia
Crampo muscolare
Fratture
Lesione cartilaginea
Rizoartrosi
Epicondilita
Lesione dei legamenti
Sindrome da conflitto subacromiale
Epitrocleite
Edemi ossei
Tunnel carpale
Pseudoartrosi
Tendinite
Protesi al titanio
Lombalgia
Condropatia
Cuffia dei rotatori
Dolore lombare
Antinfiammatorio
Tunnel tarsale**

Dotazione standard:

**Applicatore cintura a 3 solenoidi
Alimentatore medicale
Manuale utente (GB, FR, IT, ES) su richiesta DE.
Magnete per verifica funzionamento terapia
Borsa per il trasporto
Tre strisce in tessuto non tessuto 15 x 150 cm**