



GIMA

MAGNETOTERAPIA BASE

Codice: 28321
Categoria: Magnetoterapia
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 11709
CND: Z120606
EAN13: 8023279283211



Descrizione: GIMA MT BASE PLUS - magnetoterapia

Il Magneto Base Plus è un apparato per magnetoterapia a bassa frequenza, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari.

I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo e trovano applicazione principalmente in: traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia.

Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica a onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 Gauss.

L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e un sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito.

Le due placche possono essere connesse contemporaneamente (il campo prodotto da ogni placca è la metà del totale).

Caratteristiche tecniche:

- Forma d'onda di modulazione: quadrata
- Rapporto di emissione massima: 50%
- Campo magnetico regolabile: 10-80 Gauss
- Frequenza di campo: selezionabile da 10 a 99 Hz
- Intensità massima del campo: 80 Gauss (8mT)
- Tensione di alimentazione: 230 V / 50-60 Hz.
- Dimensioni: 193 x 138 x h 68 mm
- Peso: 1 kg
- Classe di sicurezza: II BF - Norme: EN 60601-1 (CEI)

Dotazione standard:

- Cavo di alimentazione
- 2 placche 80 Gauss per applicazioni cm 120 x 70 mm
- 1 fascia elastica in velcro 60 x h 8 cm
- 1 fascia elastica in velcro 100 x h 8 cm
- Valigia in ABS per trasporto
- Manuale d'uso: GB, IT