



GIMA

DEFIBRILLATORE CU-SP-1

Codice: 35340
Categoria: Defibrillatori
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II B
NSIS: 1909642
CND: Z12030501
EAN13: 8023279353402



Descrizione: Il CU-sp 1 è un defibrillatore di ultima generazione dalle caratteristiche innovative:

- **regolazione automatica del volume**

Cu-Sp1 è in grado di regolare automaticamente il proprio volume proporzionalmente ai rumori emessi nell'ambiente circostante.

- **piastre pre-connesse per un defibrillatore sempre pronto all'uso**

Cu-Sp1 è dotato di piastre pre-connesse alloggiare in un apposito vano posto sotto il defibrillatore. Ciò dà la certezza che il defibrillatore risulti pronto all'uso nel più breve tempo possibile. L'apparecchio inoltre è fornito di una esclusiva tecnologia in grado di effettuare un controllo preciso sullo stato di vita delle piastre stesse. La parte frontale del defibrillatore, infatti, ospita un indicatore luminoso che cambia colore sia 3 mesi prima della scadenza delle piastre sia a piastre scadute. Questa indicazione, puntuale, consentirà di effettuare il riapprovvigionamento di nuove piastre in tempo utile.

- **rilevamento CPR**

Il defibrillatore iPad CU-SP1 è in grado di rilevare se è stata effettuata o meno la manovra CPR. Se non è ancora stata effettuata, invita l'operatore a procedere; in caso contrario, incoraggia l'operatore a continuare, guidandolo nell'operazione.

- **facile comunicazione con il software CU-EX1**

Scaricare le informazioni dal defibrillatore iPad Cu-Sp1, dopo un evento, è ora più facile che mai. Basta installare semplicemente il software CU-EX1 su un computer per poter visualizzare e analizzare l'uso che è stato fatto del defibrillatore. Informazioni come il tempo di accensione, il ritmo cardiaco del paziente e le scosse applicate sono tutte presentate in modo chiaro. L'apparecchio, inoltre, può memorizzare su una SD memory card fino a 5 eventi con massimo 3 ore di analisi ecg.

- **disponibile in 16 lingue (da indicare al momento dell'ordine)**

Lingue selezionabili: US, GB, FR, IT, ES, DE, PT, NL, SE, DK, NO, CZ, GR, AE, KR, IL.

Fornito con elettrodi standard, una borsa di trasporto, un pacco batteria al litio e un manuale (GB,IT).

Il manuale è anche disponibile nelle lingue sopraelencate se richiesto al momento dell'ordine.

Specificare il linguaggio al momento dell'ordine.

Caratteristiche tecniche: Defibrillatore
• **Modalità:** Semi-automatica



GIMA

- **Forma d'onda:** Bifasica esponenziale troncata
- **Energia:** 150J fissa
- **Adulto:** nominale da 150J in un'impedenza di 50 ohm
- **Ragazzo/bambino:** da 50J nominali a 50 ohm
- **Controllo di carica:** Controllato dal sistema di analisi del paziente automatico
- **Tempo di carica:** <10 secondi dall'avviso di scarica
- **Impermeabilità:** Protezione contro i getti d'acqua IPX5 per IEC60529 (IP55)
- **Protezione contro la polvere** IP5X per IEC60529

Interfaccia utente

- **Supporto utente:** Indicazioni vocali dettagliate e spie lampeggianti
- **Guida CPR:** Messaggi dettagliati indicano le azioni da compiere per adulti e bambini
- **Controlli:** Bottone on/off, i-button bottone di scarica
- **Indicatori:** Display LCD (stato apparecchio, stato batteria, stato elettrodi)
- **Sensori:** Data scadenza elettrodi, stato di connessione degli elettrodi
- **Monitoraggio Cpr**
- **Regolazione automatica del volume**

Registrazione e trasmissione dati

- **Porta IrDA:** Trasmissione wireless dei dati verso il pc, sd card
- **Memoria interna (nand-flash):** ecg, eventi
- **Capacità di memorizzazione:** Multi registrazioni 5 eventi/max. 3 ore
- **Programma pc di revisione dati:** CU-EX1

Sistema analisi paziente

- **Sistema analisi del paziente:** Ritmo ECG - fibrillazione ventricolare, tachicardia
- **Sensibilità/specificità:** Conforme alle linee guida AAMI DF80
- **Batteria non ricaricabile alta capacità**
- **Standard Tipo:** DC 12 Volt 4,2 Ah, LiMnO2
- **Capacità:** minimo 200 shock (150J)