



GIMA

DEAMBULATORE LEGGERO - pieghevole - blu

Codice: 43160
Categoria: Deambulatori, esercitatori
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1788042
CND: Y120606
EAN13: 8023279431605



Descrizione: DEAMBULATORE LEGGERO - pieghevole

**Struttura leggera in alluminio blu con comodo sedile in PP regolabile in altezza.
Pratico seggiolino sollevabile, schienale imbottito pieghevole verticalmente, gambe staccabili con ruote.
Freni ad anello per maggiore sicurezza.
Dim. 56x77 cm.
Dimensione imballo 60x18x58 cm.**

**Peso: 6,8 kg
Portata: 136 kg
Altezza impugnatura regolabile 85,5-101 cm
Seduta 37 x 25 cm con 4 altezze regolabili da 53 a 60 cm
Ruote PVC Ø 20 cm (8")**

Istruzioni multilingue: GB, FR, IT, ES