



Product Code	34952
Unit of sale	box of 6 pcs
Minimum order	1
Type	Medical device
Class	I

RDM (NSIS)	2192659
CND	M050101
PARAF	977815202
GTIN	30707387525935

Description

3M™ Transpore™ White Surgical Tape

- 3M code: 1534-2
- Dimensions: 51 mm x 9.14 m

Cerotto delicato con forte adesione e semplice strappo bidirezionale per applicazioni di bendatura. Ipoallergenico, traspirante, semplice strappo bidirezionale. Buona adesione iniziale e a lungo termine (72 ore), facile da usare con i guanti, impermeabile.

Applicazioni consigliate:

- fissaggio di bendaggi su pelle umida o asciutta
- applicazione su pelle fragile a rischio
- fissaggio di tubi e dispositivi
- applicazione ripetuta di cerotto
- necessità di personalizzare la larghezza del cerotto