

GimaTemp

Size 9,7x16,2x5,5 cm
509519 Rev. 3 - 11/20

4 IN 1
EM I



Per la temperatura corporea
dei bambini e degli adulti
Para a temperatura de bebés
e adultos
Temperatur von Babys
und Erwachsenen
För mätning av baby- och
vuxentemperatur



Per la temperatura dei liquidi
Para a temperatura de líquidos
Temperatur von Flüssigkeiten
För mätning av temperatur i vätska



Per la temperatura dell'ambiente
Para a temperatura ambiente
Temperatur von Räumen
För mätning av
omgivningstemperatur



Per la temperatura degli oggetti
Para a temperatura de objetos
Temperatur von Gegenständen
För mätning av objekttemperatur



0598



GimaTemp

Kontaktloses Infrarot-Fieberthermometer
Kontaktlös infraröd kroppstermometer

- Hohe Genauigkeit: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}/0,4^{\circ}\text{F}$
- 3-farbiger Hintergrundbeleuchtungsalarm
- Schnelle Messung ≤ 2 s
- Multifunktional: Körper- und Oberflächentemperatur
- Messabstand 1-5 cm



- Hög noggrannhet: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}/0,4^{\circ}\text{F}$
- Bakgrundsbelyst larm med tre färger
- Snabb mätning ≤ 2 sek.
- Multifunktionell: kropps- och ytttemperatur
- Mätavstånd 1–5 cm

- Rot: Hohes Fieber
Rött: hög feber
- Gelb: Leichtes Fieber
Gult: lätt feber
- Grün: Kein Fieber
Grönt: säkert

www.gimaitaly.com



WELLKANG LTD., 16 Castle St. Dover,
Guangdong, China
Made in China
4F BASHIDA High-Tech Park, Dongguan City,
HETADA TECHNOLOGY CO., LTD.

GimaTemp

Unità di misura Unidade de medida Messeinheit Mátenhet	$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$
Modalità operativa Modo de operação Betriebsmodus Driftsläge	Modalità adattata (Modalità corpo) Modalità diretta (Modalità superficie) Modo ajustado (Modo corporal) Modo diretto (Modo de superficie) Angepasster Modus (Körpermodus) Direkter Modus (Oberflächenmodus) Justerat läge (Kroppsläge) Direkt läge (Ytläge)
Sede di misurazione Zona de medição Messstelle Måtpunkt	Fronte Testa Stirn Panna
Zona del corpo di riferimento Zona corporal de referência Referenzkörperbereich Referenskroppszon	Ascellare Axilla Achselhöhle Armhåla
Intervallo valori Intervalo de valores Ausgabebereich Måtnivå	Modalità corpo / Modo corporal Körpermodus / Kroppsläge: $34,0^{\circ}\text{C}-43,0^{\circ}\text{C} / 93,2^{\circ}\text{F}-109,4^{\circ}\text{F}$ Modalità superficie Modo de superficie Oberflächenmodus / Ytläge: $0^{\circ}\text{C}-100^{\circ}\text{C} / 32^{\circ}\text{F}-212^{\circ}\text{F}$
Retroluminazione a tre colori (Indicatore a colori) Retroluminação de três cores (Alarme por cores) Dreifarbiges Hintergrundbeleuchtung (Farbige Anzeige) Bakgrundsbelyst med tre färger (Färglarm)	● $35,5-37,3^{\circ}\text{C} / 95,9-99,1^{\circ}\text{F}$ Verde (Temperatura normale) Verde (Temperatura normal) Grün (Normale Temperatur) Grönt (normal temperatur) ● $37,4-38,0^{\circ}\text{C}$ (Soglia di allarme / Ponto de alarme Alarmpunkt / Lamppunkt) $93,3-100,4^{\circ}\text{F}$ Giallo (Febbre leggera) Amarelo (Febre ligeira) Gelb (Leichtes Fieber) Gult (lätt feber) ● $38,1-43,0^{\circ}\text{C} / 100,6-109,4^{\circ}\text{F}$ Rosso (Febbre alta) Vermelho (Febre alta) Rot (Hohes Fieber) Rött: (hög feber)
Spegnimento automatico dopo Tempo de desligar: automático Automatische Abschaltzeit Automatisk avstängningstid	≤ 18 s
Tempo di misurazione Tempo de medição Messdauer Måttid	≤ 2 s
Distanza di utilizzo Distância de medição Messabstand Måtvstånd	1-5cm (0,4-2in)
Batterie Pilhas Batterien Batterier	2 batterie alcaline (AAA) 1,5V (Tipo IEC LR03) 2 pilhas alcalinas 1,5 V (AAA) (Tipo LR03 da CEI) 2x alkaline Batterien 1,5 V (AAA) (IEC-Typ LR03) 1,5 V (AAA) alkaliskt batter x 2 (IEC typ LR03)
Dimensioni / Dimensões Abmessungen / Størtek	L: 122mm X W: 96mm X H: 42mm
Peso / Peso Gewicht / Vikt	80g (senza batterie / sem pilhas ohne Batterien / utan batterier)

Condizioni di trasporto
e di conservazione
Condições de transporte
e armazenamento
Transport- und Lagerbedingungen
Transport- och
förvaringsförhållanden



GimaTemp

Termometro a distanza a infrarossi
Termómetro corporal à distância
por infravermelhos

- Elevata precisione: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}/0,4^{\circ}\text{F}$
- Indicatore retroilluminato a 3 colori
- Rapido ≤ 2 sec.
- Multifunzionale: temperatura del corpo e delle superfici
- Distanza di misurazione 1-5cm



- Elevada precisão: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}/0,4^{\circ}\text{F}$
- Alarme retroiluminado de 3 cores
- Medição rápida ≤ 2 seg.
- Multifuncional: temperatura corporal e de superfícies
- Distância de medição 1-5 cm

- Rosso: febbre alta
Vermelho: febre alta
- Giallo: febbre leggera
Amarelo: febre ligeira
- Verde: temperatura normale
Verde: seguro

www.gimaitaly.com



REF 25584 LOT 000007

Modello / Modelo
Modell / Modell: HTD8816C



8 023279 255843

