


GIMA  Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 20060 - Gessate (MI) - Italy Made in Italy	
AEROSOL EOLO EOLO NEBULIZER REF 28097 LOT XXXXXXXXX SN XXXXaaaa/mm	230V ~ 50 Hz - 170VA USO CONTINUO NON-STOP OPERATION
0476 Made in Italy	 Rev.1-09.20

Size 22.8x13.4x15cm



- Aerosol is piston compressor for Nebulizer, Adult and Child Mask.
- Mouthpieces, Air Tube, Adult Filter.
- Sturdy, Light, Quiet and Fast
- Convenient Treatments with any Medication
- Maintenance-free Compressor
- Convenient Accessory Compartment for Storage of Accessories and Medications
- Convenient Carrying Handle
- Fast, accurate and highly efficient with new Hi-Flow Jet Nebulizer.
- Recommended for Adults and Children for Home Use

- E'olo è un compressore a pistone: per essere silenzioso dotato di inibizioni: Hi-FL0, maschera adulti e pediatrica, bocchettone, tubo aria, filtro aria.
- Compatto, leggero, silenzioso e veloce
- Terapie con qualsiasi tipo di farmaco
- Compressore a pistone di lunga durata
- Comoda maniglia di trasporto
- Capiente vano porta accessori e medicinali
- Nuovo nebulizzatore Hi-FL0 rapido, preciso e ad alta efficienza
- Consigliato per adulti e bambini, per uso domiciliare

Aerosol Eolo - pistone Eolo Nebulizer - piston

Nebulizador Eolo - pistón Aerosol Eolo - pistão



Eolo es un compresor de pistón para aerosolterapia dotado de: nebulizador HI-FLO, máscara adultos y pediátrica, boquilla, tubo aire, filtro aire.

- Compacto, ligero, silencioso y rápido • Terapias con cualquier tipo de medicamento
- Compresor de pistón de larga duración • Compresor sin mantenimiento
- Cómoda asa de transporte • Amplio compartimiento porta accesorios y medicamentos
- Nuevo nebulizador HI-FLO rápido, preciso y de alta eficiencia
- Recomendado para adultos y niños, para uso doméstico

Eolo é um compressor a pistão para terapia aerossol com: nebulizador HI-FLO, máscara adultos e pediátrica, boquilha, tubo ar, filtro ar.

- Compacto, leve, silencioso e veloz • Terapias com qualquer tipo de medicamento
- Compressor a pistão de longa duração • Compressor sem manutenção
- Cômoda alça para transporte • Largo espaço para acessórios e medicamentos
- Novo nebulizador HI-FLO rápido, exacto e de alta eficiência
- Aconselhado para adultos e crianças, para uso doméstico



REF

28091 (spina UK / british plug)
28097

LOT

Vedere etichetta bar code
See bar code label



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1
20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com
export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



21



0476

**TESTATO PER FUNZIONAMENTO IN CONTINUO
APPROVED FOR NON-STOP OPERATION**



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Nébulisateur Eolo - à piston Αεροζόλ Eolo - έμβολο



Eolo est un compresseur à piston pour l' aérosothérapie équipé de: nébuliseur HI-FLO, masque adultes et pédiatrique, embout buccal, tuyau d'oxygène, filtre air.

- Compact, léger, silencieux, rapide • Thérapies avec toute sorte de médicament
- Compresseur à piston de longue durée • Compresseur sans entretien nécessaire
- Poignée de transport très pratique • Grand compartiment pour ranger les accessoires et les médicaments • Nouveau nébuliseur HI-FLO rapide, précis, haute performance
- Conseillé pour les adultes et les enfants à domicile

Το Eolo είναι ένας συμπιεστής με έμβολο για θεραπεία με αεροζόλ εξοπλισμένο με: σπρέι HI-FLO, με μάσκα για ενήλικες και παιδιά, με επιστόμιο, σωλήνα αέρα, φίλτρο

- Συμπαγής, ελαφρύς, ανόρυκτος και γρήγορος • Θεραπείες με οποιοδήποτε είδος φάρμακο
- Συμπίεστές με έμβολο μακράς διάρκειας • Συμπίεστές χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
- Βολική λαβή μεταφοράς • Με άθροον αποθηκευτικό χώρο για τα αξεσουάρ και τα φάρμακα
- Καινούργιο σπρέι HI-Flow γρήγορο, ακριβές και υψηλής απόδοσης
- Συνιστάται για ενήλικες και παιδιά, για οικιακή χρήση



Aerosol Inhalator Eolo

سبائکم Eolo پراخیل آءاوتس ال آتس اوب جال ع زلہج
Rozpylacz Eolo - na tłok

Eolo ist ein Kolbenkompressor für die Aerosoltherapie, der ausgestattet ist mit: HI-FLO Zerstäuber, Masche für Erwachsene und Kinder, Mundstück, Luftrohr und Luftfilter

- Kompakt, leicht, leise und schnell • Therapie mit jeglichem Medikament • Kolbenkompressor mit langer Lebensdauer • Kompressor der keiner Wartung bedarf • Mit Henkel leicht zum Transportieren
- Großes Fach für Zubehör und Medikamente • Neuer HI-FLO Schnellzerstäuber, präzise und effizient
- Ist für Erwachsene und Kinder und für den Hausegebrauch empfohlen

ني غيايل غلزي، HI-FLO ذائرم: يه دوزم يواغيايل ءاو ءسمال ا قس اوب جال غل مل سب كعب طاعضم ن ع قرا ب ع Eolo

- [illegible]

Eolo to sprężarka na tłok, do leczenia rozpylaniem, wyposażona w: atomizer HI-FLO, maskę dla dorosłych i pediatryczną, nasadkę, przewód rurowy powietrza i filtr powietrza;

- Ma konstrukcję zwartą, lekka, działa bez szumu i szybko
- Leczenie z zastosowaniem jakiegokolwiek leku
- Sprężarka na tłok, długotrwała
- Sprężarka nie wymagająca konserwacji
- Z wygodnym do przenoszenia uchwytem
- Pojemna wnęka na akcesoria i lekarstwa
- Z nowym rozpylaczem HI-FLO, działającym szybko, precyzyjnie, o wysokim stopniu wydajności
- Zalecan do użytku dorosłych i dzieci, w warunkach domowych