

Sfigmomanometro
Palmare Kobe

- Sphygmomanomètre de poche Kobe
- Esfigmo tipo palma Kobe
- Tensiometru Mecanic Kobe
- Σφυγμομανόμετρο Παλάμης Kobe



www.gimaitaly.com



REF HS-201W (GIMA 32690) LOT 000002

HONSUN (Nantong) Co., Ltd.
No.8 Tongxing Road, Economic & Technological
Development Area,
226009 Nantong City, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por:
Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



- Custodia in plastica ABS
- Pera in PVC morbido
- Valvola di rilascio aria ad alta precisione
- Valvola di sfogo in plastica
- Bracciale in nylon standard per adulti
- Polmone in PVC a tubo singolo per adulti
- Borsa in vinile di grandi dimensioni con chiusura a zip

- Boîtier plastique ABS
- Lampe PVC souple
- Soupape d'évacuation d'air haute précision
- Vanne d'extrémité en plastique
- Brassière standard adulte nylon
- Vessie PVC tube adulte en PVC simple
- Grand sac à fermeture éclair en vinyle

- Estojo em plástico ABS
- Bulbo macio em PVC
- Válvula de liberação do ar de alta precisão
- Válvula final em plástico
- Punho em nylon padrão para adultos
- Bexiga em PVC para adultos com tubo único
- Bolsa grande em vinil com zíper

- Cutie din plastic ABS
- Pompă moale din PVC
- Supapă de evacuare a aerului, de înaltă precizie
- Supapă de capăt din plastic
- Manșetă din nailon, mărime standard pentru adulți
- Pară din PVC, cu un singur tub, pentru adulți
- Husă încăpătoare din vinilin, cu fermoar

- Πλαστική θήκη ABS
- Μαλακό πουάρ από PVC
- Βαλβίδα εξαγωγής αέρα υψηλής ακριβείας
- Πλαστική βαλβίδα ρύθμισης
- Κανονική περιχειρίδα ενηλίκων από νάιλον
- Αεροθάλαμος μονού σωλήνα ενηλίκων από PVC
- Μεγάλη τσάντα βινυλίου με φερμουάρ

Kobe Palm Sphygmo

- Esfigmomanómetro palmar Kobe
- Kobe Tragbarer Sphygmomanometer
- Kobe egykezes vérnyomásmérő
- مقياس ضغط الدم الزئبقي



www.gimaitaly.com



Sfigmomanometro Palmare Kobe
Sphygmomanomètre de poche Kobe
Esfigmo tipo palma Kobe
Kobe Tragbarer Sphygmomanometer
Tensiometru Mecanic Kobe
Kobe egykezes vérnyomásmérő
Σφυγμομανόμετρο Παλάμης Kobe
مقياس ضغط الدم الزئبقي

Size 11x18,5x7,5 cm
509509 Rev. 1 - 01/22

- ABS plastic case
- Soft PVC bulb
- High-precision air-release valve
- Plastic end valve
- Standard adult nylon cuff
- Single tube adult PVC bladder
- Large vinyl zipper bag

- Carcasa de plástico ABS
- Perilla blanda de PVC
- Válvula de liberación de aire de alta precisión
- Válvula final de plástico
- Manguito de nylon estándar para adultos
- Vejiga de PVC de un solo tubo para adultos
- Bolsa grande de vinilo con cremallera

- ABS Kunststofffutteral
- Weicher PVC-Ball
- Präzisionsluftablassventil
- Kunststoff-Endventil
- Standard Nylonmanschette für Erwachsene
- PVC-Erwachsenenmanschette mit einem Schlauch
- Großer Venylbeutel mit Reißverschluss

- ABS műanyag tok
- Puha PVC gumilabda
- Nagy pontosságú levegő kieresztő szelep
- Műanyag zárószelep
- Standard, felnőtt méretű nylon mandzsetta
- Egycsöves, felnőtt méretű PVC tömlő
- Nagy méretű, vinil, cipzáras táska

- حاوية بلاستيكية من مادة ABS
- منفخ لين من PVC
- صمام عالي الدقة لتصريف الهواء
- صمام ذو طرف بلاستيكي
- سوار نايلون قياسي للكبار
- مثانة أنبوبية منفردة للكبار من PVC
- حقيبة كبيرة من الفينيل مزودة بإبريزم