

Roma Sphygmomanometer



- Sfigmomanometro Roma
- Tensiomètre Roma
- Roma-Blutdruckmessgerät
- Esfigmomanómetro Roma
- Esfigmomanometro Roma
- Πιεσομετρο Roma
- مقياس ضغط الدم روما

- Lightweight, reliable, accurate
- Large dial Ø 60 mm
- Anti shock protective ring
- Screw and push button air release valve for one-hand use
- Wide range of models



www.gimaitaly.com



REF 32709 - 32727 - 32728
32734 - 32738



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 - Gessate (MI) Italy
Made in China



0476



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

509066 - Rev. 5 - 09/19
Size 13.5 x 22.5 x 6.5 cm

Roma Sphygmomanometer - Sfigmomanometro Roma
Tensiomètre Roma - Esfigmomanómetro Roma

32709 Pediatrico / Pediatrico 2 tubi / 2 tubos

32727 Adulto / Adulto Kit 3 bracciali / Kit 3 cuffs

32728 Fluorescent / Fluorescent

- Leggero, affidabile, preciso
- Ampio quadrante Ø 60 mm
- Anello protettivo
- Valvola a pulsante rilascio aria utilizzabile con una sola mano
- Vasta gamma di modelli
- Léger, fiable, précis
- Grand cadran Ø 60 mm
- Bague de protection
- Valve de décompression pour une utilisation à une seule main
- Large gamme de modèles



2 Tubi / Tubes
Tubes / Tubos

32734

Adulti
Adults
Adultes
Adultos



32738

Kit 3 bracciali
Kit 3 cuffs
Kit 3 bracelets
Kit 3 pulseras



32728

Adulti - Fluorescente
Adults - Fluorescent
Adultes - Fluorescent
Adultos - Fluorescente



1 Tubo / Tube
Tube / Tubo

32727

Adulti
Adults
Adultes
Adultos



32709

Pediatrico
Pediatric
Pédiatrique
Pediátrico

