




Quadrante rotondo con Ø 113 mm per una facile lettura.
Custodia per bracciale nella parte posteriore del manometro; design con una maniglia speciale per una facile movimentazione e un facile trasporto.
Aperture nella parte inferiore della custodia per una facile rimozione della polvere.

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| • Diametro del quadrante: 113 mm | • Condizioni di stoccaggio |
| • Scala: 0-300 mmHg | Temperatura: -20°C - +70°C |
| • Campo di misurazione: 0-300 mmHg | Umidità: 20% - 85% |
| • Graduazione della scala: 2 mmHg | • Dimensioni: 130x135x130mm |
| • Precisione: ±3 mmHg | • Peso netto: 440 ± 5g |
| • Condizioni d'esercizio | |
| Temperatura: +10°C - +40°C | |
| Umidità: 20% - 85% | |

Round shape dial of Ø 113mm for easy reading.
Basket for cuff on the back of manometer, special handle design for easy moving and carrying. Loopholes in the bottom of basket, easy to clean the dust.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| • Diameter of dial: 113 mm | • Storage condition |
| • Scale range: 0-300 mmHg | Temperature: -20°C to +70°C |
| • Measuring range: 0-300 mmHg | Humidity: 20% to 85% |
| • Scale graduation: 2 mmHg | • Size: 130x135x130mm |
| • Precision: ±3 mmHg | • Net Weight: 440 ± 5g |
| • Operating condition | |
| Temperature: +10°C to +40°C | |
| Humidity: 20% to 85% | |

Cadran rond de Ø 113mm pour une lecture facile.
Panier du brassard à l'arrière du manomètre, conception spéciale de la poignée pour un déplacement et un transport facilités. Perforation dans le fond du panier, facile à dépoussiérer.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| • Diamètre du cadran: 113 mm | • Conditions de stockage |
| • Plage d'échelle: 0-300 mmHg | Température: -20°C à +70°C |
| • Plage de mesure: 0-300 mmHg | Humidité: entre 20% et 85% |
| • Échelle de graduation: 2 mmHg | • Dimensions: 130x135x130mm |
| • Précision: ±3 mmHg | • Poids Net: 440 ± 5g |
| • Conditions de fonctionnement | |
| Température: de +10°C à +40°C | |
| Humidité: entre 20% et 85% | |

Sfigmomanometro da tavolo/parete Dayton Desk/Wall Type Dayton Sphygmomanometer



www.gimaitaly.com



8 023279 327458

Esfera redonda de 113 mm de diámetro para una lectura fácil.
Cesto para el brazalete en la parte posterior del manómetro, diseño con un asa especial para moverlo y transportarlo con facilidad.
Orificios en la parte inferior del cesto para poder limpiar el polvo con facilidad.

- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| • Diametro del quadrante: 113 mm | • Condizioni di stoccaggio |
| • Scala: 0-300 mmHg | Temperatura: -20°C - +70°C |
| • Campo di misurazione: 0-300 mmHg | Umidità: 20% - 85% |
| • Graduazione della scala: 2 mmHg | • Dimensioni: 130 x 135 x 130 mm |
| • Precisione: ±3 mmHg | • Peso netto: 440 ± 5g |
| • Condizioni d'esercizio | |
| Temperatura: +10°C - +40°C | |
| Umidità: 20% - 85% | |

REF 32745



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in China



0476



Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

Tensiomètre de type modèle de bureau/modèle mural Dayton Esfigmomanómetro de escritorio/pared Dayton



www.gimaitaly.com



- Tensiomètre anéroïde
- Avec écran ample Ø 113mm
- Design innovant et taille compacte
- Construction durable: a réussi les 10.000 tests de durée de vie

- Esfigmomanómetro aneroide
- Con pantalla grande Ø 113mm
- Diseño innovativo y tamaño compacto
- Construcción duradera: prueba de 10.000 veces de duración aprobada



Sfigmomanometro da tavolo/parete Dayton
Desk/Wall Type Dayton Sphygmomanometer
Tensiomètre de type modèle de bureau/modèle mural Dayton
Esfigmomanómetro de escritorio/pared Dayton

- Sfigmomanometro aneroide
- Con quadrante Ø 113mm
- Design innovativo e compatto
- Struttura robusta: ha superato 10.000 prove di durata
- Durabile construction: passed 10.000 times life test
- Innovative design and compact size
- With large dial Ø 113mm
- Aneroid Sphygmomanometer

Size 13.8x17.5x13.8 cm
50945 - Rev.2 - 06/20