

Cardiopocket ECG 3 channels

- Fully automatic analysis function
- 2.83" colour LCD screen
- Built-in rechargeable lithium battery
- High resolution thermal printer
- PC software included
- Display shows the 3-6-12 channels waveform

Accesorios estándar

- Cable de paciente
- 1 rollo de papel
- 1 batería de litio recargable
- 4 electrodos periféricos
- 1 manual de instrucciones (GB, IT, FR, ES, GR)
- 1 software CD (GB, FR, IT, ES, DE, TR)
- y cable para conectar al ordenador

www.gimaitaly.com



Cardiopocket ECG 3 canales

- Funciones de análisis totalmente automáticas
- Pantalla de color LCD 2,83"
- Batería de litio recargable incluida
- Impresora térmica de alta resolución
- Software para ordenador incluido
- Visualización de las formas de onda de 3-6-12 canales

Standard accessories

- Patient cable
- 1 roll of paper
- 1 rechargeable lithium battery
- 4 limb electrodes
- 1 user manual (GB, IT, FR, ES, GR)
- 1 CD software (GB, FR, IT, ES, DE, TR)
- and cable for connection to PC

www.gimaitaly.com



Καρδιopocket ECG 3 Κανάλια

- Πλήρως αυτόματη λειτουργία ανάλυσης
- Έγχρωμη οθόνη LCD 2,83"
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Θερμικός εκτυπωτής υψηλής ανάλυσης
- Συμβατότητα με λογισμικό PC
- Η οθόνη δείχνει την κυματομορφή των καναλιών 3-6-12

Τοποτηρία εξοπλισμού

- Κανάλιο οθόνης
- 1 πόλο XCPIT
- 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- 4 ηλεκτροδία άκρων
- 1 ενσωματωμένο λογισμικό (GB, IT, FR, ES, GR, TR)
- 1 CD λογισμικού (GB, FR, IT, ES, DE, TR)
- και καλώδιο για σύνδεση με υπολογιστή



www.gimaitaly.com

Cardiopocket ECG 3 canali

- Funzioni di analisi totalmente automatiche
- Schermo LCD a colori 2,83 pollici
- Batteria al litio ricaricabile inclusa
- Stampante termica ad alta risoluzione
- Software per PC incluso
- Visualizzazione della forma d'onda a 3-6-12 canali

Accessori standard

- Cavo per paziente
- 1 rotolo di carta
- 1 batteria al litio ricaricabile
- 4 elettrodi periferici
- 1 manuale d'uso (GB, IT, FR, ES, GR)
- 1 software su CD (GB, FR, IT, ES, DE, TR)
- e cavo per connessione al PC

www.gimaitaly.com



Cardiopocket ECG 3 pistes

- Fonctions d'analyse complètement automatiques
- Écran LCD couleur 2,83"
- Batterie au lithium rechargeable comprise
- Imprimante thermique haute résolution
- Logiciel pour PC compris
- Affichage des formes d'ondes des 3-6-12 pistes

Accessoires standard

- Câble pour patient
- 1 rouleau de papier
- 1 batterie au lithium rechargeable
- 4 électrodes périphériques
- 1 mode d'emploi (GB, IT, FR, ES, GR)
- 1 logiciel sur CD (GB, FR, IT, ES, DE, TR)
- et câble pour connexion PC

www.gimaitaly.com



REF ECG90A (GIMA 33232)

SN Vedere bar code See bar code



CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD
No.112 Qinhuang West Street, Economic & Technical
Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Hoffstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Importato da / Imported by / Importé par / Eiodyetoi omó
Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy



Versione Rev. 2 - 02/04

Rev. 02/04 13/04/04

www.gimaitaly.com

