



REF**F7953****LOT** 1234XXXX

2024/08



MADE IN ITALY

Via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio (Florence, Italy) - www.fiab.it

IT - Elettrodi con connettore per defibrillatori:
 EN - Electrodes with connector for defibrillators:
 FR - Electrodes avec connecteur pour défibrillateurs:
 DE - Elektroden mit Konnektor für Defibrillatoren:
 ES - Electrodo con conector para desfibriladores:
 PT - Electrodo com conector para desfibriladores:
 NL - Plaat met connector voor defibrillators:
 EL - Ηλεκτρόδια με συνδετήρα για τους απινιδωτές:
 RU - Электроды для экг, дефибрилляции с коннектором:
 SV - Elektrodplattor med anslutning för defibrillator:

cod: 60010003
 comp.: 60010003

AGILENT - HEWLETT-PACKARD
LAERDAL MEDICAL

I marchi, loghi e nomi commerciali menzionati sono proprietà dei rispettivi produttori.
 The mentioned brand, logos and commercial names are property of the corresponding manufacturers.




(01) 1 8033003 26034 7 (17) 240800 (10) 1234XXXX

Cod. 96502211ET9Y-2° ed.
 Compat. version: 46


IT - ADULTI
 EN - ADULT
 FR - ADULTE
 DE - ERWACHSENE
 ES - ADULTO
 PT - ADULTO
 NL - VOLWASSENEN
 EL - ΕΝΗΛΙΚΑΣ
 RU - ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
 SV - VUXEN

Elettrodi con connettore per defibrillatori:
 Electrodes with connector for defibrillators:
 Electrodes avec connecteur pour défibrillateurs:
 Elektroden mit Konnektor für Defibrillatoren:
 Electrodo con conector para desfibriladores:
 Electrodo com conector para desfibriladores:
 Plaat met connector voor defibrillators:
 Ηλεκτρόδια με συνδετήρα για τους απινιδωτές:
 Электроды для экг, дефибрилляции с коннектором:
 Elektrodplattor med anslutning för defibrillator:

AGILENT - HEWLETT-PACKARD
LAERDAL MEDICAL

REF F7953**LOT** 1234XXXX

2024/08



(01) 2 8033003 26034 4 (17) 240800 (10) 1234XXXX



Via Costoli, 4 - 50039 - Vicchio
 (Florence, Italy) - www.fiab.it

MADE IN ITALY

Cod. 96502212ET9F-3° ed. - Compat. version: 46

cod: 60010003
 comp.: 60010003

