


REF F7986UW



LOT 1234XXXX



2024/08

60010027

- | | |
|--|--|
| (IT) ADULTI
PEDIATRICI | Elettrodi con connettore per defibrillatori: |
| (EN) ADULT
PAEDIATRIC | Electrodes with connector for defibrillators: |
| (FR) ADULTE
PÉDIATRIQUE | Electrodes avec connecteur pour défibrillateurs: |
| (DE) ERWACHSENE
PÄDIATRIE | Elektroden mit Konnektor für Defibrillatoren: |
| (ES) ADULTO
PEDIÁTRICO | Electrodos con conector para defibriladores: |
| (PT) ADULTO
PEDIÁTRICO | Electrodos com conector para desfibriladores: |
| (NL) VOLWASSENEN
PEDIATRISCH | Plaat met connector voor defibrillators: |
| (EL) ΕΝΗΛΙΚΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ | Ηλεκτρόδια με συνδετήρα για τους απινιδωτές: |
| (RU) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ | Электроды для экг, дефибрилляции с коннектором |
| (SV) VUXEN
BARN | Elektrodpåttor med anslutning för defibrillator |

**MEDIANA HeartOn AED A15
TECNO-GAZ TECNOHEART plus**

*I marchi, loghi e nomi commerciali menzionati sono proprietà dei rispettivi produttori
The mentioned brand, logos and commercial names are property of the corresponding manufacturers*

Cod. 96503600ET9J



REF F7986UW



LOT 1234XXXX



2024/08

60010027

IT - Elettrodi multifunzione monouso per defibrillazione esterna, cardioversione sincronizzata, stimolazione cardiaca e monitoraggio ECG.
EN - Disposable multifunction electrodes for external defibrillation, synchronized cardioversion, cardiac stimulation and ECG monitoring.
FR - Electrodes multifonction jetables pour défibrillation externe, cardioversion synchronisée, électrostimulation cardiaque et monitoring électrocardiographique.
DE - Einmal Multifunktionselektroden für externe Defibrillation, synchronisierte Cardioversion, Cardiale Stimulation, elektrokardiographisches Monitoring.
ES - Electrodo multifunción desechable para defibrilación externa, cardioversión sincronizada, estimulación cardiaca y monitorización ECG.
PT - Electrodo multifunções descartáveis para desfibrilhação externa, cardioversão sincronizada estimulação cardiaca e monitorização de ECG.
NL - Multifunctionele wegwerp elektroden voor externe defibrillatie, gesynchroniseerde cardioversie, cardiale stimulatie en ECG monitoring.
EL - Πολυλειτουργικά ηλεκτρόδια μιας χρήσης για εξωτερική απινίδωση, συγχρονισμένη καρδιοανάταξη, βηματοδότηση και καρδιακή παρακολούθηση (ECG).
RU - Многофункциональные электроды для ЭКГ мониторинга, внешней дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции. Одноразовые
SV - Defibrilleringselektroder av multifunktionstyp för engångsbruk avsedda för extern defibrillering, synkroniserad elkonvertering, hjärtstimulering och EKG-övervakning.



MADE IN ITALY

FIAB SpA - Via Costoli, 4
Vicchio (Florence) - Italy
www.fiab.it - fiab@fiab.it

Cod. 96503600ET9K



(01) 0 8054242 44958 7 (17) 240800 (10) 1234XXXX