

509 414 R 0 - 0 - 10/17
5 cm x 5 cm x 0.32 mm


Kintape 5 cm x 5 m x 0.32 mm
Ideal for treatment of muscular symptoms
and stimulus to blood circulation.

Taping Kinesiologia 5 cm x 5 m x 0.32 mm
Ideale per il trattamento dei sintomi muscolari
e per stimolare la circolazione.

Bandage de Kinesiologie 5 cm x 5 m x 0.32 mm
Adapté au traitement des symptômes musculaires
et à la stimulation de la circulation.

Cinta de Kinesiologia 5 cm x 5 m x 0.32 mm
Adecuado para el tratamiento
de los síntomas musculares y para
la estimulación de la circulación.

Kintape® 2
5 cm x 5 m x 0.32 mm



Supersottile
Super-thin
Super-mince
Super-fina

Kintape® 2
5 cm x 5 m x 0.32 mm

- Soft cotton Kintape roll
- 70% water proof and sweat proof
- Super sticky, up to 7 days
- Hypoallergenic
- Elasticity up to 160%
- Rotolo Kintape in soffice cotone
- 70% resistente all'acqua e al sudore
- Adherisce perfettamente fino a 7 giorni
- Ipoallergenico
- Elasticità fino a 160%
- Rouleau Kintape en coton moelleux
- Résistant à l'eau et à la sueur à 70%
- Adhère complètement jusqu'à 7 jours
- Hypoallergénique
- Élastique jusqu'à 160%
- Rollo Kintape en suave algodón
- 70% resistente al agua y al sudor
- Se adhiere por completo hasta 7 días
- Hipoalergénico
- Elástico hasta 160%

GIMA

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

