


Size 37x24x11 cm



- Indicateur SpO₂ et indice de perfusion
- Affichage de la fréquence du pouls,
- graphique à barres et affichage de la forme d'onde du pouls
- indicateur batterie faible
- Fonction de visualisation
- Luminosité écran réglable
- Fonction alarme
- Alimentation secteur ou batterie
- Indicateur de batterie
- Fonction de visualisation
- Brillo de pantalla ajustable
- Función de alarma
- Alimentación de red o batería



GIMA 35213

CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD
No.112 Qinhuang West Street,
Economic & Technical Development Zone,
066004 Qinhuangdao, Hebei Province,
cms@contecmed.com.cn
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Made in China

CMS70A

Prolinx GmbH, Brehmstr. 56,
40239 Duesseldorf, Germany


EC	REP
----	-----

EC	REP
----	-----

Pulsoxímetro OXY-200

OXY-200 Pulse oximeter

- Indicatore SpO_2 e indice di perfusione
 - Visualizzazione del valore di frequenza del polso, grafico a barre e visualizzazione della forma d'onda del polso
 - Indicatore carica batteria
 - Funzione per la modifica dei dati di registrazione
 - Luminosità schermo regolabile
 - Funzione di allarme
 - Alimentazione a corrente o a batteria
- 



- La luminosità dello schermo, il volume e la modalità di visualizzazione possono essere regolati
- Screen brightness, volume and display mode can be adjusted
- La luminosité de l'écran, le volume et le mode d'affichage peuvent être réglés
- El brillo de la pantalla, el volumen y el modo de visualización son ajustables

- Schermo 320x240 TFT e LCD
- 320x240 TFT screen and LCD
- Écran 320x240 TFT et LCD
- Pantalla 320x240 TFT y LCD

- Maniglia per il trasporto
 - Handle for transport
 - Poignée pour le transport
 - Asa de transporte
-
- Menu dei comandi semplice
 - Menu operation easy to use
 - Menu des commandes très facile
 - Menú de comandos muy sencillo